

# Table of Contents

Precautions	2
Contraindications	5
Warnings	6
InTrense™ Technology – How does it work?	7
Intended Use	8
Possible Adverse Effects	9
Device Description	10
User interface description	11
User Instructions	12
Preliminary Test	12
Getting Started	13
Step 1: Prepare your skin	13
Step 2: Device Operation	13
Recommended Treatment	15
Post facial treatment care	17
Cleaning & Storage	18
Troubleshooting	18
Customer Service	19
Device Specification Parameters	20
Labeling	21

## Precautions

- Never use flammable liquids, such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone to clean the skin in the hour before using the device, as it may cause burning of the skin.
- Do not open or repair the device, as it may expose you to dangerous electrical components.
- Do not place, store or use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water, as this may cause severe electrocution.
- Do not leave the device unattended while plugged into the electricity supply, as it may lead to electrocution.

- Keep out of reach of children and pets.
- Not to be used by persons under 18 years of age.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.
- Use the device only in accordance with these Instructions for Use and for its intended use.
- Do not use the device if any part of the device is missing, damaged or lost, if the device is not working properly, if you see or smell smoke, or if the device becomes damp or wet.

- Make sure the device is clean, dry and intact before each use. Cleaning instructions are detailed in the **Cleaning and Storage** section below.
- Do not use the device without first applying the Base Gel.
- Do not use the Base Gel after its expiration date.

**Note:** The Base Gel is for external use only – avoid direct contact with eyes. In the event that such contact does occur, wash the eyes immediately with water.

## Who Should NOT Use the Device?

Carefully read the information below before you begin your first treatment. If you still have any doubts or are unsure that the device is safe for your use, please consult with your physician.

## Contraindications

Do NOT use the device if you:

- have an active implant, such as a pacemaker or insulin pumps, or if you have any known severe heart disorder, such as arrhythmias.
- are pregnant or breastfeeding.
- suffer from severe or uncontrolled endocrine or metabolic conditions, such as diabetes or uncontrolled thyroid disease.
- have a damaged immune system or autoimmune disorder, such as AIDS or Lupus, or if you use drugs that influence the immune system.
- suffer from blood clotting disorders, excessive bleeding or bruising, damaged wound healing or if you routinely take blood-thinning medication.
- suffer from a history of deep vein thrombosis.
- have a history of collagen disorders or suffer from keloid scarring (growth of extra scar tissue where the skin has healed after an injury).
- have a general extreme illness, such as hepatitis, liver disease or epilepsy.
- suffer from sensitive or damaged skin, such as in cases of frequent redness or rash, inflammations, breakouts (such as psoriasis), blisters, sores, infections, acne or extra dry skin.
- have diminished or exaggerated perception of temperature change.
- have taken Accutane in the past 6 months.

- have a heat-induced disease or an active skin disease, such as herpes, eczema, rashes etc., in the treatment area.
- have skin cancer, areas at risk of malignancy, or if you have received radiation therapy or chemotherapy within the past 3 months.

## Warnings

Do NOT use the device:

- If you have any permanent implants in the designated treatment area, including but not limited to: silicon or injected chemical materials, metal plates or other metal materials.
- If you had plastic surgery, such as face lifting or eyelid surgery, or if you had aesthetic injections of fillers such as: Hyaluronic Acid, Collagen, fat or Botulinum Toxin, in the treatment area within the past 3 months.
- If you have had a professional chemical peel within the past 3 months with Alpha Hydroxyl Acids (AHA), such as glycolic acid, or Beta Hydroxyl Acid (BHA), or if you had a professional facial abrasion such as: dermabrasion, facial resurfacing, deep chemical peeling (phenol, Trichloroacetic acid-TCA), and/or ablative laser treatments within the past 3 months.
- Over nostrils, lips of the mouth, ears, breast or genital area, or areas not recommended in this user manual.
- Over the thyroid since it may cause adverse events.
- Over the eyelids, eyes or sides of the eyes (next to your nose), since it may cause eye damage.
- If you have any metal items, such as jewelry or piercings, or tattoos or permanent make up on the designated treatment areas.
- Over sunburns, dark brown or black spots such as: freckles, birth marks, moles or blisters in the treatment area.
- If you are allergic or sensitive to chrome, nickel or any component of the Base Gel.

- The appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided that they are under supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and that they understand the hazards involved.
- Do not use the device over hairy areas of the body, as this may result in the hairs being burnt.

---

**Note:** If you have undergone any other aesthetic procedures in the designated treatment area, or if you have treated the skin with a prescribed drug within the past 3 months, or if you have any concerns regarding potential adverse effects, please consult your physician before using the device.

---

## InTrense™ Technology – How does it work?

This is a non-invasive, home-use device that uses Radio Frequency (RF), a form of electromagnetic energy, intended to reduce wrinkles, tighten skin and renew skin elasticity. It is suitable for all skin tones, easy to use, and provides noticeable, long-lasting results.

RF technology has been used in doctors' clinics for several years and was found to be highly effective. The device has two electrodes that deliver the RF energy into the skin to contract collagen fibers and stimulate the natural production of collagen, which decreases as we age. If used correctly and according to the **Recommended Treatment**, the device will reduce the appearance of wrinkles as well as tighten the skin and renew elasticity. Results may be visible after just one treatment.



**Please make sure to carefully read this user guide before you start your treatment.**

The user guide can also be found at [www.sensica.com](http://www.sensica.com)

---

## Intended Use

The device is intended:

- For women and men who want to: reduce facial wrinkles, tighten their facial skin, and renew skin elasticity.
- For use on facial areas, specifically: "crow's feet", "smile folds" and "eleven".
- For use on fine to moderate depth wrinkles.
- To be used with the Base Gel. This gel is especially designed to work with Sensica RF devices and ensures proper delivery of RF energy. This will provide the best possible results by improving contact between the device and the skin to improve skin conductivity.

---

**Note:** This device is especially designed for your own personal treatment and is intended for a single user and home use only.

---



## Possible Adverse Effects

When using the device according to the Instructions for Use, adverse effects are rare. However, every aesthetic procedure, including the usage of home-use devices, may cause some degree of adverse effects (as listed in the table below).

In case adverse effects appear, stop using the device and consult with your physician if necessary.

Mild adverse effects should be spontaneously relieved within a few hours.

Severity of Adverse Effect	Frequency of Adverse Effect	Adverse Effects
Mild	Common	Local pain Skin irritation Skin redness Skin sensitivity Allergies or sensitivity to the Base Gel
Moderate	Rare	Mild skin burns Pigment changes Excessive redness and swelling Urticaria, purpura or ecchymosis Hematoma
Severe	Extremely Rare	Severe burns Infection Bruising Blistering

## Device Description



## User interface description

- 1. ON/OFF and energy selection button** – Simply touch the button (after the device is connected to the power supply) to turn the device ON at energy level 1, shown by 1 illuminated light in the energy level display. Once it reaches the highest level, another gentle touch will turn the device OFF. **The device will switch to standby mode when left unattended for 45 seconds.**

### 2. Status indicators

	<b>Blinking yellow light</b>	The device is in <b>standby mode</b> . In case of no light, make sure the power cord is plugged-in properly.
<b>Status indicator</b>	<b>Steady green light</b>	The device is in <b>treatment mode</b> . RF is activated, skin contact is detected, and the treatment is undergoing.
	<b>Blinking alternating green and yellow lights</b>	The device is in <b>error mode</b> . A malfunction has occurred and prevents the delivery of the RF.
<b>RF energy level selection touch button</b>	<b>1-3 energy levels lights</b>	When the green light is on, it indicates that the RF energy is active. Touch the RF energy level selection button repeatedly until you reach the desired level: 1, 2, 3 or off.

## User Instructions

For use on facial areas, specifically: "crow's feet", "smile folds" and "eleven".

### What to Expect

During your treatment it is normal to experience:

- Sensations of warmth created by the RF energy.
- Some mild red or pink color on the skin – during and just after each treatment.

### Preliminary Test

The preliminary test is intended to determine your skin's reaction to the treatment and help you find the best settings for each treatment area.

Perform a preliminary test on each area you intend to treat 48 hours prior to the full treatment.

- Prepare your skin as described below in **Step 1: Prepare your skin.** Instructions for operating the device can be found below in **Step 2: Device operation.**

- Before using the device, apply an even layer of the Base Gel on the treatment area.
- Start your test with energy level 1 and move the device in small circular motions.
- Increase the energy levels according to your comfort. Stop the test if you do not feel comfortable or if you see adverse effects.
- Perform the preliminary test for a total time of about 3 minutes.
- Wait 48 hours and examine the tested area.
- If the skin in the tested area appears normal and no adverse effects are present, you can proceed with a full treatment at the highest comfortable energy level that you tested.

---

**Note:** You may select any RF energy level that you find comfortable. The RF energy level indicates the rate at which the temperature rises when in heating mode. A high RF energy level will enable faster and more even heating. You can achieve maximum

results with all RF energy levels, but, for lower levels, it will take more time to reach the effective temperature.

---

## Getting Started

### Step 1: Prepare your skin

1. Prior to use, make sure your skin is dry, clean and free of topical products such as: moisturizers, liquids or lint.
2. Make sure you remove all jewelry from the treatment area and from your hands.
3. Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone on the skin one hour before using the device as it may cause burning of the skin.
4. The device is suitable for men. However, male users should make sure their skin is clean-shaven before treatment.

### Step 2: Device Operation

---

**Note:** A preliminary test should be conducted separately for each area you intend to treat before proceeding with a full treatment in that area. See **Preliminary Test** section above.

---

1. Make sure the device is clean, dry and intact prior to use.
2. Apply an even layer of the Base Gel on the area you intend to treat.
3. Set the Radio Frequency (RF) energy level to the level you selected in your preliminary test treatment. Touch the RF energy level selection button repeatedly until you reach the desired level: 1, 2, or 3.
4. The device is equipped with 2 safety sensors which will keep the temperature in the effective and safe range throughout the entire treatment.





**Note:** The device stops the heating when desired temperature is achieved; heating is then





re-activated when the temperature begins to drop.

5. Place the treatment fingers on the intended area, ensuring full contact with your skin during the entire treatment. The device will indicate the proper skin contact by the green status light. If the device is not properly placed, the RF energy will not be delivered.
6. If you do not feel sensations of warmth after approximately 10 seconds, try moving the device on a smaller treatment area and/or increasing the RF energy.
7. Move the device on the treatment area in a slow, circular or back and forth motion while constantly and firmly staying in contact with the skin.
8. See treatment areas, treatment time and treatments schedule in the **Recommended Treatment** section.
9. After completing the treatment, wipe off the remaining Base Gel from the treated area.
10. Cleaning instructions for before and after treatment are depicted in the **Cleaning & Storage** section.

## Recommended Treatment

- Place the treatment fingers as indicated in the picture of the chosen treatment area.
- Continuously move the device as described for the chosen treatment area.

Treatment Area	Recommended Treatment Time	Recommended Device Movement
<b>Forehead</b> 	10 minutes	Up and down across the forehead
<b>"Eleven"</b> 	5 minutes	Small circular movements or up and down
<b>"Crow's feet"</b> 	5 minutes for each side	Continuous, slow 'side to side' circular motions
<b>Cheeks</b> 	5 minutes for each side	Slow circular motions across the cheek

<p>"Smile folds"</p> 	<p>5 minutes for each side</p>	<p>Up and down over the "smile folds"</p>
<p>Chin</p> 	<p>5 minutes</p>	<p>Side to side</p>
<p>Jawline</p> 	<p>5 minutes for each side</p>	<p>Up and down along the jaw</p>
<p>Neck</p> 	<p>5 minutes for each side</p>	<p>Up and down across the neck</p>



**Warning:** avoid contact with the eyes, eye cavities, nostrils and oral cavity, as treatment in these areas may cause adverse effects.



**Warning:** avoid treatment in the lower third of the neck since this area is more sensitive and avoid treating the thyroid area (marked  $\Delta$ ).



- For long-lasting results, use the device once a week on each desired area for a period of 8 weeks.
- Response to the treatment differs between individuals and depends on environmental and biological factors, heredity and aging.
- To sustain optimal long-term results, maintenance treatments may be performed as needed every 4–8 weeks.

---

**Note:** the device will switch to standby mode when left unattended for 45 seconds.

---

## Post facial treatment care

- We recommend you also use Sensica's anti-aging cream to increase treatment efficacy and ensure long-lasting results (available for purchase at [www.sensica.com](http://www.sensica.com)).
- Apply a high-factor sunscreen (at least 30 SPF) and protect the treated area from sunlight for two weeks following treatment.
- Following the treatment, avoid any usage of hot water on your face and discontinue usage of abrasive or harsh products for two days.
- Makeup may be applied immediately after treatment.

## Cleaning & Storage

- Make sure to turn off and unplug the device before cleaning.
- It is recommended to clean the device, especially the treatment fingers, temperature sensors, and silicone cover, of residual Base Gel with a soft damp cloth or wipes.



Do not rinse the device under running water, as it may cause device malfunction.

- 
- Keep the device dry. Never place, store or use the device near: bathtubs, showers, basins or other vessels containing water as this may cause severe electrocution.

## Troubleshooting

If you experience any problems with your device, please refer to the information below to attempt to resolve it:

- If the device does not turn on:
  1. Make sure that the power cord is plugged properly into the electrical outlet and into the device power socket.
  2. Make sure the power outlet has power.
- If you cannot feel heat:
  1. Verify full contact with the skin (indicated by a green light).
  2. Verify that you applied enough Base Gel.
  3. Remember that the device reacts to your skin and may temporarily reduce heat for safety reasons.

See status indicators table in the **User Interface Description** section.

- In case of dirt or debris on the treatment fingers, you should clean them in accordance with the **Cleaning & Storage** section. If you can't get the area clean, contact our customer service.
- In case of a general error, reset the device by unplugging the power cord from the electrical outlet on the wall, wait 10 seconds and then reconnect it.

If you still have problems with your device, please contact our customer service.

---

## Customer Service

If your device has broken/ stopped working or if you need any further assistance/ information, please contact us. You may also contact us to order additional Base Gel, or you can purchase it online at [sensica.com](https://www.sensica.com).

For customer service, please see contact details on inner back cover.

---

## Device Specification Parameters

The RF handheld device is powered by bipolar RF at  $6 \pm 0.5$  Watt

### Frequency

$1 \pm 0.05$  [MHz]

### Selectable output power levels

3 levels

### Temperature sensors

RF heating is automatically deactivated when skin temperature reaches  $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$ . The heating is reactivated when temperature decreases.

### Treatment area

$\sim 2.2\text{cm}^2 / 0.34\text{in}^2$

### External power supply

Input 100–240VAC, 50–60Hz,  
Output 9VDC, 1.5A

### Device size and weight

98g, 165mm x 35mm x 48mm  
3.375oz, 6.5in x 1.38in x 1.89in

## Storage Instructions

### Storage and transport conditions

<b>Temperature</b>	$-25^{\circ}\text{C}$ to $70^{\circ}\text{C}$ ( $-13^{\circ}\text{F}$ to $158^{\circ}\text{F}$ )
<b>Humidity</b>	10% to 90% RH at $55^{\circ}\text{C}/131^{\circ}\text{F}$
<b>Pressure</b>	Non-condensing

### Operational conditions

<b>Temperature</b>	$5^{\circ}\text{C}$ to $40^{\circ}\text{C}$ ( $41^{\circ}\text{F}$ to $104^{\circ}\text{F}$ )
<b>Humidity</b>	20% to 80% RH
<b>Max operating altitude</b>	3,000 m.

## Labeling

**Model:** ST050

**Power:** 9 V, 1.5 A, 100-240 VCA,  
50-60 Hz



Triple insulation



Consult Instructions for Use



Waste Electronic and  
Electrical Equipment



Please read all warnings  
and safety precautions  
prior to use



Do not rinse the device  
under running water,  
as it may cause device  
malfunction. Keep dry



Our products and  
packaging are recyclable,  
do not throw them away!



Use the device only  
with the original  
power supply. For  
your safety, never use  
DC adapters which  
are not approved by  
the manufacturer.

## Table des matières

Précautions	23
Contre-indications	26
Mises en garde	27
Technologie InTense™ Comment ça marche?	28
Utilisation Prévue	29
Possibles effets secondaires	30
Description du dispositif	31
Description de l'interface utilisateur	32
Consignes d'utilisation	33
Test préalable	33
Préparons-nous	34
Étape 1: Préparez votre peau	34
Étape 2: Fonctionnement du dispositif	34
Traitement recommandé	36
Soins du visage consécutifs au traitement	38
Nettoyage & Rangement	39
Dépannage	39
Service clientèle	40
Paramètres et spécifications du dispositif	41
Étiquetage	42

## Précautions

- N'appliquez aucune solution inflammable telle qu'alcoolisée (incluant parfums, désinfectants ou autre composé contenant de l'alcool), ou de l'acétone, sur la peau, une heure avant d'utiliser Sensilift Mini, puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure cutanée.
- N'ouvrez, ni ne réparez le dispositif puisque vous seriez alors exposé à des composants électriques dangereux.
- Ne placez, ne rangez, ni n'utilisez Sensilift Mini à proximité d'une baignoire, douche, lavabo ou autre récipient contenant de l'eau puisque vous seriez alors exposé à un risque d'électrocution.

- Ne laissez pas Sensilift Mini branché sans surveillance puisque vous seriez alors exposé à un risque d'électrocution.
- Tenez-le hors de portée des enfants et animaux de compagnie.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Utilisez Sensilift Mini en respectant son mode d'emploi et pour l'utilisation à laquelle il est destiné.
- N'utilisez pas le dispositif si une de ses pièces est manquante, endommagée ou perdue, si le



dispositif semble ne pas fonctionner correctement, si vous voyez ou sentez de la fumée ou si le dispositif est mouillé ou humide.

- Veillez à ce que le dispositif soit propre, sec et intact avant chaque utilisation. Les consignes de nettoyage sont énoncées au paragraphe **Nettoyage & Rangement** ci-dessous.
- N'utilisez pas Sensilift Mini avant d'avoir préalablement appliqué le Gel Base.
- N'utilisez pas le Gel Base une fois sa date de péremption dépassée.

**Remarque:** Le Gel Base est réservé à l'usage externe - évitez tout contact direct avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement les yeux à l'eau claire.

## Qui NE doit PAS utiliser le dispositif?

Lisez attentivement les informations ci-dessous avant de commencer le traitement. Si vous avez le moindre doute, et que vous n'êtes pas certain que le dispositif convienne à votre santé, parlez-en avec votre médecin.

## Contre-indications

N'utilisez PAS Sensilift Mini si:

- Si vous êtes porteur d'un implant actif comme un stimulateur cardiaque ou une pompe à insuline ou présentez de graves troubles cardiaques reconnus, tels des arythmies.
- Si vous êtes enceinte ou allaitez.
- Si vous souffrez de troubles graves ou incontrôlables du métabolisme ou endocriniens (comme un diabète ou un trouble de la thyroïde non-contrôlable).
- Si vous souffrez d'une déficience du système immunitaire ou de maladies auto-immunes telles que le SIDA ou un Lupus, ou prenez un traitement qui influence le système immunitaire.
- Si vous souffrez de troubles de la coagulation, de saignements excessifs, êtes sujet à des plaies, ou des meurtrissures, ou prenez de façon régulière un traitement à base d'antiagrégant sanguin.
- Si vous avez par le passé souffert d'une thrombose veineuse profonde.
- Si vous avez déjà été diagnostiqué comme présentant des troubles du collagène ou souffrez de cicatrices chéloïdes (excroissance tissulaire suite à cicatrisation).
- Si vous souffrez de troubles graves tels que l'hépatite, troubles hépatiques ou épilepsie.
- Si vous souffrez d'une sensibilité cutanée ou d'une peau abîmée, telle que de fréquentes rougeurs, inflammations, éruptions, infections (comme un psoriasis) et acné ou sécheresse prononcée de la peau.

- Si votre perception des changements de température est faible, non plus si elle est exacerbée.
- Si vous avez pris de l'isotrétinoïne durant les 6 derniers mois.
- Si la zone de soin présente des lésions dues à la chaleur, ou est sujette à des lésions cutanées comme un herpès, de l'eczéma, des éruptions, etc.
- Si vous êtes atteint d'un cancer de la peau ou sur des zones à risque de malignité, ou si vous avez suivi une radiothérapie ou chimiothérapie dans les 3 derniers mois.

## Mises en garde

N'utilisez PAS le dispositif:

- Si n'importe quel type d'implant permanent est présent sous la zone de traitement, incluant la silicone ou un matériau chimique injecté, les plaques métalliques ou tout corps métallique.
- Si vous avez été sujet à une chirurgie plastique, telle qu'un lifting du visage ou une chirurgie des paupières, ou des injections esthétiques de comblement comme: de l'acide hyaluronique, du collagène, de la graisse ou des toxines botuliques, sur la zone de traitement dans les 3 derniers mois.
- Si vous avez subi un peeling chimique professionnel durant les 3 derniers mois (avec des acides  $\alpha$ -hydroxylés (AHA) tels que l'acide glycolique ou un  $\beta$ -hydroxyle (BHA), ou une abrasion faciale professionnelle comme: une abrasion dermique, resurfaçage facial ou peeling chimique profond (phénol, acide trichloracétique - TCA) et/ ou un traitement d'abrasion par laser durant les 3 derniers mois.
- Au-dessus des narines, des lèvres, oreilles, seins ou parties génitales ou les autres zones non-recommandées décrites dans ce manuel.
- Au-dessus de la thyroïde, des effets indésirables pouvant parfois apparaître.

- Au-dessus des paupières, des yeux ou des côtés des yeux (près de l'arête du nez), puisque cela peut provoquer des lésions oculaires.
- Si vous portez, un objet métallique bijou ou piercing, ou des tatouages ou maquillages permanents sur la zone de traitement.
- Au-dessus de coups de soleil, taches brun foncé ou noir, telles des taches de rousseur, de naissance, un naevus, un phlyctène sur la zone de soin, ni sur les aréoles.
- Si vous êtes allergique ou sensible au chrome, nickel et autres composants du Gel Base.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- N'utilisez pas Sensilift Mini sur les zones poilues du corps, car il pourrait bruler le poil.

---

**Remarque:** Si vous avez été l'objet d'une autre procédure esthétique sur la zone de traitement visée, où d'un traitement cutané avec un médicament délivré sur ordonnance durant les 3 derniers mois, ou avez des questions à propos de possibles effets secondaires, parlez-en avec votre médecin avant d'utiliser Sensilift Mini.

---

## Technologie InTrense™ Comment ça marche?

Il s'agit d'un dispositif personnel utilisant la technologie non-invasive des Ondes Radio (RF), une forme d'énergie électromagnétique, destiné à la réduction des rides, à tendre la peau et lui restituer son élasticité. Il convient à toutes les pigmentations de la peau, est facile d'emploi et à apporte de remarquables résultats qui durent longtemps.

La technologie RF a été utilisée dans des cliniques médicales durant de nombreuses années et considéré comme très efficace. Le dispositif dispose de deux électrodes qui libèrent l'énergie RF dans la peau pour contracter les fibres de collagène et stimuler sa production naturelle qui décline avec l'âge. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément au **Traitement Recommandé**, le dispositif réduit l'apparition des rides, en même temps qui retend la peau et restaure son élasticité. Les résultats peuvent se voir dès la fin du premier traitement.



**Prenez soin de lire attentivement ce guide d'utilisation avant de commencer les soins avec le dispositif.**

Le guide d'utilisation est aussi à votre disposition sur le site [www.sensica.com](http://www.sensica.com)

---

## Utilisation Prévue

Le dispositif est destiné:

- Aux femmes et aux hommes désireux de réduire les rides du visage, d'en affermir la peau et de rétablir son élasticité.
- A utiliser sur les zones du visage, en particulier: "pattes d'oie", "rides du sourire" et "onze".
- Pour une utilisation sur les rides fines à modérément profondes.
- Doit être utilisé avec le Gel Base. Ce gel est spécialement conçu pour le fonctionnement des dispositifs Sensica RF et il garantit la bonne délivrance de l'énergie RF. Il apporte les meilleurs résultats possibles en améliorant le contact entre le dispositif et la peau en améliorant la conductivité de la peau.

---

**Remarque:** Sensilift Mini n'est destiné à être employé que par un unique utilisateur.

---

## Possibles effets secondaires


Lorsque vous utilisez le dispositif en observant les consignes Guide d'utilisation, les effets secondaires sont rares. Toutefois, de toute procédure esthétique, incluant celles faisant appel à des dispositifs à usage intime, peut découler un certain degré de ressenti d'effets indésirables (tels que listés dans le tableau ci-dessous).

Au cas où des effets secondaires apparaissent, cessez d'utiliser le dispositif et si nécessaire, consultez votre médecin.

Les effets secondaires légers devraient disparaître spontanément après quelques heures.

Gravité de l'effet secondaire	Fréquence de l'effet secondaire	Effets secondaires
Léger	Commun	Douleur locale Irritation cutanée Rougeur cutanée Sensibilité cutanée Allergie ou sensibilité au Gel Base
Modéré	Rare	Légère brûlure cutanée Dépigmentation Rougeurs et gonflements excessifs Urticaire, purpura ou ecchymose Hématome
Grave	Extrêmement rare	Brûlure grave Infection Meurtrissure Boursoufflure

## Description du dispositif



## Description de l'interface utilisateur

1. **Bouton Marche/Arrêt et niveaux d'énergie** - Une simple pression sur le bouton (une fois le dispositif branché à l'alimentation) va le mettre en marche sur le niveau d'énergie 1 (ON), visible par allumage du témoin 1 sur l'affichage du niveau d'énergie. Une fois atteint le plus haut niveau, une nouvelle légère pression mettra le dispositif à l'arrêt (OFF).  
**L'appareil se met en veille après avoir été laissé sans surveillance pendant 45 secondes.**

### 2. Indicateurs de Statuts

	<b>Lumière jaune clignotante</b>	Le dispositif est en <b>mode veille</b> . Lorsqu'aucune lumière ne s'allume, il s'agit le plus souvent d'un branchement incorrect du cordon d'alimentation.
<b>Indicateur de Statuts</b>	<b>Témoin vert fixe</b>	Le dispositif est en <b>mode traitement</b> . La technologie RF est activée, le contact avec la peau détecté, et le soin en cours.
	<b>Alternance de lumières clignotantes vertes et jaunes</b>	Le dispositif est en <b>mode erreur</b> . Un dysfonctionnement est détecté et empêche la délivrance de l'énergie RF.
<b>Bouton tactile de choix de niveau d'énergie RF</b>	<b>Témoins de niveaux d'énergie 1 à 3</b>	Lorsque le voyant vert est allumé, il indique que l'énergie RF est active. Effleurez le bouton de choix de niveau d'énergie RF autant de fois que nécessaire pour atteindre le niveau choisi : 1, 2, 3 ou arrêt.



## Consignes d'utilisation

A utiliser sur les zones du visage, en particulier: "pattes d'oie", "rides du sourire" et "onze".

### À quoi s'attendre

Durant l'application il est normal de ressentir:

- Des sensations de chaleur créées par l'énergie RF.
- Quelques colorations rouge pâle ou rose de la peau – durant ou juste après chaque utilisation.

## Test préalable

L'essai préliminaire est destiné à déterminer la réactivité de votre peau au soin et à vous aider à trouver les meilleurs réglages pour chaque zone de soin. Réalisez un test préalable sur chacune des zones sur lesquelles vous avez l'intention de d'appliquer un soin, 48 heures avant de réaliser le soin entier.

- Préparez votre peau comme décrit dans **Étape 1: Préparez votre peau**. Les instructions

relatives à l'utilisation du dispositif se trouvent à **Étape 2: Fonctionnement du dispositif**.

- Avant d'utiliser le dispositif, appliquer une couche uniforme de Gel Base sur la zone de soin.
- Commencez votre test avec l'énergie de niveau 1 et déplacez l'appareil en faisant de petits mouvements circulaires.
- Augmentez les niveaux en fonction de votre confort. Cessez l'essai si vous vous sentez mal à l'aise ou constatez un effet indésirable.
- Réalisez le test préliminaire durant une durée totale d'environ 3 minutes.
- Attendez 48 heures et examinez la zone de soin.
- Si la peau sur la zone d'essai paraît normale et sans effet indésirable, vous pouvez procéder au soin complet aux plus hauts niveaux d'énergie et de massage essayés.

---

**Remarque:** Vous pouvez sélectionner le niveau d'énergie RF que vous trouvez le plus confortable. Le niveau d'énergie RF indique le taux de montée en température lorsque la fonction est activée. Un haut niveau d'énergie RF permet un chauffage plus uniforme et plus rapide. Vous pouvez parvenir aux meilleurs résultats quel que soit le niveau d'énergie RF, mais aux niveaux les plus bas cela prend simplement plus de temps pour atteindre la température efficace.

---

## Préparons-nous

### Étape 1: Préparez votre peau

1. Avant toute utilisation, veillez à ce que votre peau soit sèche, propre et exempte de tout produit topique comme : hydratant, liquide ou de peluches.
2. Veillez à retirer tout bijou de la zone de traitement et de vos mains.

3. N'appliquez aucune solution inflammable telle qu'alcoolisée (incluant parfums, désinfectants ou autre composé contenant de l'alcool), ou de type acétone, sur la peau, une heure avant d'utiliser le dispositif, puisque vous seriez alors exposé à un risque de brûlure cutanée.
4. Le dispositif convient aux hommes. Ceux-ci doivent en plus faire en sorte d'être rasés de frais avant le soin.

### Étape 2: Fonctionnement du dispositif

---

**Remarque:** Un test préliminaire doit être conduit séparément pour chaque zone que vous destinez au soin avant de procéder au traitement complet de la zone. Consultez le paragraphe **Test Préalable** ci-dessus.





---





1. Veillez à ce que le dispositif soit propre, sec et intact.
2. Appliquez une couche uniforme de Gel Base sur la zone destinée au soin.

3. Réglez les niveaux d'énergie RF sur celui que vous avez choisi lors de l'essai préliminaire. Touchez successivement sur le Bouton de choix de niveau d'énergie RF jusqu'à atteindre le niveau choisi : 1, 2, ou 3.
4. Le dispositif est équipé de 2 sondes de sécurité qui maintiennent la température dans une fourchette d'effectivité et de sureté tout au long du soin.  
**Remarque:** L'appareil arrête le chauffage lorsque la température souhaitée est atteinte ; le chauffage est ensuite réactivé lorsque la température commence à baisser.
5. Placez les doigts de traitement sur la zone destinée à recevoir le soin, veillez à ce que le contact avec la peau soit parfait durant tout le traitement. Sensilift Mini indique que le contact avec la peau est correct par le biais de l'allumage du voyant vert. Si Sensilift Mini n'est pas correctement placé, l'énergie RF ne sera pas délivrée.
6. Si vous ne ressentez pas de sensation de chaleur après approximativement 10 secondes, essayez de réduire la taille de la zone de traitement et/ ou augmentez le niveau d'énergie RF.
7. Déplacez le dispositif sur la zone de soin en de lents mouvements circulaires et d'aller-retour en maintenant un contact ferme et continu sur la peau.
8. Consultez les zones, durées et périodicité de soin au chapitre de **Traitement Recommandé**.
9. Une fois l'application du soin accomplie, essuyez les restes de Gel Base encore présents sur la zone de soin.
10. Les consignes de nettoyages préalables et postérieurs sont énoncées au chapitre **Nettoyage & Rangement**.

## Traitement recommandé

- Placez les doigts électrodes de traitement, comme indiqué sur l'image de la zone de traitement choisie.
- Déplacez continuellement le dispositif comme décrit pour la zone de traitement choisie.

Zones de soin	Temps de traitement recommandé	Mouvement recommandé
<b>Front</b> 	10 minutes	De haut en bas sur la zone frontale
<b>"Griffes du Lion"</b> 	5 minutes	Des petits cercles ou de bas en haut
<b>"Pattes d'oie"</b> 	5 minutes pour chacun des côtés	Lents mouvements circulaires continus d'un côté à l'autre
<b>Joues</b> 	5 minutes pour chacun des côtés	De lents mouvements circulaires

<p><b>"Rides du sourire"</b></p> 	<p>5 minutes pour chacun des côtés</p>	<p>De lents mouvements de bas en haut</p>
<p><b>Menton</b></p> 	<p>5 minutes</p>	<p>D'un côté à l'autre du menton</p>
<p><b>Mâchoire</b></p> 	<p>5 minutes pour chacun des côtés</p>	<p>De haut en bas du le long de la mâchoire</p>
<p><b>Cou</b></p> 	<p>5 minutes pour chacun des côtés</p>	<p>De haut en bas sur la zone du cou</p>



Évitez tout contact avec les yeux et les cavités oculaires puisqu'un soin sur ces zones pourrait engendrer des effets indésirables.



Le tiers inférieur du cou, puisque cette zone est plus sensible, évitez de même la zone de la thyroïde (Repérée ⚠)

- Pour obtenir des résultats de longue durée, utilisez le dispositif une fois par semaine sur chacune des zones de traitement sur une période de 8 semaines.
- La réponse au soin diffère selon les individus et dépend de facteurs environnementaux et biologiques, de l'hérédité et de l'âge.
- Pour entretenir les résultats à long terme, des soins de maintenance peuvent être réalisés comme nécessaire toutes les 4 à 8 semaines.

---

**Remarque:** L'appareil se met en veille après avoir été laissé sans surveillance pendant 45 secondes.

---

## Soins du visage consécutifs au traitement

- Nous vous recommandons d'utiliser aussi la crème anti-âge Sensica pour accroître l'efficacité du traitement et garantir des résultats de longue-durée (disponible à la vente sur [www.sensica.com](http://www.sensica.com)).
- Appliquez une crème solaire à fort indice de protection (au moins IP 30) et protégez les zones de soin de l'exposition au soleil durant les 2 semaines suivant le soin.
- À la suite du soin évitez tout usage de l'eau chaude sur votre visage et interrompez l'utilisation de produits abrasifs ou râpeux pendant deux jours.
- Le maquillage peut être appliqué tout de suite après le soin.

## Nettoyage & Rangement

- Prenez soin de mettre le dispositif sur OFF et de le débrancher avant le nettoyage.
- Il est recommandé de nettoyer le dispositif, particulièrement les doigts de traitement, les sondes de température et le couvercle en silicone, de tout résidu de Gel Base avec un chiffon doux, ou une serviette en papier humide.



Ne rincez jamais sous l'eau courante, cela peut provoquer des dysfonctionnements sur le dispositif.

- 
- Faites en sorte que le dispositif soit toujours sec. Ne placez, ne rangez, ni n'utilisez le dispositif à proximité d'une baignoire, douche, lavabo ou autre récipient contenant de l'eau puisque vous seriez alors exposé à un risque d'électrocution.

## Dépannage

Si vous rencontrez n'importe quel problème avec votre dispositif, référez-vous aux informations données ci-dessous pour essayer de le résoudre:

- Si le dispositif ne peut être mis sous tension:
  1. Veillez à ce que le cordon soit correctement enfiché dans le dispositif et l'alimentation dans la prise murale.
  2. Veillez à ce que la prise murale soit alimentée.
- Si vous ne sentez pas la chaleur:
  1. Vérifiez le contact complet avec la peau (indiqué par un voyant vert).
  2. Vérifiez que vous avez appliqué suffisamment de Gel Base.
  3. N'oubliez pas que l'appareil réagit à votre peau et peut réduire temporairement la chaleur pour des

raisons de sécurité.  
Voir le tableau des indicateurs dans la section **Description de l'Interface d'Utilisateur**.

- En présence de débris ou de souillures sur les doigts électrodes, vous serez conduit à les nettoyer selon la manière décrite au chapitre **Nettoyage & Rangement**. Si celle-ci ne suffit pas à obtenir un résultat, contactez notre service clientèle.
- En cas d'erreur générale, réinitialisez le dispositif en débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale, attendez 10 secondes, puis rebranchez.

Si les problèmes de votre dispositif persistent, contactez notre service clientèle.

---

## Service clientèle

Si votre dispositif est cassé/a cessé de fonctionner, ou si vous souhaitez un complément d'aide/d'information, contactez-nous. Vous pouvez également nous contacter pour commander du Gel Base ou vous pouvez le commander sur le site [sensica.com](http://sensica.com).

Pour le service client, veuillez consulter les coordonnées sur la couverture arrière intérieure.

---



## Paramètres et spécifications du dispositif

Le dispositif portable RF est alimenté par un bipolaire RF à  $6 \pm 0.5$ Watt

### Fréquence

$1 \pm 0.05$ MHz

### Niveau de puissance de sortie à sélectionner

3 niveaux

### Sondes de température

Le chauffage RF est automatiquement désactivé lorsque la peau atteint la température de  $40^{\circ}\text{C}$  ( $104^{\circ}\text{F}$ ). Le chauffage est réactivé lorsque celle-ci redescend.

### Zones de traitement

$\sim 2.2\text{cm}^2$  /  $0.34\text{in}^2$

### Alimentation externe

Entrée 100–240 VCA, 50–60Hz,  
Sortie 9VCC, 1.5A

### Dimensions et poids du dispositif

98g, 165mm x 35mm x 48mm  
3.375oz, 6.5in x 1.38in x 1.89in

## Consigne de rangement

### Rangement et conditions de transport

Température	-25°C à 70°C (-13°F à 158°F)
-------------	---------------------------------

Humidité	de 10% à 90% à 55°C/131°F
----------	------------------------------

Pression	Sans condensation
----------	----------------------

### Conditions de fonctionnement

Température	5°C à 40°C (41°F à 104°F)
-------------	------------------------------

Humidité	de 20% à 80%
----------	--------------

Altitude maximale de fonctionnement	3,000 m.
-------------------------------------	----------

## Étiquetage

**Modèle:** ST050

**Alimentation:** 9 V, 1,5 A,  
100-240 VCA, 50-60 Hz



Triple isolation



Consultez les consignes  
d'utilisation



Déchet électrique et  
électronique



Veuillez lire tous les  
avertissements et mises en  
garde avant toute utilisation



Ne rincez jamais sous l'eau  
courante, cela peut provoquer  
des dysfonctionnements sur le  
dispositif. Faites en sorte qu'il  
demeure sec.



Nos produits et emballages se  
recyclent, ne les jetez pas!



N'utilisez le  
dispositif qu'avec  
son alimentation  
d'origine. Pour votre  
sécurité, n'utilisez  
pas d'adaptateur  
d'alimentation CC qui  
n'ait été approuvé  
par le fabricant.

# Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	44
Kontraindikationen	47
Warnungen	48
InTrense™ Technologie Wie funktioniert's?	50
Bestimmungsmäßige Verwendung	51
Mögliche negative Auswirkungen	52
Beschreibung des Handgeräts	53
Beschreibung der Benutzeroberfläche	54
Gebrauchsanweisung	55
Vorversuch	55
Erste Schritte	57
Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Haut vor	57
Schritt 2: Bedienung des Geräts	57
Empfohlene Behandlung	59
Gesichtspflege nach der Behandlung	61
Reinigung und Aufbewahrung	62
Fehlerbehebung	62
Kundendienst	63
Gerätespezifikationen	64
Kennzeichnung	65

## Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten wie etwa Alkohol (einschließlich Parfüms, Desinfektionsmittel oder andere Produkte, die Alkohol enthalten) oder Aceton, um die Haut eine Stunde vor der Verwendung von Sensilift Mini zu reinigen, da dies zu Hautverbrennungen führen kann.
- Öffnen oder reparieren Sie das Gerät nicht, da Sie sonst gefährlichen elektrischen Komponenten ausgesetzt sein könnten.
- Stellen Sie Sensilift Mini nie in die Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten, da dies zu schweren Elektroschocks führen kann.

- Lassen Sie Sensilift Mini nicht unbeaufsichtigt, während es an Strom angeschlossen ist, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Das Gerät darf nicht von Personen unter 18 Jahren benutzt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie Sensilift Mini nur gemäß der Gebrauchsanweisung und dem für das Gerät vorgesehenen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie Sensilift Mini nicht, wenn Teile des Geräts fehlen,

beschädigt oder locker sind, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn Sie Rauch sehen oder riechen oder wenn das Gerät feucht oder nass wird.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Verwendung sauber, trocken und unbeschädigt ist. **Reinigung und Aufbewahrung** finden Sie im Kapitel Reinigung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, ohne vorher das Basis-Gel aufzutragen.
- Verwenden Sie das Basis-Gel nicht nach dem Verfallsdatum.

**Hinweis:** Das Basis-Gel ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet – vermeiden Sie direkten Kontakt mit den Augen. Sollte ein solcher Kontakt entstehen, spülen Sie die Augen sofort mit Wasser aus.

## Wer soll das Gerät NICHT verwenden

Lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor Sie mit der ersten Behandlung beginnen. Wenn Sie weiterhin Zweifel haben, ob das Gerät für Sie sicher ist, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## Kontraindikationen

Verwenden Sie Sensilift Mini NICHT:

- Wenn Sie ein aktives Implantat wie einen Herzschrittmacher oder eine Insulinpumpe benutzen oder unter einer diagnostizierten schweren Herzerkrankung wie etwa Herzrhythmusstörungen leiden.
- Wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Wenn Sie unter schweren, unkontrollierten endokrinen und metabolischen Zuständen (wie etwa Diabetes und unkontrollierter Schilddrüsenerkrankung) leiden.
- Wenn Ihr Immunsystem kompromittiert ist oder Sie unter Autoimmunerkrankungen wie AIDS oder Lupus leiden oder Medikamente einnehmen, die das Immunsystem beeinflussen.
- Wenn Sie unter Blutgerinnungsstörungen oder übermäßigen Blutungen oder Blutergüssen oder unterbrochener Wundheilung leiden oder routinemäßig blutverdünnende Medikamente einnehmen.
- Wenn Sie in der Vergangenheit unter tiefer Venenthrombose gelitten haben.
- Wenn Sie in der Vergangenheit an Kollagenstörungen oder an einer Keloidnarbenbildung (Wachstum von extra Narbengewebe dort, wo die Haut nach einer Verletzung geheilt ist) gelitten haben.
- Wenn Sie an einer schweren Allgemeinerkrankung wie Hepatitis, Lebererkrankung oder Epilepsie leiden.

- Wenn Sie an empfindlicher oder beschädigter Haut leiden, wie zum Beispiel bei häufigen Rötungen oder Hautausschlägen, Entzündungen, Ausbrüchen (wie Psoriasis), Blasen, Wunden, Infektionen, Akne oder besonders trockener Haut.
- Wenn Sie unter verminderter oder extrem empfindlicher Wahrnehmung von Temperaturschwankungen leiden.
- Wenn Sie in den letzten 6 Monaten Accutane eingenommen haben.
- Wenn Sie unter einer hitze-induzierten Krankheit oder unter einer aktiven Hautkrankheit (wie etwa Herpes, Ekzem, Hautausschlag usw.) im Behandlungsbereich leiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Hautkrebs haben oder an Hautstellen, die das Risiko einer Malignitätsbildung tragen oder falls Sie sich in den letzten 3 Monaten

einer Strahlen- oder Chemotherapie unterzogen haben.

## Warnungen

Verwenden Sie das Gerät NICHT:

- Wenn Sie dauerhafte Implantate im vorgesehenen Behandlungsbereich haben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Silikon oder injizierte chemische Materialien, Metallplatten oder andere Materialien aus Metall).
- Wenn Sie sich in den letzten 3 Monaten einer Operation (wie etwa einer Schönheits- oder Augenlidoperation) unterzogen oder andere ästhetische Injektionen von Füllstoffen (wie Hyaluronsäure, Kollagen, Fett oder Botulinumtoxin) im Behandlungsbereich erhalten haben.
- Wenn Sie in den letzten 3 Monaten ein professionelles chemisches Peeling (mit Alpha-Hydroxysäuren (AHA)) wie Glycolsäure oder



- Beta- Hydroxysäuren (BHA) hatten oder wenn Sie eine professionelle Abreibung der Gesichtshaut (wie etwa Dermabrasion, Gesichtserneuerung oder tiefes chemisches Peeling (Phenol, Trichloressigsäure/ TCA) und/oder ablativ Laserbehandlungen) hatten.
- Über Nasenlöchern, Lippen des Mundes, Ohren, Brust oder Genitalbereichen oder in dieser Bedienungsanleitung nicht empfohlenen Bereichen.
  - Über der Schilddrüse, da es zu unerwünschten Ereignissen kommen kann.
  - Über den Augenlidern, den Augen oder den Seiten der Augen (zu beiden Seiten Ihrer Nase), da dies zu Augenschäden führen kann.
  - Wenn Sie im Behandlungsbereich Metallgegenstände (wie Ohrringe, Schmuckstücke, Piercings) oder Tätowierungen oder dauerhaftes Make-up verwenden.
  - Bei Sonnenbrand, über dunkelbraunen oder schwarzen Stellen wie Sommersprossen, Geburtsmalen, im Bereich um die Brustwarzen oder Muttermalen und Hautbläschen im Behandlungsbereich.
  - Wenn Sie allergisch oder empfindlich auf Chrom, Nickel oder andere Komponenten des Basis-Gels reagieren.
  - Das Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, vorausgesetzt, dass sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
  - An stark behaarten Körperstellen, da es in diesen Bereichen zu Verbrennungen der Haare kommen kann.

---

**Hinweis:** Wenn Sie sich irgendwelchen anderen ästhetischen Behandlungen im vorgesehenen Behandlungsbereich unterzogen haben oder Sie Ihre Haut in den letzten 3 Monaten mit einem verschriebenen Medikament behandelt haben oder irgendwelche Zweifel hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen bestehen, wenden Sie sich vor der Verwendung von Sensilift Mini an Ihren Arzt.

---

## InTrense™ Technologie Wie funktioniert's?

Das ist ein nichtinvasives Gerät für die Anwendung zu Hause, das Radiofrequenz (RF), eine Form elektromagnetischer Energie, verwendet und dadurch Falten reduzieren, die Haut straffen und die Hautelastizität wiederherstellen soll. Das Gerät ist für alle Hauttöne geeignet, einfach anzuwenden und liefert sichtbare, lang anhaltende Ergebnisse.

Die Radiofrequenz-Technologie wird seit vielen Jahren von Ärzten in Kliniken und hat sich als äußerst wirksam erwiesen. Das Gerät verfügt über zwei Elektroden, die die RF-Energie in die Haut abgeben, um Kollagenfasern zusammenzuziehen und die natürliche Produktion von Kollagen zu stimulieren, die ja mit zunehmendem Alter abnimmt. Bei richtiger Anwendung und Befolgung des **Empfohlenen Behandlungs** reduziert das Gerät das Auftreten von Falten, strafft die Haut und stellt die Elastizität wieder her. Sichtbare Ergebnisse sind bereits nach nur einer Behandlung möglich.



Bitte lesen  
Sie sich diese  
**Gebrauchsanweisung  
sorgfältig durch, bevor  
Sie die Behandlung mit  
dem Gerät beginnen.**

Diesen Leitfaden  
finden Sie auch unter  
[www.sensica.com](http://www.sensica.com)

---

## Bestimmungsmäßige Verwendung

Das Gerät ist bestimmt:

- Für Frauen und Männer, die Gesichtsfalten reduzieren, Gesichtshaut straffen und die Hautelastizität beleben wollen.
- Für die Anwendung im Gesichtsbereich, insbesondere: "Krähenfüße", "Lachfalten" und "Fältchen".
- Zur Verwendung bei feinen bis moderaten Falten
- Zur Verwendung mit Basis-Gel. Dieses Gel wurde speziell für die Verwendung mit Sensica-RF-Geräten entwickelt und gewährleistet die angemessene Abgabe von RF-Energie. Dies liefert bestmögliche Ergebnisse, indem der Kontakt zwischen dem Gerät und der Haut verbessert wird, um die Hautleitfähigkeit zu verstärken.

---

**Hinweis:** Sensilift Mini ist für die Verwendung durch nur einen Benutzer konzipiert.

---

## Mögliche negative Auswirkungen


Wenn Sie das Gerät gemäß der Gebrauchsanweisung verwenden, treten negative Auswirkungen nur selten auf. Allerdings kann jede ästhetische Behandlung, einschließlich der Verwendung von Heimgeräten, ein gewisses Maß an negativen Auswirkungen verursachen (wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt).

Sollten negative Auswirkungen auftreten, beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort und beraten Sie sich mit Ihrem Arzt, wenn dies erforderlich ist.

Geringe negative Auswirkungen sollten sich spontan innerhalb weniger Stunden auflösen.

Ausmaß negativer Auswirkungen	Häufigkeit negativer Auswirkungen	Negative Auswirkungen
Gering	Häufig	Lokaler Schmerz Hautreizung Hautrötung Hautempfindlichkeit Allergien oder Empfindlichkeit gegenüber dem Basis-Gel
Moderat	Selten	Leichte Hautverbrennungen Pigmentveränderungen Unverhältnismäßig starke Rötung und Schwellung durch Nesselausschlag, Kapillarblutung (Purpura) oder Ekchymose Hämatome
Schwerwiegend	Sehr selten	Schwere Verbrennungen Infektion Hauthämatome Blasenbildung

## Beschreibung des Handgeräts



## Beschreibung der Benutzeroberfläche

1. **EIN/AUS und Energielevel-Sensortaste** – Tippen Sie die Taste behutsam an (nachdem das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist) und das Gerät wird auf Energie-Level 1 eingeschaltet. Dies wird durch 1 leuchtendes Licht in der Energielevel-Anzeige angedeutet. Sobald das höchste Level erreicht ist, wird das Gerät durch erneutes behutsames Antippen der Taste ausgeschaltet. **Das Gerät schaltet in den Standby-Modus, wenn es 45 Sekunden lang unbeaufsichtigt ist.**

### 2. Statusindikator

Statusindikator	Blinkendes gelbes Licht	Das Gerät ist im <b>Standby-Modus</b> . Falls kein Licht leuchtet, prüfen Sie, ob das Stromkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
	Grünes Dauerlicht	Das Gerät befindet sich im <b>Behandlungsmodus</b> . RF ist aktiviert, der Hautkontakt wird detektiert und die Behandlung ist im Gange.
	Abwechselnd blinkendes grünes und gelbes Licht	Das Gerät ist im <b>Fehlermodus</b> . Das Gerät erkannte eine Störung und verhindert die Aktivierung der RF.
RF Energielevel Sensortaste	1-3 Energielevel-Leuchtanzeigen	Wenn das grüne Licht leuchtet, zeigt dies an, dass die HF-Energie aktiv ist. Tippen Sie wiederholt die RF-Energielevel-Sensortaste behutsam an, bis Sie das gewünschte Level erreichen: 1, 2, 3 oder AUS

## Gebrauchsanweisung

Für die Anwendung im Gesichtsbereich, insbesondere: "Krähenfüße", "Lachfalten" und "Fältchen".

### Was Sie erwarten können

Während der Reduktion ist Folgendes ganz normal:

- Wärmegefühl während durch die RF-Energie.
- Während und kurz nach jeder Behandlung ist die Haut leicht rot oder rosa gefärbt.

## Vorversuch

Der Vorversuch soll die Reaktion Ihrer Haut auf die Behandlung bestimmen und Ihnen helfen, die für Sie angenehmsten Einstellungen für jeden Behandlungsbereich zu finden. Führen Sie einen Test für jeden geplanten Behandlungsbereich 48 Stunden vor der ersten vollständigen Behandlung durch.

- Bereiten Sie Ihre Haut vor wie im Folgenden unter **Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Haut vor** beschrieben. Anweisungen zur Bedienung des Geräts finden Sie nachstehend im **Schritt 2:**

### Bedienung des Geräts.

- Tragen Sie vor Benutzung des Geräts eine dünne, gleichmäßige Schicht des Basis-Gels auf die Behandlungsfläche auf.
- Beginnen Sie Ihren Test mit Energiestufe 1 und bewegen Sie das Gerät in kleinen Kreisbewegungen.
- Erhöhen Sie die Levels entsprechend Ihrem Komfortgefühl. Brechen Sie den Test ab, wenn Sie sich nicht wohl fühlen oder wenn Sie negative Auswirkungen bemerken.
- Führen Sie den Vorversuch für eine Gesamtdauer von ca. 3 Minuten durch.
- Warten Sie 48 Stunden und untersuchen Sie den getesteten Bereich.
- Wenn die Haut im getesteten Bereich normal aussieht und keine negativen Auswirkungen vorliegen, können Sie eine vollständige.

---

**Hinweis:** Können Sie jedes für Sie angenehme RF-Energielevel auswählen. Das RF-Energielevel gibt die Rate an, gemäß der die Temperatur

im Erwärmungsmodus ansteigt. Ein hohes RF-Energielevel ermöglicht Ihnen eine schnellere und gleichmäßigere Erwärmung. Sie können bei jedem RF-Energielevel maximale Ergebnisse erzielen, aber bei einem niedrigeren Level dauert es länger, bis die wirksame Temperatur erreicht ist.

---

## Erste Schritte

### Schritt 1: Bereiten Sie Ihre Haut vor

1. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass Ihre Haut trocken, sauber und frei von topischen Produkten wie Feuchtigkeitscremes, Flüssigkeiten oder Fussel ist.
2. Entfernen Sie jeglichen Schmuck vom Behandlungsbereich und von Ihren Händen.
3. Verwenden Sie niemals brennbare Flüssigkeiten wie Alkohol (einschließlich Parfüms, Desinfektionsmittel oder andere Anwendungen, die Alkohol enthalten)

oder Aceton, um die Haut eine Stunde vor Benutzung des Geräts zu reinigen, da dies zu einer Verbrennung der Haut führen kann.

4. Das Gerät ist auch für Männer geeignet. Allerdings sollten männliche Benutzer sicherstellen, dass ihre Haut vor der Behandlung sauber rasiert ist.

### Schritt 2: Bedienung des Geräts

---

**Hinweis:** Vor der vollständigen Behandlung sollte separat ein Vorversuch für jeden Behandlungsbereich durchgeführt werden. Siehe Abschnitt **Vorversuch** oben.

---





1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor Behandlungsbeginn trocken und unbeschädigt ist.
2. Tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht des beigefügten Basis-Gels auf den ausgewählten Behandlungsbereich auf.







3. Stellen Sie das RF-Energielevel auf die Stufe ein, die Sie während des Vorversuchs ausgewählt hatten. Drücken Sie wiederholt die RF-Energielevel-Auswahlstaste bis Sie das gewünschte Level erreicht haben: 1, 2 oder 3.
4. Das Gerät ist mit 2 Sicherheitssensoren ausgestattet, die die Temperatur während der gesamten Behandlung im wirksamen und sicheren Bereich halten.  
**Hinweis:** Das Gerät stoppt die Heizung, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist; die Heizung wird dann wieder aktiviert, wenn die Temperatur zu sinken beginnt.
5. Platzieren Sie die Behandlungsfinger auf den ausgewählten Behandlungsbereich und sorgen Sie während der gesamten Behandlung für einen vollständigen Kontakt der Elektroden mit Ihrer Haut. Das Gerät zeigt den richtigen Hautkontakt durch die grüne Statusanzeige an. Wenn das Gerät nicht richtig platziert ist, wird die RF-Energie nicht abgegeben.
6. Wenn Sie nach ca. 10 Sekunden keine Wärmeempfindung verspüren, versuchen Sie, das Gerät über einer kleineren Behandlungsfläche zu bewegen und/oder die RF-Energie zu erhöhen.
7. Führen Sie das Gerät in langsamen, kreisförmigen Bewegungen über den Behandlungsbereich, während Sie einen permanenten, festen Kontakt mit der Haut aufrechterhalten.
8. Für Behandlungsbereiche, Behandlungsdauer und Behandlungsplan siehe Abschnitt **Empfohlenes Behandlungs**.
9. Wischen Sie nach Beendigung der Behandlung das restliche Gel von der behandelten Fläche ab.
10. Anleitungen für die Reinigung des Geräts finden Sie im Abschnitt **Reinigung und Aufbewahrung**.

## Empfohlene Behandlung

- Positionieren Sie die Behandlungsfinger wie im Bild des ausgewählten Behandlungsbereichs gezeigt.
- Bewegen Sie das Gerät kontinuierlich wie für den ausgewählten Behandlungsbereich beschrieben.


Behandlungsbereiche	Empfohlene Behandlungszeit	Empfohlene Bewegung
Stirn 	10 Minuten	Auf und ab über den Stirnbereich
"Elf" 	5 Minuten	Kleinen, kreisförmigen Bewegungen oder auf und ab
Krähenfüßchen 	5 Minuten für jede Seite	Langsamen, kreisförmigen Bewegungen von einer Stelle zur nächsten
Wangen 	5 Minuten für jede Seite	Langsamen, kreisförmigen Bewegungen über den Wangenbereich

Lachfältchen		5 Minuten für jede Seite	Auf und ab über die "Lachfältchen"
Kinns		5 Minuten	Kontinuierlich von einer Seite des Kinns zuranderen
Kieferpartie		5 Minuten für jede Seite	Entlang der Kieferpartie kontinuierlich auf und ab
Halsbereichs		5 Minuten für jede Seite	über dem Nackenberg auf und ab



**Vorsicht:** Vermeiden Sie Kontakt mit den Augen und Augenhöhlen, da die Behandlung in diesen Bereichen negative Auswirkungen haben kann.



**Vorsicht:** Vermeiden Sie die Behandlung im unteren Drittel des Halses, da dieser Bereich empfindlicher ist, und vermeiden Sie die Behandlung des Schilddrüsenbereichs (gekennzeichnet mit )

- Für lang anhaltende Ergebnisse verwenden Sie das Gerät einmal pro Woche für jeden Behandlungsbereich für einen Zeitraum von 8 Wochen.
- Das Ansprechen auf die Behandlung ist individuell unterschiedlich und hängt von umweltbedingten und biologischen Faktoren, Vererbung und Alter ab.
- Für optimale Langzeitresultate können Sie Behandlungen bei Bedarf alle 4-8 Wochen wiederholen.

---

**Hinweis:** Das Gerät schaltet in den Standby-Modus, wenn es 45 Sekunden lang unbeaufsichtigt ist.

---

## Gesichtspflege nach der Behandlung

- Wir empfehlen Ihnen, zusätzlich die Anti-Aging-Creme von Sensica zu verwenden, um die Wirksamkeit der Behandlung zu erhöhen und dauerhafte Ergebnisse zu erzielen (zum Kauf erhältlich bei [www.sensica.com](http://www.sensica.com)).
- Tragen Sie Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor (mindestens 30 LSF) auf und schützen Sie die behandelte Stelle nach der Behandlung zwei Wochen lang vor Sonnenlicht.
- Vermeiden Sie nach der Behandlung die Verwendung von heißem Wasser im Gesicht und stellen Sie die Verwendung von abrasiven oder rauen Produkten für zwei Tage ein.
- Make-up kann sofort nach der Behandlung aufgetragen werden.

## Reinigung und Aufbewahrung

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor der Reinigung ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Es wird empfohlen, das Gerät, insbesondere die Behandlungsfinger, die Temperatursensoren und die Silikonhülle, mit einem weichen, feuchten Tuch oder Papiertuch von Resten des Basis-Gels zu reinigen.



Spülen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser ab, da dies zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann.

---

- Halten Sie das Gerät trocken. Platzieren, lagern oder benutzen Sie Ihr Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen wasserhaltigen Behältern auf, da dies zu Stromschlägen führen kann.

## Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise, um Lösungen zu finden:

- Wenn Sie das Gerät nicht einschalten können:
  1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäß an die Steckdose und an die Gerätebuchse angeschlossen ist.
  2. Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss mit Strom versorgt wird.
- Wenn Sie keine Wärme spüren:
  1. Vergewissern Sie sich, dass ein vollständiger Hautkontakt besteht (durch ein grünes Licht angezeigt).
  2. Vergewissern Sie sich, dass Sie genug Basisgel aufgetragen haben.
  3. Denken Sie daran, dass das Gerät auf Ihre Haut reagiert und die Wärme aus Sicherheitsgründen vorübergehend reduziert werden kann. Siehe Tabelle der Statusanzeigen im Abschnitt **Beschreibung der Benutzeroberfläche**.

- Wenn Schmutz oder Ablagerungen an den Behandlungsfingern haften, sollten Sie diese wie im Abschnitt Reinigung beschrieben **reinigen**. Wenn Sie den Bereich nicht sauber bekommen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Im Fall eines allgemeinen Fehlers setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose an der Wand ziehen, 10 Sekunden warten und es dann wieder anschließen.

Wenn Sie trotzdem noch Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

---

## Kundendienst

Wenn Ihr Gerät defekt ist oder nicht mehr funktioniert oder Sie weitere Hilfe/Informationen benötigen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Sie können uns auch kontaktieren, um zusätzliches Basis-Gel zu bestellen, oder es online bei [sensica.com](https://www.sensica.com) kaufen.

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie auf der hinteren Umschlaginnenseite.

---

## Gerätespezifikationen

Das RF-Handgerät wird mit einer multipolaren RF von  $6 \pm 0.5$  Watt betrieben

### Frequenz

$1 \pm 0.05$  MHz

### Wählbare Ausgangsleistung

3 Levels

### Temperatursensoren

Die RF-Erwärmung wird automatisch deaktiviert, wenn die Hauttemperatur  $40^{\circ}\text{C}$  ( $104^{\circ}\text{F}$ ) erreicht. Die Erwärmung wird reaktiviert, wenn die Temperatur abnimmt.

### Behandlungsbereich

$\sim 2.2\text{cm}^2 / 0.34\text{in}^2$

### Externe Stromversorgung

Eingang 100–240 VAC, 50–60 Hz, Ausgang 9 VDC, 1.5A

### Gerätedimensionen

98g, 165mm x 35mm x 48mm  
3.375oz, 6.5in x 1.38in x 1.89in

## Anleitung für die Lagerung

### Lager- und Transportbedingungen

Temperatur	$-25^{\circ}\text{C} - 70^{\circ}\text{C}$ ( $-13^{\circ}\text{F} - 158^{\circ}\text{F}$ )
Luftfeuchtigkeit	10% - 90% RH bei $55^{\circ}\text{C}$ ( $131^{\circ}\text{F}$ )
Druck	Nicht kondensierend

### Betriebsbedingungen

Temperatur	$5^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ ( $41^{\circ}\text{F} - 104^{\circ}\text{F}$ )
Luftfeuchtigkeit	20% - 80% RH
Maximale Betriebshöhe	3,000 m.

## Kennzeichnung

**Modell:** ST050

**Leistung:** 9V, 1.5A, 100–240VAC,  
50–60Hz



Dreifache Isolierung



Konsultieren Sie die  
Gebrauchsanweisung



Abfallentsorgung  
von Elektro- und  
Elektronikgeräten



Bitte lesen Sie alle  
Warnungen und  
Sicherheitsmaßnahmen vor  
der Verwendung



Spülen Sie das Gerät nicht  
unter fließendem Wasser ab,  
da dies zu Fehlfunktionen  
des Geräts führen kann.  
Trocken halten



Unsere Produkte und  
Verpackungen sind  
wiederverwertbar, werfen  
Sie sie nicht weg!



Verwenden Sie das  
Gerät nur mit Original-  
Netzteil. Verwenden  
Sie zu Ihrer Sicherheit  
niemals DC-Adapter,  
die nicht vom Hersteller  
zugelassen sind.



# Sommario

Precauzioni	67
Controindicazioni	70
Avvertenze	71
Tecnologia InTrense™ come funziona?	72
Uso previsto	73
Possibili effetti indesiderati	74
Descrizione del dispositivo	75
Interfaccia utente	76
Istruzioni per l'uso	77
Test preliminare	77
Iniziare ad usare	78
Passaggio 1: Prepara la cute	78
Passaggio 2: Funzionamento del dispositivo	78
Trattamento raccomandato	80
Cura del viso post trattamento	82
Pulizia e conservazione	83
Risoluzione dei problemi	83
Servizio clienti	84
Specifiche tecniche	85
Etichettatura	86

## Precauzioni

- Non usare mai liquidi infiammabili, come alcool (compresi profumi, disinfettanti o altri prodotti contenenti alcool) o acetone, per pulire la pelle un'ora prima di utilizzare Sensilift Mini, in quanto potrebbero bruciare la pelle.
- Non tentare di aprire o riparare il dispositivo in quanto potresti esporre a pericolosi componenti elettrici.
- Non posizionare, conservare o utilizzare Sensilift Mini vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua, in quanto potrebbe causare gravi danni da propagazione di elettricità.
- Non lasciare Sensilift Mini incustodito quando collegato alla corrente

elettrica in quanto può causare elettrocuzione.

- Tenere fuori della portata di bambini ed animali domestici.
- Non deve essere utilizzato da persone sotto i 18 anni di età.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non deve essere eseguita da bambini senza sorveglianza.
- Utilizzare Sensilift Mini esclusivamente in conformità alle Istruzioni d'utilizzo e per l'uso previsto.
- Non usare il dispositivo se una qualsiasi parte del dispositivo è mancante, danneggiata o persa, se il dispositivo non funziona

correttamente, se si sente odore o si vede fumo, oppure se il dispositivo diventa umido o bagnato.

- Assicurarsi che il dispositivo sia pulito, asciutto e intatto prima di ogni utilizzo. Le istruzioni per la pulizia del dispositivo sono elencate in modo dettagliato nel paragrafo **Pulizia e conservazione** successivo.
- Non utilizzare Sensilift Mini senza prima aver applicato il Base Gel.
- Non utilizzare il Base Gel dopo la sua data di scadenza.

**Nota:** Il Base Gel è solo per uso esterno. Evitare il contatto diretto con gli occhi. Nel caso di contatto accidentale, lavare immediatamente gli occhi con acqua.

## Chi **NON** può usare questo dispositivo?

Leggi attentamente le informazioni qui sotto prima di iniziare il primo trattamento. Se hai ancora dei dubbi o non sei sicuro di poterlo utilizzare, consulta il tuo medico personale.

## Controindicazioni

NON utilizzare il dispositivo:

- Se si dispone di un impianto elettromedicale, ad esempio un pacemaker, una pompa insulinica o se si soffre di gravi disturbi cardiaci, come un'aritmia.
- In caso di gravidanza o durante l'allattamento.
- Se si soffre di gravi malattie metaboliche o endocrine, come diabete o malattie della tiroide non sotto controllo medico.
- In caso di sistema immunitario compromesso, se si soffre di una malattia autoimmune, come AIDS, Lupus o se si assumono farmaci esercitanti un effetto sul sistema immunitario.
- In caso di coagulopatie del sangue, eccessivo sanguinamento, ematomi o in caso di compromessa cicatrizzazione delle ferite o se si assumono regolarmente farmaci anticoagulanti.
- Se si soffre di una trombosi venosa profonda pregressa.
- In caso di problemi pregressi connessi al collagene o se si è soggetti alla formazione di cicatrici cheloidi (eccessiva crescita di tessuto cicatriziale nel luogo di guarigione della pelle in seguito a una lesione).
- In caso di malattie gravi generalizzate, come epatite, malattie del fegato o epilessia.
- Se si ha la pelle sensibile o rovinata, se soggetti ad arrossamenti o eruzioni cutanee frequenti (es. psoriasi), infiammazioni, acne, infezioni o pelle estremamente secca.
- Se si possiede una ridotta o eccessiva percezione delle variazioni di temperatura.

- Se hai preso Accutane negli ultimi 6 mesi.
- Se si soffre di malattie da calore o si è soggetti a malattie della pelle nell'area di trattamento (es. herpes, eczema, eruzioni cutanee, ecc.).
- Nel caso di tumore della pelle, o su aree a rischio di tumori maligni, o se si è riduci da chemioterapia o radiazioni da meno di 3 mesi.
- In caso di peeling chimico professionale eseguito negli ultimi tre mesi con alfa idrossiacidi AHA a base di acido glicolico, beta idrossiacidi BHA, oppure se si ha subito un'abrasione facciale professionale (come la dermoabrasione, il resurfacing del viso o il peeling chimico profondo a base di fenolo, acido tricloroacetico TCA, e/o trattamenti laser abitativi) negli ultimi 3 mesi.

## Avvertenze

NON utilizzare il dispositivo:

- Se si hanno impianti permanenti nell'area di trattamento (inclusi, ma non limitati a silicone, materiali chimici iniettati sottocute, lastre e altri materiali metallici).
- In caso di intervento di chirurgia plastica, come lifting facciale o chirurgia palpebrale, o se ci si è sottoposti a iniezioni estetiche con sostanze riempitive, come acido ialuronico, collagene, grassi o tossine botuliniche) nell'area di trattamento designata negli ultimi tre mesi.
- Su narici, labbra, orecchie, capezzoli e aree genitali o altre aree non raccomandate in questo manuale d'uso.
- Sulla tiroide poiché potrebbe causare reazioni avverse.
- Sulle palpebre, gli occhi o i lati dell'occhio a prossimità del naso, poiché può causare danni agli occhi.
- Su qualunque oggetto metallico (es. gioielli o piercing) o su tatuaggi o trucco permanente presenti nelle aree di trattamento designate.
- Su scottature, macchie di colore marrone scuro

o nere, come lentiggini e voglie, intorno ai capezzoli, su nei o vesciche presenti nell'area di trattamento.

- Se si è allergici o sensibili a cromo, nichel o a qualsiasi componente del Base Gel.
- Il dispositivo può essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza a condizione che siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni all'uso sicuro del dispositivo e che capiscano i pericoli che questo comporta.
- Non utilizzare Sensilift Mini su aree pilifere del corpo, in quanto questo può provocarne la bruciatura.

---

**Nota:** Se si è sottoposti a qualsiasi procedura estetica nell'area di trattamento designata, se si è trattata la pelle con un farmaco prescritto negli ultimi 3 mesi o se si hanno dubbi su potenziali effetti collaterali, consultare il proprio medico prima di usare Sensilift Mini.

---

## Tecnologia InTrense™ come funziona?

Questo è un dispositivo per uso domestico non invasivo che si avvale delle radiofrequenze (RF), una forma di energia elettromagnetica, in grado di ridurre le rughe, rassodare la pelle e rigenerarne l'elasticità. Adatto a qualunque tonalità della cute, è facile da usare e offre risultati visibili e duraturi.

La tecnologia RF, utilizzata da diversi anni in clinica garantisce un elevato livello di efficacia. Il dispositivo possiede due elettrodi capaci di erogare l'energia RF fino agli strati più profondi della pelle per contrarre le fibre di collagene e stimolarne la sua produzione naturale, che diminuisce con l'avanzare dell'età. Se usato correttamente e secondo il **Trattamento Raccomandato**, il dispositivo contrasta la comparsa delle rughe, rassoda la pelle e ne rigenera l'elasticità. I risultati sono visibili già dopo il primo trattamento.



Leggi attentamente il Manuale dell'utente prima di iniziare ad usare il dispositivo.

Il Manuale dell'utente è consultabile all'indirizzo [www.sensica.com](http://www.sensica.com)

---

## Uso previsto

Il dispositivo è destinato:

- A uomini e donne che desiderano ridurre le rughe del viso, rassodare la pelle e rigenerare l'elasticità cutanea.
- Per uso sulle zone del viso, specificamente: le "zampe di gallina", le "rughe d'espressione" e le "rughe del leone".
- A rughe lievi e mediamente profonde.
- A essere utilizzato con il Base Gel. Questo gel è realizzato in esclusiva per i dispositivi Sensica a RF e garantisce una corretta erogazione di energia RF. L'utilizzo corretto garantisce i migliori risultati possibili aumentando il contatto tra il dispositivo e la pelle per ottimizzare la conduttività della pelle.

---

**Nota:** Sensilift Mini e' progettato per essere utilizzato da un singolo utente.

---



## Possibili effetti indesiderati

Quando si utilizza il dispositivo seguendone le Istruzioni d'utilizzo, gli effetti indesiderati sono rari. Tuttavia, qualunque procedura estetica, anche l'utilizzo di dispositivi per uso domestico, potrebbe provocare qualche effetto indesiderato (come elencato nella tabella seguente).


In caso di comparsa di effetti indesiderati, smetti di usare il dispositivo e consulta il tuo medico se necessario.

Gli effetti indesiderati lievi dovrebbero scomparire spontaneamente in poche ore.

<b>Gravità degli effetti indesiderati</b>	<b>Frequenza degli effetti indesiderati</b>	<b>Effetti indesiderati</b>
<b>Lieve</b>	<b>Frequente</b>	Dolore localizzato Irritazione della pelle Arrossamento cutaneo Ipersensibilità Allergie o sensibilità al Base Gel
<b>Moderata</b>	<b>Rara</b>	Lievi ustioni della pelle Cambiamenti nella pigmentazione Eccessivo arrossamento e gonfiore Orticaria, porpora o ecchimosi Ematomi
<b>Grave</b>	<b>Estremamente rara</b>	Gravi ustioni Infezioni Lividi Vesciche

## Descrizione del dispositivo

Italiano



## Interfaccia utente

1. **Pulsante ON/OFF e di selezione dell'intensità** – Premendo il pulsante (dopo che il dispositivo è stato collegato all'alimentatore) si accende il dispositivo all'intensità 1, indicata dalla spia luminosa 1 sul display dell'intensità. Quando raggiunge l'intensità più elevata, un'altra pressione spegnerà il dispositivo. **Il dispositivo passerà a modalità di standby quando lasciato incustodito per 45 secondi.**
2. **Indicatori di stato**

Indicatore di stato	Spia gialla lampeggiante	Il dispositivo è in <b>standby</b> . In caso la spia non si accenda, assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente.
	Spia verde fissa	Il dispositivo è in <b>funzione</b> . La RF è attiva, viene rilevato il contatto cutaneo e il trattamento è in corso.
	Spia verde e gialla lampeggiante	Il dispositivo segnala un <b>problema</b> . Il dispositivo ha rilevato un malfunzionamento e impedisce l'attivazione della funzione di RF.
Tasto per la selezione dell'intensità elettromagnetica	Spie 1-3 indicanti l'intensità RF	Quando la luce verde è accesa, indica che l'energia RF è attiva. Sflora il tasto per la selezione dell'intensità RF più volte, fino al raggiungimento dell'intensità desiderata: 1, 2, 3 o spenta.

## Istruzioni per l'uso

Per uso sulle zone del viso, specificamente: le "zampe di gallina", le "rughe d'espressione" e le "rughe del leone".

### Cosa aspettarsi

Durante il trattamento è normale provare:

- Sensazioni di calore prodotte dall'energia elettromagnetica.
- Alcuni leggeri arrossamenti o colorazioni rosacee della cute durante e subito dopo ogni trattamento.

## Test preliminare

Il test preliminare ha lo scopo di determinare la reazione della pelle al trattamento e permettere l'individuazione delle migliori impostazioni per ciascuna area di trattamento. Eseguire un test preliminare su ogni area che si intende trattare 48 ore prima del trattamento completo.

- Preparare la pelle come descritto di seguito al **Passaggio 1: Preparare la cute**. Le istruzioni

sul funzionamento del dispositivo sono disponibili di seguito al **Passaggio 2: Funzionamento del dispositivo**.

- Prima di utilizzare il dispositivo, applicare uno strato uniforme di Base Gel sull'area di trattamento.
- Inizia il tuo test al livello di energia 1 e muovi il dispositivo con piccoli movimenti circolari.
- Aumentare l'intensità a piacimento. Interrompere il test se si avverte disagio, o effetti indesiderati.
- Eseguire il test preliminare per massimo tre minuti circa.
- Attendi 48 ore ed esamina l'area testata.
- Se la pelle nell'area testata appare normale e non sono presenti effetti indesiderati, puoi procedere con un trattamento completo all'intensità più confortevole che hai testato.

---

**Nota:** Selezionare l'intensità RF più confortevole. L'indicatore d'intensità elettromagnetica

indica la velocità di aumento della temperatura in fase di riscaldamento. Un'elevata intensità elettromagnetica consente un riscaldamento più rapido ed equilibrato. È possibile ottenere ottimi risultati a qualunque intensità elettromagnetica, ma a intensità ridotte sarà necessario più tempo per raggiungere la temperatura desiderata.

---

## Iniziare ad usare

### Passaggio 1: Prepara la cute

1. Prima dell'uso, assicurati che la pelle sia asciutta, pulita e libera da qualsiasi applicazione di prodotti topici, come creme idratanti, liquidi o pelucchi.
2. Rimuovere tutti i gioielli dall'area del trattamento e dalle mani.
3. Non usare liquidi infiammabili, come alcool (compresi profumi, disinfettanti o altri prodotti contenenti alcool) o acetone, sulla pelle un'ora prima di utilizzare

il dispositivo, in quanto potrebbero bruciare la pelle.

4. Il dispositivo può essere utilizzato da ambo i sessi. Tuttavia, gli utenti di sesso maschile dovrebbero assicurarsi di avere la pelle rasata prima del trattamento.

### Passaggio 2: Funzionamento del dispositivo

---

**Nota:** È consigliabile condurre un test preliminare distinto per ogni area che si intende trattare prima di procedere ad un trattamento completo in tale area. Consultare il paragrafo precedente **Test preliminare**.





---





1. Assicurarsi che il dispositivo sia pulito, asciutto e intatto, quindi collegare l'estremità dell'alimentatore a una presa elettrica e l'estremità del cavo alla presa del dispositivo.
2. Applicare uno strato uniforme di Base Gel sull'area da trattare.

3. Impostare l'intensità elettromagnetica (RF) precedentemente selezionata durante il test preliminare. Premere il pulsante per la selezione dell'intensità elettromagnetica più volte, fino al raggiungimento dell'intensità desiderata: 1, 2, o 3.
4. Il dispositivo è dotato di due sensori di sicurezza che mantengono la temperatura ad un livello efficace e sicuro per tutta la durata del trattamento.  
**Nota:** Il dispositivo interrompe il riscaldamento quando viene raggiunta la temperatura desiderata; il riscaldamento è poi riattivato quando la temperatura comincia a scendere.
5. Posiziona le testine massaggianti sull'area desiderata, assicurandoti di mantenerle a contatto completo con la pelle per tutta la durata del trattamento. Il dispositivo si posiziona correttamente del dispositivo attraverso la spia verde. Se il dispositivo non è posizionato correttamente, l'energia elettromagnetica non sarà emessa.
6. Se non avverti sensazioni di calore, dopo circa dieci secondi, prova a ridurre l'area del trattamento, e/o ad aumentare l'intensità elettromagnetica.
7. Sposta il dispositivo sull'area trattata con movimenti lenti circolari, o avanti e indietro, ma sempre mantenendo un saldo contatto con la pelle.
8. Consulta le aree, la durata e il programma di trattamento al paragrafo **Trattamento Raccomandato**.
9. Dopo aver terminato il trattamento, rimuovi il restante Base Gel dalla zona trattata.
10. Le istruzioni di pulitura pre- e post-trattamento sono descritte al paragrafo **Pulizia e conservazione**.

## Trattamento raccomandato

- Posizionare le dita di trattamento nell'area scelta, come appare nell'immagine.
- Spostare continuamente il dispositivo, come indicato per ogni area di trattamento.


Aree di trattamento	Tempo di trattamento raccomandato	Movimento raccomandato
Fronte 	10 minuti	Movimenti dall'alto verso il basso
"Graffi di leone" 	5 minuti	Piccoli movimenti circolari o dall'alto verso il basso
"Zampe di gallina" 	5 minuti per lato	Lenti e continui movimenti laterali e circolari
Guance 	5 minuti per lato	Lenti e continui movimenti circolari

<b>Linee d'espressione naso-labiali</b>		5 minuti per lato	Piccoli movimenti dall'alto verso il basso
<b>Mento</b>		5 minuti	Da un lato all'altro
<b>Mascella</b>		5 minuti per lato	Dall'alto verso il basso lungo la mascella
<b>Collo</b>		5 minuti per lato	Dall'alto verso il basso



**Precauzioni:** Evita il contatto con gli occhi e la cavità oculare, poiché il trattamento di queste aree può provocare effetti indesiderati.



**Precauzioni:** Evita il trattamento della terza parte inferiore del collo, poiché questa zona è più sensibile, e il trattamento dell'area della tiroide (contrassegnata con .



- Per risultati duraturi, utilizza il dispositivo una volta a settimana su tutte le zone che desideri trattare per almeno otto settimane.
- La risposta al trattamento è differente da individuo a individuo e dipende da fattori ambientali, biologici, ereditari e d'invecchiamento.
- Per mantenere risultati ottimali a lungo termine, effettua, se necessario, trattamenti di mantenimento ogni 4-8 settimane.

---

**Nota:** Il dispositivo passerà a modalità di standby quando lasciato incustodito per 45 secondi.

---

## Cura del viso post trattamento

- Consigliamo di utilizzare anche la crema anti-invecchiamento Sensica per aumentare l'efficacia del trattamento e garantire risultati duraturi (disponibile su [www.sensica.com](http://www.sensica.com)).
- Applica un alto fattore di protezione solare (almeno 30 SPF) e proteggi la zona trattata dalla luce solare per due settimane dopo il trattamento.
- Dopo il trattamento, evita l'utilizzo di acqua calda sul viso e interrompi l'utilizzo di prodotti abrasivi o aggressivi per due giorni.
- Il fondo tinta può essere applicato immediatamente dopo il trattamento.

## Pulizia e conservazione

- Assicurati di spegnere e scollegare il dispositivo prima di pulirlo.
- Si consiglia di pulire il dispositivo, in particolare le testine, i sensori di temperatura e il rivestimento in silicone, dai residui di Base Gel con un panno morbido o una salvietta umida.



Non risciacquare il dispositivo sotto l'acqua corrente, in quanto potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo.

---

- Tieni il dispositivo all'asciutto. Non posizionare o conservare il dispositivo vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua, in quanto potrebbe causare gravi danni da propagazione di elettricità.

## Risoluzione dei problemi

In caso si riscontrassero problemi con il dispositivo si prega di fare riferimento alle informazioni elencate di seguito per risolverli:

- Se il dispositivo non si accende:
  1. Assicurarti che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa elettrica e nella presa di alimentazione del dispositivo.
  2. Assicurarti che la presa sia alimentata.
- Se non senti il calore:
  1. Verifica che ci sia un contatto completo con la pelle (indicato da una luce verde).
  2. Verifica di avere applicato una quantità sufficiente di Base Gel.
  3. Ricorda che il dispositivo reagisce alla tua pelle e può ridurre temporaneamente il calore per motivi di sicurezza. Vedi la

tabella degli indicatori dello stato nella sezione **Descrizione dell'Interfaccia Utente**.

- In caso di sporco o residui sulle testine massaggianti, segui le istruzioni di pulitura indicate al paragrafo **Pulizia e conservazione**. Se non è possibile pulire l'area, contatta il Servizio clienti.
- In caso di errore generico, resetta il dispositivo scollegando il cavo di alimentazione dalla presa elettrica a muro. Attendi dieci secondi e ricollegarlo.

Se hai ancora problemi con il dispositivo, contatta il nostro Servizio clienti.

---

## Servizio clienti

Se il dispositivo si rompe, smette di funzionare o hai bisogno di ulteriore assistenza, contattaci. Puoi anche contattarci per ordinare del Base Gel aggiuntivo o acquistarlo direttamente online sul sito [sensica.com](https://www.sensica.com).

Per assistenza clienti, vedere i dati di contatto sulla retrocopertina interna.

---

## Specifiche tecniche

Il dispositivo palmare RF è alimentato da una RF bipolare a  $6 \pm 0.5$  Watt

### Frequenza

$1 \pm 0.05$  MHz

### Livelli di energia in uscita selezionabili

3

### Sensori di temperatura

Il riscaldamento elettromagnetico si disattiva automaticamente quando la temperatura della pelle raggiunge  $40^{\circ}\text{C}$  ( $104^{\circ}\text{F}$ ). Il riscaldamento si riattiva quando la temperatura diminuisce.

### Area di trattamento

$\sim 2.2 \text{ cm}^2 / 0.34 \text{ in}^2$

### Alimentatore esterno

Ingresso 100-240 VCA, 50-60 Hz, Uscita 9 VDC, 1,5 A

### Dimensione e peso del dispositivo

98g, 165mm x 35mm x 48mm  
3.375oz, 6.5in x 1.38in x 1.89in

## Conservazione

### Condizioni di conservazione e trasporto

**Temperatura** Da  $-25^{\circ}\text{C}$  a  $70^{\circ}\text{C}$   
(Da  $-13^{\circ}\text{F}$  a  $158^{\circ}\text{F}$ )

**Umidità** Dal 10% a 90% UR  
a  $55^{\circ}\text{C} / 131^{\circ}\text{F}$

**Pressione** Non condensata

### Condizioni di funzionamento

**Temperatura** Da  $5^{\circ}\text{C}$  a  $40^{\circ}\text{C}$   
(Da  $41^{\circ}\text{F}$  a  $104^{\circ}\text{F}$ )

**Umidità** Dal 20% all 80%  
UR

**Altitudine max. di funzionamento** 3,000 m.

## Etichettatura

**Modello:** ST050

**Alimentazione:** 9 V, 1,5 A,  
100-240 VCA, 50-60 Hz



Isolamento triplo



Consultare le Istruzioni  
d'utilizzo



Smaltimento  
apparecchiature elettriche  
ed elettroniche



Leggere tutte le avvertenze  
e le precauzioni di sicurezza  
prima dell'utilizzo



Non risciacquare il  
dispositivo sotto l'acqua  
corrente, in quanto  
potrebbe causare un  
malfunzionamento  
del dispositivo. Tenere  
all'asciutto



I nostri prodotti e confezioni  
sono riciclabili, non gettarli  
via!



Utilizzare il dispositivo  
esclusivamente  
con l'alimentatore  
originale esterno. Per  
la tua sicurezza, non  
usare mai adattatori  
DC non approvati  
dal costruttore.

# Índice de contenidos

Precauciones	88
Contraindicaciones	91
Advertencias	92
Tecnología InTrense™ ¿Cómo funciona?	93
Uso previsto	94
Posibles efectos secundarios	95
Descripción del dispositivo	96
Descripción de la interfaz de usuario	97
Instrucciones para el Usuario	98
Prueba preliminar	98
Sobre los Primeros pasos	100
Paso 1: Prepare su piel	100
Paso 2: Funcionamiento del dispositivo	100
Tratamiento recomendado	102
Cuidados después del tratamiento facial	104
Limpieza y almacenamiento	105
Solución de problemas	105
Servicio de atención al cliente	106
Parámetros de las especificaciones del dispositivo	107
Etiquetado	108

## Precauciones

- No utilice nunca líquidos inflamables como alcohol (incluidos los perfumes, desinfectantes y otros productos que contengan alcohol) ni acetona para limpiar la piel una hora antes de usar Sensilift Mini, pues puede causar quemaduras en la piel.
- No abra ni repare el dispositivo pues puede quedar expuesto a componentes eléctricos peligrosos.
- No sitúe, guarde ni use Sensilift Mini cerca de la bañera, ducha, lavabos u otros contenedores de agua pues puede electrocutarse.
- No deje Sensilift Mini solo cuando esté enchufado pues puede haber riesgo de electrocución.

- Manténgalo lejos del alcance de niños y mascotas.
- No debe ser utilizado por personas menores de 18 años.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión de adultos.
- Utilice Sensilift Mini únicamente de acuerdo con este Manual de instrucciones y para el uso previsto.
- No utilice el dispositivo si falta, está deteriorado o se ha perdido alguno de los componentes del mismo o si no funciona adecuadamente, si ve humo o lo huele o si el dispositivo está húmedo o se ha mojado.



- Antes de usarlo, asegúrese de que el dispositivo está limpio, seco e intacto. Las instrucciones de limpieza se detallan en la siguiente sección de **Limpieza y almacenamiento**.
- No utilice Sensilift Mini sin usar antes el Base Gel.
- No utilice el Base Gel después de la fecha de caducidad.

**Nota:** El Base Gel es solo para uso externo, evite ponerlo en contacto con los ojos. Si esto ocurriera, limpie los ojos con agua de inmediato.

## ¿Quién NO debe usar el dispositivo?

Lea detenidamente la siguiente información antes de iniciar su primer tratamiento. Si aún tiene dudas o no está seguro de que el dispositivo sea seguro para su uso, consulte a su médico.

## Contraindicaciones

NO utilice el dispositivo:

- Si tiene un implante permanente, como marcapasos o bomba de insulina o si tiene alguna cardiopatía severa, como arritmia.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.
- Si padece una enfermedad endocrina o metabólica (como diabetes o una enfermedad tiroidea no controlada).
- Si su sistema inmunitario está debilitado, si tiene trastornos autoinmunes como SIDA o lupus o si usa medicamentos que influyan en su sistema inmunológico.
- Si padece coagulopatía o hemorragias o excesivos hematomas o mala cicatrización de las heridas o si toma habitualmente medicamentos anticoagulantes.
- Si tiene antecedentes de trombosis venosa profunda.
- Si tiene antecedentes de trastornos de colágeno o se le producen cicatrices queloides (crecimiento del tejido cicatrizal después de una herida).
- Si padece una enfermedad generalizada grave, como hepatitis, enfermedad renal o epilepsia.
- Si tiene la piel sensible o dañada, como en los casos de enrojecimiento o sarpullidos frecuentes, inflamaciones, erupciones (como soriasis), ampollas, llagas infecciones, acné, o piel muy seca.
- Si tiene una percepción reducida o exagerada de los cambios de temperatura.
- Si ha estado tomando Accutane en los últimos 6 meses.

- Si padece una enfermedad inducida por el calor o una enfermedad activa en la piel (herpes, eccema, sarpullido, etc.) en la zona a tratar.
- Si padece cáncer de piel, zonas con riesgo de neoplasia o si se ha sometido a una terapia de radiación o quimioterapia en los últimos tres meses.
- Si se ha sometido a una exfoliación química en los últimos 3 meses (alfa hidroxiácidos) como ácido glicólico, beta hidroxiácidos, abrasión facial profesional como dermoabrasión, rejuvenecimiento facial o exfoliación química profunda (fenol, ácido tricloroacético (TCA)) o tratamientos ablativos con láser en los últimos 3 meses.

## Advertencias

NO use el dispositivo:

- Si tiene implantes permanentes en la zona a tratar (incluyendo, pero no solo, silicona o productos químicos inyectados, placas metálicas u otros materiales metálicos).
- Si se ha sometido a cirugía plástica (como estiramiento facial o cirugía de los párpados) o si le han practicado inyecciones estéticas o rellenos como ácido hialurónico, colágeno, grasa o toxina botulínica en la zona a tratar en los últimos 3 meses.
- Sobre las aletas de la nariz, los labios, las orejas, la zona genital o las zonas no recomendadas en este manual.
- Sobre la tiroides ya que puede causar molestias.
- Sobre los párpados, los ojos o en la zona del lagrimal ya que puede dañar los ojos.
- Si tiene elementos metálicos, (como pendientes, joyas o piercing), o tatuajes o maquillaje permanente en la zona a tratar.
- Sobre quemaduras solares, manchas marrones o negras como pecas, marcas de nacimiento,

alrededor de los pezones, verrugas o ampollas en la zona de tratamiento.

- Si es alérgico o sensible al cromo o al níquel o cualquier compuesto del Base Gel.
- El dispositivo puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y que comprendan los peligros involucrados.
- No utilice Sensilift Mini sobre zonas con vello, pues los pelos pueden quemarse.

---

**Nota:** Si se ha sometido a otros tratamientos estéticos en la zona del tratamiento, o si le han recetado algún medicamento para tratarse la piel en los últimos 3 meses, o si le preocupan los posibles efectos secundarios, consulte con su médico antes de usar Sensilift Mini.

---

## Tecnología InTrense™ ¿Cómo funciona?

Este es un dispositivo de uso doméstico no invasivo que utiliza radiofrecuencia (RF), una forma de energía electromagnética dirigida a reducir las arrugas, reafirmar la piel y renovar su elasticidad. Es adecuado para todos los tonos de piel, fácil de usar y sus resultados son notables y duraderos.

La tecnología de radiofrecuencia se ha utilizado en clínicas médicas durante varios años demostrando resultados altamente eficaces.

El dispositivo cuenta con dos electrodos que envían la energía de RF a la piel para contraer las fibras de colágeno y estimular la producción natural de colágeno, ya que esta disminuye a medida que envejecemos. Si se usa correctamente y cumple con las indicaciones en el apartado de **Tratamiento Recomendado**, el dispositivo reducirá la apariencia de las arrugas, al mismo tiempo que reafirmará la piel y renovará su elasticidad. Podrá ver resultados después de tan solo un tratamiento.



**Asegúrese de leer cuidadosamente esta guía del usuario antes de iniciar un tratamiento con Sensilift Mini.**

La guía del usuario también puede encontrarla en [www.sensica.com](http://www.sensica.com)

---

## Uso previsto

El dispositivo se diseñó:

- Para mujeres y hombres que desean reducir las arrugas faciales, reafirmar la piel de su rostro y renovar la elasticidad de la piel.
- Para uso en áreas faciales, en concreto: "patas de gallo", "líneas de sonrisa" y "arrugas del entrecejo".
- Para utilizarse en arrugas con una profundidad de fina a moderada.
- Para utilizarse con la Base Gel. Este gel se diseñó especialmente para funcionar con dispositivos de radiofrecuencia de Sensica garantizando el suministro adecuado de energía de radiofrecuencia. Esto proporcionará los mejores resultados posibles al mejorar el contacto entre el dispositivo y la piel, mejorando con ello la conductividad de la piel.

---

**Nota:** Sensilift Mini ha sido diseñado para ser usado por una única persona.

---

## Posibles efectos secundarios


Cuando se utiliza el dispositivo de acuerdo con las Instrucciones de uso, los efectos secundarios son poco comunes. Sin embargo, todo procedimiento estético, incluido el uso de dispositivos para uso doméstico, puede causar algún grado de efectos secundarios (los enumeramos en la tabla de abajo).

En caso de que aparezcan efectos adversos, deje de usar el dispositivo y consulte con su médico si fuera necesario.

Los efectos adversos leves deberían aliviarse de forma espontánea en unas pocas horas.

<b>Gravedad del efecto adverso</b>	<b>Frecuencia del efecto adverso</b>	<b>Efectos secundarios</b>
<b>Leve</b>	<b>Común</b>	Dolor local Iritación de la piel Enrojecimiento de la piel Sensibilidad de la piel Alergia o sensibilidad al Base Gel
<b>Moderado</b>	<b>Poco común</b>	Quemaduras leves de la piel Cambios de pigmento Enrojecimiento excesivo e hinchazón Urticaria, púrpura o equimosis. Hematomas
<b>Grave</b>	<b>Muy poco común</b>	Quemaduras graves Infección Moretones Ampollas

## Descripción del dispositivo



## Descripción de la interfaz de usuario

1. **Botón de encendido/Apagado (ON/OFF) y de selección de energía** - todo lo que debe hacer es pulsa suavemente el botón (después de haber conectado el dispositivo a la fuente de alimentación), para encender el dispositivo en el nivel de energía 1, y se mostrará el número 1 iluminado en la pantalla de nivel de energía. Después de llegar al nivel más alto, si pulsa suavemente el botón una vez más, el dispositivo se apagará. **El dispositivo cambiará al modo de espera cuando se deje desatendido durante 45 segundos.**

### 2. Indicadores de estado

Indicador de estado	Luz amarilla intermitente	El dispositivo está en <b>modo en espera</b> . Si no aparece ninguna luz, asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente.
	Luz verde fija	El dispositivo está en <b>modo de tratamiento</b> . La RF está activada, se detecta el contacto con la piel y el tratamiento está en curso.
	Luz intermitente verde y amarilla	El dispositivo está en <b>modo de error</b> . Se ha producido una falla e impide que se envíe la radiofrecuencia.
Botón táctil de selección del nivel de energía de RF	Luces de los niveles de energía 1-3	Quando la luz verde está encendida, esto indica que la energía RF está activa. Pulse suavemente el botón de selección de nivel de energía de RF repetidamente hasta que alcance el nivel deseado: 1, 2, 3 o apagado.*



## Instrucciones para el Usuario

"Para uso en áreas faciales, en concreto: "patas de gallo", "líneas de sonrisa" y "arrugas del entrecejo".

### Qué se debe esperar

Durante el tratamiento es normal experimentar:

- Sensaciones de calor causadas por la energía de RF.
- Un ligero color rojo o rosa en la piel, durante y justo después de cada tratamiento.

### Prueba preliminar

La prueba preliminar pretende determinar la reacción de su piel ante el tratamiento con y ayudarle a encontrar la configuración óptima para cada zona de tratamiento. Realice una prueba preliminar en cada zona que desee tratar 48 horas antes de realizar el tratamiento completo.

- Prepare su piel como se describe a continuación en el **Paso 1: Prepare su**

**piel.** Puede encontrar las instrucciones para operar el dispositivo en el **Paso 2: Funcionamiento del dispositivo.**

- Antes de utilizar el dispositivo, aplique una capa uniforme del Base Gel en la zona de tratamiento.
- Empieza tu prueba con energía a nivel 1 y mueva el dispositivo en pequeños movimientos circulares.
- Aumente los niveles de energía en función de su comodidad. Detenga la prueba si no se siente cómodo o si observa efectos secundarios.
- Realice la prueba preliminar durante un tiempo total de aproximadamente 3 minutos.
- Espere 48 horas y examine la zona en la que hizo la prueba.
- Si esta zona de piel parece normal y sin efectos secundarios, puede iniciar un tratamiento completo con el mayor nivel de energía y de masaje con el que se encontró cómodo durante la prueba.

---

**Aviso:** Puede seleccionar cualquier nivel de energía de RF que le resulte cómodo. El nivel de energía de RF indica la tasa a la que aumenta la temperatura cuando está en modo en espera. Un nivel de energía de RF alto le proporcionará un calor más rápido y uniforme. Puede lograr resultados óptimos con todos los niveles de energía de RF, pero para los niveles más bajos, simplemente se necesitará más tiempo para alcanzar la temperatura efectiva.

---

## Sobre los Primeros pasos

### Paso 1: Prepare su piel

1. Antes de usarlo, asegúrese de que su piel esté seca, limpia y libre de productos tópicos como cremas hidratantes, líquidos o fibras de algodón.
2. Asegúrese de quitarse todas las joyas que tenga en la zona donde aplicará el tratamiento, así como de sus manos.
3. No utilice nunca líquidos inflamables como alcohol (incluidos los perfumes, desinfectantes y otros productos que los contengan) o acetona en la piel una hora antes de usar el dispositivo, pues puede causar quemaduras en la piel.

4. El dispositivo puede ser utilizado por los hombres. No obstante, los usuarios masculinos deben asegurarse de tener la piel limpia y afeitada antes del tratamiento.

### Paso 2: Funcionamiento del dispositivo

---

**Aviso:** se debe realizar una prueba preliminar por separado para cada zona que intenta tratar antes de proceder con un tratamiento completo en esa área. Consulte la sección **Prueba preliminar** arriba.

---

1. Asegúrese de que el dispositivo esté limpio, seco e intacto.
2. Aplique una capa uniforme de Base Gel en el área que quiere tratar.
3. Configure el nivel de energía de Radiofrecuencia (RF) en

el nivel que seleccionó en la prueba preliminar anterior. Pulse el botón de selección de nivel de energía de RF repetidamente hasta que alcance el nivel deseado: 1, 2 o 3.

4. El dispositivo cuenta con 2 sensores de seguridad que mantendrán la temperatura dentro del rango efectivo y seguro durante todo el tratamiento.

**Nota:** "El dispositivo detiene el calentamiento cuando se alcanza la temperatura deseada; el calentamiento se reactiva cuando la temperatura comienza a descender".

5. Coloque los dedos de tratamiento sobre la zona que va a tratar, asegurándose de que están en contacto pleno con su piel durante todo el tratamiento el dispositivo indicará que el contacto con la piel es el adecuado mediante la luz de estado verde. Si dispositivo no se coloca correctamente, no se emitirá la energía de RF.

6. Si una vez transcurridos aproximadamente 10 segundos no experimenta una sensación de calor, intente desplazar el dispositivo a una zona de tratamiento más pequeña y/o aumente el nivel de energía de RF.


7. Mueva el dispositivo sobre la zona de tratamiento con lentos movimientos circulares o hacia delante y hacia atrás mientras mantiene un contacto constante y firme sobre la piel.



8. Consulte las zonas de tratamiento, el tiempo de tratamiento y el programa de tratamientos en el apartado de **Tratamiento Recomendado**.

9. Una vez completado el tratamiento, limpie los restos del Base Gel que queden en la zona tratada.
10. En el apartado de limpieza se proporcionan las instrucciones de **Limpieza y almacenamiento** para antes y después del uso.

## Tratamiento recomendado

- Coloque los dedos de tratamiento como se indica en la imagen del área de tratamiento elegida
- Mueva continuamente el dispositivo según las indicaciones para el área de tratamiento elegida.

Zonas de tratamiento	Tiempo de tratamiento recomendado	Movimiento recomendado
Frente 	10 minutos	Arriba y abajo a lo largo de la frente
"Once" 	5 minutos	Pequeños movimientos circulares o arriba y abajo
"Patas de gallo" 	5 minutos para cada lado	Movimientos circulares continuos y lentos "de lado a lado"
Mejillas 	5 minutos para cada lado	Movimientos circulares lentos

<p><b>Pliegues de la sonrisa</b></p> 	<p>5 minutos para cada lado</p>	<p>Pequeños movimientos arriba y abajo</p>
<p><b>Barbilla</b></p> 	<p>5 minutos</p>	<p>Movimientos continuos de lado a lado</p>
<p><b>Mandíbula</b></p> 	<p>5 minutos para cada lado</p>	<p>Arriba y abajo a lo largo de la mandíbula</p>
<p><b>Cuello</b></p> 	<p>5 minutos para cada lado</p>	<p>Arriba y abajo a lo largo de la zona</p>



**Precaución:** Evite el contacto con los ojos y las cavidades oculares, ya que el tratamiento en estas zonas puede causar efectos secundarios.



**Precaución:** Evite tratar el tercio inferior del cuello ya que esta zona es más sensible y evite tratar la zona tiroidea (marcada con el símbolo ⚠)

- Para unos resultados duraderos, utilice el dispositivo una vez a la semana en cada zona deseada durante un periodo de 8 semanas.
- La respuesta al tratamiento varía de una persona a otra y depende de factores biológicos y ambientales, de la genética y del envejecimiento.
- Para mantener los resultados óptimos a largo plazo, puede realizar tratamientos de mantenimiento cada 4-8 semanas, según su necesidad.

---

**Aviso:** El dispositivo cambiará al modo de espera cuando se deje desatendido durante 45 segundos.

---

## Cuidados después del tratamiento facial

- Le recomendamos que también utilice la crema antienvjecimiento de Sensica para aumentar la eficacia del tratamiento y garantizar resultados duraderos (puede comprarla en [www.sensica.com](http://www.sensica.com)).
- Aplique un protector solar con factor de protección alto (al menos un factor de protección solar 30) y proteja la zona tratada de los rayos del sol durante dos semanas después del tratamiento.
- Después del tratamiento, evite aplicar agua caliente sobre su rostro e interrumpa el uso de productos abrasivos o ásperos durante dos días.
- Se puede aplicar maquillaje inmediatamente después del tratamiento.

## Limpieza y almacenamiento

- Asegúrese de apagar y desconectar el dispositivo antes de limpiarlo.
- Se recomienda limpiar el dispositivo, especialmente los dedos de tratamiento, los sensores de temperatura y la cubierta de silicona retirando el residuo del Base Gel con un paño suave y húmedo o una toalla de papel.



No limpie el dispositivo bajo el agua del grifo, ya que puede causar un malfuncionamiento del mismo.

- 
- Mantenga el dispositivo seco. Nunca coloque, almacene ni utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua ya que puede sufrir una electrocución severa.

## Solución de problemas

Si experimenta algún problema con su dispositivo, consulte la información que figura a continuación para intentar resolverlo:

- Si el dispositivo no se enciende:
  1. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado adecuadamente a la red eléctrica y a la toma de corriente del dispositivo.
  2. Asegúrese de que la toma eléctrica tiene corriente.
- Si no puede sentir el calor:
  1. Verifique que esté en pleno contacto con la piel (indicado por una luz verde).
  2. Verifique que ha aplicado suficiente Base Gel.
  3. Recuerda que el dispositivo reacciona a su piel y puede temporalmente reducir el calor por razones

de seguridad. Ver la tabla de indicadores de estado en la sección de descripción de interfaz de usuario.

- En caso de que haya suciedad o residuos pegados en los dedos de tratamiento, deberá limpiarlos siguiendo las instrucciones del capítulo de **Limpieza y almacenamiento**. Si no puede dejar la zona limpia, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Si se produce un error general, reinicie el dispositivo desconectando el cable de alimentación de la red eléctrica en la pared, espere 10 segundos y luego vuelva a conectarlo.

Si continúa experimentando problemas con su dispositivo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

---

## Servicio de atención al cliente

Si su dispositivo se ha roto o dejó de funcionar o si necesita más ayuda o información, póngase en contacto con nosotros. También puede ponerse en contacto con nosotros para solicitar un Base Gel adicional o puede comprarlo en línea en [sencsa.com](https://sencsa.com).

Para obtener información sobre el servicio al cliente, consulte los datos de contacto en la contraportada interior.

---



## Parámetros de las especificaciones del dispositivo

El dispositivo manual de RF está alimentado por RF bipolar a  $6 \pm 0.5$  Vatios

**Frecuencia**  
1 $\pm$ 0.05 MHz

**Nivel de potencia de salida seleccionable**  
3 niveles

**Sensores de temperatura**  
El calor de RF se desactiva automáticamente cuando la temperatura de la piel alcanza los 40°C (104°F). El calor se vuelve a activar cuando disminuye la temperatura.

**Zona de tratamiento**  
~2.2cm<sup>2</sup> / 0.34in<sup>2</sup>

**Fuente de alimentación externa**  
Entrada 100-240 VCA,  
50-60 Hz, Salida 9VCD, 1.5A

**Peso y dimensiones del dispositivo**  
98g, 165mm x 35mm x 48mm  
3.375oz, 6.5in x 1.38in x 1.89in

## Instrucciones de almacenamiento

### Condiciones de transporte y almacenamiento

**Temperatura** -25°C a 70°C (-13°F a 158°F)

**Humedad** 10% a 90% HR a 55°C/131°F

**Presión** Sin condensación

### Condiciones de funcionamiento

**Temperatura** 5°C a 40°C (41°F a 104°F)

**Humedad** 20% a 80% HR

**Altitud máxima operativa** 3,000 m.

## Etiquetado

**Modelo:** ST050

**Voltaje:** 9 V, 1.5 A, 100-240 VAC,  
50-60 Hz



Aislamiento triple



Consulte las instrucciones  
de uso



Residuos de aparatos  
eléctricos y electrónicos



Lea todas las advertencias  
y medidas de seguridad  
antes de usarlo.



No limpie el dispositivo  
bajo el agua del grifo,  
ya que puede causar un  
malfuncionamiento del  
dispositivo. Mantener seco.



Nuestros productos y  
embalajes son reciclables,  
¡no los tire!



Utilice el dispositivo  
solo con fuente  
de alimentación  
original. Para su  
seguridad, nunca  
utilice adaptadores  
de CC que no  
estén aprobados  
por el fabricante.

# Treatment log

---

Treatment date	Treated area	Comments
----------------	--------------	----------

---



---

# Warranty Card



Serial Number

Congratulations on your Sensica purchase!

We have every faith in the quality of each Sensica device - we know they meet the highest standards, because we subject them to rigorous quality and performance testing. In the unlikely event that you do find a defect in a Sensica device, it may be covered by this warranty.

## Two Year Limited Warranty

This warranty covers only Sensica devices. Other Sensica products, such as pads or creams, are defined as consumables and therefore excluded from warranty coverage.

This limited warranty covers manufacturer defect related problems in your Sensica device, if you purchased it directly from [www.sensica.com](http://www.sensica.com) or from an authorized partner. Warranty approvals will only be granted

where an original receipt is provided. This warranty is limited to devices proven to be defective.

In order to obtain warranty service on your Sensica device, please go to our website or call our customer service center for assistance (you will find the number at [www.sensica.com](http://www.sensica.com)).

Sensica requires proof of purchase. Please provide an invoice or purchase receipt showing the date of purchase of the device



Enter your serial number on our website to activate your warranty.

Saisissez votre numéro de série sur notre site internet pour activer votre garantie.

Inserisci il tuo numero di serie sul nostro sito Web per attivare la garanzia.

Geben Sie zur Garantieregistrierung Ihre Seriennummer auf unserer Website ein.

Introduzca su número de serie en nuestro sitio web para activar su garantía.

[www.sensica.com](http://www.sensica.com)