

Table of contents

Sensismooth	2
What to expect when using Sensismooth	3
Device description	4
User instructions	5
Important cautions and warnings	7
Cleaning and troubleshooting	8
Customer service	9
Register your device	9
Frequently asked questions	10
Device specifications	11

Sensismooth

The essential for your daily skin care routine.

Sensismooth is a professional multi-treatment device that uses unique patented pads with Adapt2U™ technology.

Revolutionary Adapt2U™ pads are designed to deliver superior efficacy with each treatment perfectly adapting to your body's unique angles and curves. The snap-on pads are flexible, soft and supple, perfectly shaping to your face, feet and body's skin surface, effortlessly allowing you to enjoy a smooth personalised experience while achieving visible results.

Sensismooth is a full solution device with 3 different treatments:

Adapt2U™ Cleanse – Gently cleans pores without being abrasive, removing excess make-up residue and daily build-up. The cleanse pad flexes and contours to your face as it glides gently over your skin to effectively treat the entire area, refining pores and reducing the appearance of fine lines. The result is a smoother and more radiant skin.

Adapt2U™ Pedi – The pedicure pad is designed to treat affected areas by removing rough, dry and calloused skin from the feet and heels. Our Adapt2U™ pedicure pad has a diamond finish guaranteed to deliver superior results, giving you amazingly smooth skin.


Adapt2U™ Exfoliator –

Gliding over even the toughest of curves like elbows and knees effortlessly, the exfoliator pad smooths, revives and rejuvenates your skin, enhancing blood circulation while allowing for better absorption of skin care products, enabling your skin to be more invigorated and elasticised.

What to expect when using Sensismooth

- A slight warming sensation during skin peeling and pedicure treatments.
- A fine residue of dead skin cells on the treated area – you may notice a thin white layer during and just after using the Sensismooth abrasive pads.
- The Sensismooth device is pressure sensitive and comes equipped with a safety feature that stops it from working if pressed too hard against the skin.

Device description



- a** Pad
- b** ON/OFF button/
speed button
- c** Charge indicator/
Battery status
- d** USB charger

Note: Each Sensismooth kit comes with a different set of pads, as displayed on the outside of the box.

Cleanse Kit:



Adapt2U™ Deep
Cleansing pad



Sensitive Face
Brush pad

Exfoliate Kit:



Adapt2U™ Peel pad



Full Body
Exfoliating pad

Pedicure Kit:



Adapt2U™
Pedicure pad



Feet Pumice pad

User instructions

- The Sensismooth kit includes a USB cable for charging.
- Before the first use, charge the device overnight.
- A full charge allows up to 90 minutes of use.
- Snap-on the pad for the desired treatment.
- The device includes two speeds levels.
- Press the ON/OFF button and hold for 1 second to activate the device on speed level 1.
- Shortly press again if you want to activate speed level 2.

Sensismooth is now ready for use!

- The device must be turned off before replacing pads.
- To turn off the device, press and hold the ON/OFF button for 1 second.

Status indicators:

- Blinking green light indicates charging.
- Solid green light indicates fully charged.
- Blinking red light indicates battery low (charge the device shortly after light begins to flash).



Cleansing

1. To extend the life of your cleanse pad, you may want to clean your skin and remove any excess make-up residue before starting a treatment.
2. Snap-on the cleansing pad to the device adaptor.
3. Wet your skin and the cleanse pad head with warm water.
4. Apply cleanser to your skin or pad.
5. Gently move the brush in small circular motions over the desired treatment area.
6. Turn OFF, then clean the used pad.

Treatment	
Cheeks	10 seconds per side
Forehead	20 seconds
Nose & Chin	20 seconds



Pedicure

- Clean and dry your skin.
- Snap-on the pedicure pad to the device adaptor.
- Gently but firmly glide the device continuously over the treatment area.
- Turn OFF, then clean the used pad.
- Sensismooth provides visible results from the first treatment. However, in some cases reducing tough skin may require more than one treatment session to see results.
- Sensismooth should be used when needed until the required long-term results are achieved.
- Treat each area for 10-15 sec. A full treatment should not exceed more than five minutes, depending on your skin condition.
 - Holding the device on a single spot may lead to discomfort.
 - For areas where the skin is thicker or rougher, use the edge of the pad for better results.
- After completing the treatment, wipe or wash the treated area.
 - In order to ensure effective treatment, make sure to replace the pad after completing 20 treatments.
 - Sensismooth is pressure sensitive. The device is equipped with a safety feature that stops it from working if pressed too hard on the skin.

Note: While the device can be used as needed, it is not recommended to treat the same area more than once a week.



Body exfoliation

1. Clean and dry your skin.
2. Snap-on the exfoliator pad to the device adaptor.
3. Treat the selected area by moving the device over it in slow circular motions for 3-4 seconds per treatment area.

Note: Holding the device on a single spot may lead to discomfort.

4. Glide the device gently but firmly over the skin.
5. Turn OFF, then clean the used pad.
6. Sensismooth provides visible results from the first treatment. Skin peeling pad should be used only once over a period of 10 days to maintain results.
7. After completing the treatment, wipe or wash the treated area.
8. It is strongly recommended to apply a soothing lotion on the treated area.

9. The recommended treatment areas include the legs, knees, elbows and arms.

Notes:

- Do not perform any hair removal procedures just before or after the body peeling treatment or within 24 hours after treatment as it can lead to increased skin sensitivity.
- Do not use on face, front neck, scalp, underarms or genitals.
- While the device can be used as needed, it is recommended to avoid treating the same area more than once a week.

Important cautions and warnings

- Do not use if the skin on the treated area has open wounds, redness or inflammation, injury, sensitivity, lesions, blisters, recent herpes or psoriasis outbreaks, warts, or any other skin related conditions.

- Do not use if the skin on the treated area is sunburnt.
- Do not use if any part of the device is missing, damaged or broken.
- Using the brush to remove make-up may stain the bristles but will not affect performance.
- Sensismooth pads are designed to be used by a single user. Sharing or exchanging pads between users can transfer skin diseases from one person to another.
- If you are under a doctor's care for any skin condition or if you think you may have a skin condition, consult your physician before using Sensismooth.
- Do not open or repair the device, as it may expose you to dangerous electrical components.

Cleaning and troubleshooting

Cleaning

- Clean the pads with soap and water, do not wipe, leave to air dry.
- Do not use abrasive cleaners or chemicals to clean any part of the Sensismooth device.
- Do not put any part of the device in a dishwasher.
- Make sure to turn off the device before cleaning.
- It is recommended to clean pads following each treatment.

Note: For best use, pedicure and peeling pads should be replaced after completing 20 treatments.

Troubleshooting

If you experience problems while using your device, please refer to the following information.

The device does not turn on:

- Make sure that the device is charged.

The device stopped working during a treatment session:

- You may have reached the 10-minute time limit. Sensismooth automatically shuts off when left on for 10 minutes as a battery conservation and safety precaution.
- Try using less pressure as you glide it over the treatment area. If it is pressed too hard the built-in safety mechanism will temporarily stop the attachment from rotating; relieve pressure to continue treatment.

If you still have problems with your device, please contact our customer service.

Customer service

For more information, or if your device is broken or stops working, if you need assistance or if you want to order additional pads, please contact us:

 **0800 923 4833 (UK)**

 **supportuk@sensica.com**

Register your device

Register and become a TRUE SENSICA USER. To register go to www.sensica.com/registration. Sign up to receive our newsletter and gain access to great skin care tips, articles and previews of new products.



Privacy:

Sensica respects your privacy. We do not share your personal information with any third parties.

Visit sensica.com for more comprehensive information including product user guide updates, customer reviews, frequently asked questions, and more.

Frequently asked questions

Is Sensismooth safe to use?

Yes, Sensismooth has been designed to meet the safety standards for a home use device and has a built-in safety mechanism that will stop it from working when it is pressed too hard on the body or after 10 minutes of continuous operation. Using Sensismooth according to the user instructions and user precautions, ensures a completely safe experience.

Does it hurt to use Sensismooth?

No, using Sensismooth should not involve any discomfort or pain. Usage can create a warm sensation in the treated area as a result of the device's movement on the skin, but it should never hurt.

Is long-term use of Sensismooth dangerous for my skin?

No, there have been no side effects or damage reported following long-term use. However, we suggest not to

repeat the peeling or pedicure treatments on the same area more than once a week.

How long should I carry on with a single treatment?

This depends on the treatment:

- Cleanse Adapt2U™ pad, the recommended time is up to 20 sec per area.
- Pedicure Adapt2U™ pad, recommended time is 10–15 sec per area.
- Exfoliating Adapt2U™ pad, recommended time is 3–4 sec per area.

Holding it on a single spot for longer may lead to discomfort.

Can men use Sensismooth?

Yes, Sensismooth is suitable for both men and women. The beauty of Sensismooth is that you can personalise and select the right treatment and pads' coarseness according to your needs.

Device specifications

Parameters

Mechanical Rotation:

400 [RPM] and 600 [RPM]

Selectable Speed Level:

2 levels

USB Charger:**Input:**

5V, 0.5A

Output:

9V

Device Weight and Size:

160 [gr] 16.3x5.6x7.3 [cm]

5.6 [oz] 6.41x2.2x2.87 [in]

Labeling

Model: BRUEU04SNS



Triple insulation



Consult instructions for use



Waste Electronic and Electrical Equipment



Please read all warnings and safety precautions prior to use



Do not use the Sensismooth device after sun exposure



Table des matières

Sensismooth	13
Que pouvez - vous attendre de l'utilisation de Sensismooth	14
Description du dispositif	15
Consignes d'utilisation	16
Avertissements et Précautions Importantes	19
Nettoyage et dépannage	20
Service clientèle	21
Enregistrez Votre Dispositif	21
Foire aux questions	22
Spécifications du dispositifs	23

Sensismooth

L'essentiel pour le soin de la peau au quotidien.

Sensismooth est un dispositif multitraitement professionnel utilisant les têtes brevetées pour la technologie avant-gardiste Adapt2U™.

Ces têtes Adapt2U™ sont conçues pour apporter la plus grande efficacité à chaque traitement en s'adaptant parfaitement aux courbes et angles propres à votre corps. Les têtes emboîtables sont flexibles, souples et maniables, leur forme s'adapte parfaitement à votre visage, à vos pieds et à la surface de votre peau, vous permettant de profiter sans effort d'une expérience personnalisée tout en obtenant à des résultats visibles en douceur.

Sensismooth est un dispositif apportant une solution complète pour 3 traitements différents.

Adapt2U™ Cleanse – Nettoie en douceur les pores sans être abrasif, enlevant les restes de maquillage et l'agglomérat du quotidien. La tête Cleanse se plie et se courbe à votre visage et glisse en douceur sur votre peau pour lui apporter un soin efficace sur toute sa surface, affiner les pores et réduire l'apparition de ridules. L'éclat et la douceur de la peau témoignent du résultat.


Adapt2U™ Pedi – La tête de pédicurie est conçue pour traiter les zones affectées en supprimant les peaux dures, sèches et calleuses de vos pieds et talons. Notre tête Adapt2U™ Pedi dispose d'un fini diamant garanti pour vous apporter des résultats incontestables et une peau à la douceur extraordinaire.

Adapt2U™ Exfoliator – Glisse même sur les courbes les plus rugueuses de votre peau que sont les coudes et les genoux. La tête Exfoliator adoucit, revitalise et rajeunit votre peau, améliorant la circulation sanguine tout en permettant une meilleure absorption des produits de soin cutané et accorder ainsi à votre peau plus de vigueur et d'élasticité.

Que pouvez - vous attendre de l'utilisation de Sensismooth

- Une légère sensation de brûlure durant les soins de peeling et de pédicurie.
- De fins résidus de cellules cutanées mortes sur la zone de soin – vous serez conduit à constater la formation d'une pellicule blanche pendant, et tout de suite après, l'utilisation des têtes abrasives Sensismooth.
- Sensismooth est sensible à la pression. Le dispositif est équipé d'une fonctionnalité de sécurité qui arrête son fonctionnement lorsqu'il est trop fortement appuyé sur la peau.

Description du dispositif



a Tête

b Bouton Marche/
Arrêt/Vitesse

c Indicateur de Charge/
État de la batterie

d Chargeur USB

Remarque: Chaque kit Sensismooth est livré avec un ensemble de différentes têtes, présenté à l'extérieur de la boîte.

Kit de nettoyage:



Tête Nettoyage
en Profondeur
Adapt2U™



Tête Brosse pour
Visage Sensible

Kit d'exfoliation:



Tête Peeling
Adapt 2U™



Tête Exfoliation
de Tout le Corps

Kit de pédicure:



Tête Pédicure
Adapt 2U™



Tête Pierre Ponce
pour les Pieds

Consignes d'utilisation

- Le kit Sensismooth inclut un câble USB pour le rechargement.
- Avant la première utilisation, chargez le dispositif durant toute une nuit.
- Une charge complète vous offre jusqu'à 90 minutes d'utilisation.
- Emboitez la tête Adapt2U™ correspondant au traitement souhaité.
- Le dispositif propose deux niveaux de vitesse.
- Appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt et maintenez-le durant 1 seconde pour activer le dispositif à la vitesse 1.
- Appuyez légèrement une nouvelle fois si vous souhaitez l'activer à la vitesse 2.

Sensismooth est à présent prêt à être utilisé!

- Le dispositif doit être mis à l'arrêt pour procéder au changement de tête.

- Pour arrêter le dispositif, appuyez et maintenez le bouton Marche/ Arrêt durant 1 seconde.

Indicateurs d'états :

- Le témoin vert clignotant indique le rechargement.
- Le témoin vert fixe indique que le rechargement est complet.
- Le témoin rouge clignotant indique que la batterie est faible (rechargez rapidement le dispositif dès que le témoin commence de clignoter).



Nettoyage

1. Pour accroître la durée de vie de votre tête Cleanse, il est souhaitable que vous laviez votre peau et en retiriez tout résidu de maquillage avant de commencer le soin.
2. Emboitez la tête de nettoyage sur l'adaptateur du dispositif.
3. Humidifiez votre peau et la tête Cleanse avec de l'eau chaude.

4. Appliquez le nettoyant sur votre peau ou sur la tête.
5. Déplacez délicatement la brosse par de petits mouvements circulaires sur la zone de soin.
6. Arrêtez le dispositif, nettoyez ensuite la tête utilisée.
4. Arrêtez le dispositif, nettoyez ensuite la tête utilisée.
5. Sensismooth apporte des résultats visibles dès le premier soin. Toutefois, dans certains cas, la réduction de peaux rugueuses demande plus d'une séance de soin avant de voir les résultats.

Traitement

Joues	10 secondes par côté
Front	20 secondes
Nez & Menton	20 secondes



Pédicure

1. Nettoyez et séchez votre peau.
2. Emboitez la tête de PEDI sur l'adaptateur du dispositif.
3. Faites glisser délicatement mais fermement le dispositif sur la zone de traitement de façon continue.
4. Maintenir le dispositif sur un point unique peut générer un inconfort.
5. Pour les zones où la peau est plus épaisse ou rugueuse, utilisez le bord de la tête pour de meilleurs résultats.
8. Une fois le soin terminé, essuyez et lavez la zone traitée.

- Pour garantir un soin efficace, faites en sorte de remplacer la tête après avoir réalisé 20 soins.
 - Sensismooth est sensible à la pression. Le dispositif est équipé d'une fonctionnalité de sécurité qui arrête son fonctionnement lorsqu'il est trop fortement pressé sur la peau.
4. Faites glisser le dispositif avec douceur, mais fermement sur la peau.
 5. Arrêtez le dispositif, nettoyez ensuite la tête utilisée.
 6. Sensismooth apporte des résultats visibles dès le premier soin. La tête de peeling corporel ne doit être utilisée qu'une fois par période de 10 jours pour entretenir les résultats.

Remarque : Même si le dispositif peut être utilisé autant que nécessaire, il n'est pas recommandé de traiter la même zone plus d'une fois par semaine.



Exfoliation corporelle

1. Nettoyez et séchez votre peau.
 2. Emboitez la tête Exfoliator sur l'adaptateur du dispositif.
 3. Traitez la zone choisie en y déplaçant le dispositif par de lents mouvements circulaires durant 3 à 4 secondes sur chaque zone.
 7. Une fois le soin terminé, essuyez et lavez la zone traitée.
 8. Il est fortement recommandé d'appliquer une lotion apaisante sur la zone traitée.
 9. Les zones de soin recommandées sont les jambes, genoux, coudes et bras.
- Remarque:**
- Ne réalisez aucune procédure d'épilation peu avant ou après votre soin de peeling corporel ou 24 heures après le soin

- car cela peut accroître la sensibilité cutanée.
- N'utilisez pas sur le visage, l'avant du cou, le crâne, les aisselles ou les parties génitales.
 - Même si le dispositif peut être utilisé autant que nécessaire, il est recommandé d'éviter de traiter la même zone plus d'une fois par semaine.

Avertissements et Précautions Importantes

- Ne pas utiliser si la peau sur la zone traitée présente des plaies ouvertes, rougeurs, inflammations, blessures, sensibilités, ampoules, poussées d'herpès ou de psoriasis récentes, dartres ou tout autre pathologie cutanée.
 - Ne pas utiliser si la zone de soin présente un coup de soleil.
 - Ne pas utiliser si toute partie du dispositif est manquante, endommagée ou cassée.
- L'utilisation de la brosse pour enlever du maquillage peut en teindre les poils mais cela n'affecte pas ses performances.
 - Les têtes ne sont destinées à être employées que par un seul utilisateur. Le partage ou l'échange de têtes entre deux utilisateurs peut être l'occasion de la contamination d'une personne par une autre.
 - Si vous êtes suivi par un médecin pour toute pathologie cutanée, ou si vous pensez être sujet à une pathologie cutanée, consultez votre médecin avant d'utiliser Sensismooth.
 - N'ouvrez, ni ne réparez le dispositif puisque vous seriez alors exposé à des composants électriques dangereux.

Nettoyage et dépannage

Nettoyage

- Nettoyez les têtes avec de l'eau et du savon, ne pas essuyer, laissez sécher à l'air libre.
- N'utilisez pas de nettoyant abrasif ou de produit chimique pour nettoyer n'importe quelle pièce du dispositif Sensismooth.
- Ne mettez aucune partie du dispositif dans le lave-vaisselle.
- Prenez soin de mettre à l'arrêt le dispositif avant le nettoyage.
- Il est recommandé de nettoyer les têtes après chaque traitement.
- **Remarque:** Pour un meilleur usage, remplacez les têtes de peeling et de pédicurie après 20 traitements.

Dépannage

Si vous rencontrez n'importe quel problème en utilisant votre dispositif référez-vous aux Informations suivantes :

Si le dispositif ne peut être mis en marche:

- Veillez à ce que le dispositif soit chargé.

Le dispositif cesse de fonctionner durant le soin:

- Vous pouvez avoir atteint la limite des 10 minutes. Sensismooth s'arrête automatiquement lorsqu'il est laissé en marche durant 10 minutes pour la préservation de la batterie et de la sécurité.
- Essayez de moins appuyer lorsque vous le faites glisser sur la zone de soin. S'il est appuyé trop fort, le mécanisme de sécurité interne va arrêter la rotation de la tête de façon temporaire, relâchez la pression et poursuivez le soin.

Si les problèmes de votre dispositif persistent, contactez notre service clientèle.

Service clientèle

Pour plus d'informations, ou si votre dispositif est cassé ou cesse de fonctionner, si vous avez besoin d'aide ou souhaitez des têtes additionnelles, contactez-nous:

 **0800 923 4833 (UK)**

 **supportuk@sensica.com**

Enregistrez Votre Dispositif

Enregistrez-vous et devenez un VRAI UTILISATEUR SENSICA. Pour vous enregistrer allez sur www.sensica.com/registration. Inscrivez-vous et recevez notre lettre d'information et obtenez l'accès à de supers astuces pour les soins de peau, des articles et avant-premières des nouveaux produits.



Confidentialité:

Sensica respecte votre confidentialité. Nous ne partageons pas vos informations personnelles avec des tiers.

Visitez sensica.com pour de plus amples informations y compris les mises à jour des guides d'utilisation, les passages en revue de clients, les questions les plus fréquemment posées et plus encore.

Foire aux questions

L'utilisation de Sensismooth est-elle sûre?

Oui, Sensismooth a été conçu pour répondre aux normes de sécurité relatives aux dispositifs à usage domestique et un mécanisme de sécurité intégré en interrompt le fonctionnement lorsqu'il est trop fortement pressé sur le corps ou après 10 minutes d'utilisation en continu. L'utilisation de Sensismooth selon les consignes d'utilisation et dans le respect des précautions, vous garantit une expérience absolument sûre.

L'utilisation de Sensismooth est-elle douloureuse?

Non, l'utilisation de Sensismooth n'engendre ni inconfort ni douleur. L'utilisation peut provoquer une sensation de chaleur sur la zone d'application, en résultat du déplacement du dispositif sur la peau, mais sans jamais faire mal.

Sur le long terme, l'utilisation de Sensismooth est-elle dangereuse pour la peau?

Non il n'y a aucun effet secondaire ou de dommage

rapporté à la suite d'une longue durée d'utilisation. Toutefois nous suggérons de ne pas répéter les traitements de peeling et de pédicurie sur une même zone plus d'une fois par semaine.

Combien de temps dois-je poursuivre un soin particulier?

Tout dépend du soin:

- Avec la tête Adapt2U™ Cleanse, la durée recommandée par zone est de 20 sec.
- Avec la tête Adapt2U™ Pedi, la durée recommandée par zone est de 10-15 sec.
- Avec la tête Adapt2U™ Exfoliator, la durée recommandée par zone est de 3-4 sec.

Maintenir plus longtemps le dispositif sur un point unique peut générer un inconfort.

Les hommes peuvent-ils utiliser Sensismooth?

Oui, Sensismooth convient tant aux hommes qu'aux femmes. La beauté de Sensismooth réside dans sa faculté à personnaliser et choisir le bon soin et la rugosité des têtes selon vos besoins.

Spécifications du dispositifs

Paramètres

Rotation mécanique:
400 [TPM] et 600 [TPM]

**Sélections de niveaux
de vitesse:**
2 niveaux

Chargeur USB:

Entrée:
5V, 0.5A

Sortie:
9V

**Poids et dimensions
du dispositif:**
160 [gr] 16.3x5.6x7.3 [cm]
5.6 [oz] 6.41x2.2x2.87 [in]

Étiquetage

Modèle: BRUEU04SNS



Triple isolation



Consultez les
consignes d'utilisation



Déchet électrique
et électronique



Veuillez lire tous les
avertissements et
mises en garde avant
toute utilisation



N'utilisez pas
Sensismooth après
une exposition
au soleil



Inhalt

Sensismooth	25
So wirkt Sensismooth	26
Gerätebeschreibung	27
Gebrauchsanleitung	28
Wichtige sicherheits- und warnhinweise	30
Reinigung und Fehlerbehebung	31
Kundenservice	32
Geräteregistrierung	33
Häufige Fragen	33
Technische Daten	35

Sensismooth

Die Quintessenz Ihrer täglichen Hautpflege

Sensismooth ist ein professionelles Multifunktionsgerät zur Hautbehandlung auf Basis von einzigartigen patentierten Pads mit Adapt2U™ Technologie.

Die revolutionären Adapt2U™ Pads sind so konzipiert, dass sie bei jeder Behandlung optimale Effizienz gewährleisten und sich perfekt an Ihre individuelle Körperform anpassen. Die luftgefüllten Snap-On-Pads sind besonders flexibel und gleiten geschmeidig über Gesicht, Füße und andere Körperpartien. Sie genießen eine angenehme, mühelose Behandlung mit sichtbaren Ergebnissen.

Sensismooth ist eine Komplettlösung für drei verschiedene Behandlungen:

Adapt2U™ Reinigungspad – Reinigt die Haut schonend und ohne Scheuern, entfernt Make-up-Rückstände und Schmutzpartikel. Das flexible Reinigungspad gleitet über Ihr Gesicht und ermöglicht eine wirksame Behandlung aller Hautpartien. Das sorgt für eine glattere Haut, kleinere Poren, weniger Fältchen und einen strahlenden Teint.

Adapt2U™ Pedikür epad – Zur Entfernung rauer, trockener und schwieliger Haut an Füßen und Fersen. Unser Adapt2U™ Pedikürepad verfügt über eine Diamantbeschichtung, die bessere Ergebnisse und eine erstaunlich glatte Haut gewährleistet.


Adapt2U™ Peeling - Pad-

Passt sich selbst an Stellen wie Ellenbogen und Knien Ihrer Körperform an, glättet und regeneriert jede Hautpartie, fördert die Durchblutung und ermöglicht eine bessere Aufnahme von Hautpflegeprodukten. Ihre Haut wird elastischer und erhält ein jugendliches Aussehen.

So wirkt Sensismooth

- Leichtes Wärmegefühl bei Peeling und Pediküre.
- Rückstände abgestorbener Hautzellen: Möglicherweise bemerken Sie eine dünne weiße Schicht während und unmittelbar nach der Verwendung der Sensismooth Peeling-Pads.
- Sensismooth verfügt über einen Sicherheitsmechanismus, der das Gerät bei übermäßigem Aufdrücken abschaltet.

Gerätebeschreibung



- a** Griff
- b** Ein/Aus Taste, Einstellung der Geschwindigkeit
- c** Ladeanzeige, Akkustand
- d** USB-Ladegerät

Jedes Sensismooth Set enthält mehrere verschiedene Pads

Reinigungs-Kit:



Peeling-Kit:



Pediküre-Kit:



Gebrauchsanleitung

- Das Sensismooth Set enthält ein USB-Kabel zum Aufladen des Geräts vor der Anwendung.
- Gerät vor dem ersten Gebrauch über Nacht aufladen.
 - Mit vollem Akku kann das Gerät bis zu 90 Minuten benutzt werden.
- Das für die jeweilige Behandlung vorgesehene Adapt2U™ Pad auf dem Gerät einrasten lassen.
- Das Gerät bietet zwei Geschwindigkeitsstufen.
 - Ein/Aus Taste eine Sekunde lang gedrückt halten, um die Stufe 1 zu aktivieren.
 - Wenn die Taste danach kurz erneut betätigt wird, schaltet das Gerät in die Stufe 2.

Ihr Sensismooth ist einsatzbereit

- Vor dem Wechseln der Behandlungspads Gerät ausschalten.

- Dazu die Ein/Aus Taste eine Sekunde lang gedrückt halten.

Statusanzeigen:

- Anzeige blinkt grün: Ladevorgang läuft
- Anzeige leuchtet grün: Ladevorgang abgeschlossen
- Anzeige blinkt rot: Akkustand niedrig (Gerät so bald wie möglich laden)



Hautreinigung

1. Haut von Make-up-Rückständen befreien, um die Lebensdauer des Reinigungspads zu verlängern.
2. Die Haut und das Reinigungspad mit warmem Wasser befeuchten.
3. Gesichtsreiniger auf die Haut oder das Pad auftragen.
4. Bürstenaufsatz in kleinen kreisenden Bewegungen sanft über die zu behandelnden Hautpartien bewegen.
5. Gerät ausschalten und den benutzten Aufsatz reinigen.

Bürstenaufsatz	
Wangen	10 Sekunden pro Seite
Stirn	20 Sekunden
Nase und Kinn	20 Sekunden



Pediküre

- Haut reinigen und trocknen.
 - Das Pedikürepad auf dem Geräteadapter einrasten lassen.
 - Das Gerät gleichmäßig über den behandelten Bereich bewegen. Die Gleitbewegung sollte sanft, aber bestimmt sein.
 - Gerät ausschalten und den benutzten Aufsatz reinigen.
 - Sensismooth sorgt für sichtbare Resultate ab der ersten Behandlung. Das Entfernen hartnäckiger Hornhaut kann jedoch mehrere Behandlungen erfordern.
 - Sensismooth bei Bedarf erneut anwenden, bis die gewünschten langfristigen Ergebnisse erreicht sind.
- Jeden Bereich 10 – 15 Sekunden behandeln. Die Dauer der gesamten Behandlung richtet sich nach dem Hautzustand und beträgt maximal fünf Minuten.
 - Eine längere Anwendung an einzelnen Hautpartien kann Unbehagen verursachen.
 - Nach der Behandlung die jeweilige Hautpartie abwischen oder waschen.
 - Für eine wirksame Behandlung das Pad nach 20 Anwendungen austauschen.
 - Sensismooth verfügt über einen Sicherheitsmechanismus, der das Gerät bei übermäßigem Aufdrücken abschaltet.

Hinweis:

- Besonders dicke oder raue Hornhaut kann mit dem Rand des Pads behandelt werden.
- Das Gerät kann je nach Bedarf angewendet werden. Es wird jedoch nicht empfohlen, denselben Bereich öfter als einmal wöchentlich zu behandeln.



Körperpeeling

1. Haut reinigen und trocknen.
2. Das Peeling-Pad einrasten lassen.
3. Das Gerät 3 – 4 Sekunden lang langsam und kreisförmig über jede zu behandelnde Hautpartie gleiten lassen.
 - Eine längere Anwendung an einzelnen Hautpartien kann Unbehagen verursachen.
4. Die Gleitbewegung des Geräts sollte sanft, aber bestimmt sein.
5. Gerät ausschalten und den benutzten Aufsatz reinigen.
6. Sensismooth sorgt für sichtbare Resultate ab der ersten Behandlung. Zur Aufrechterhaltung von dauerhaften Ergebnissen sollte das Peeling-Pad alle zehn Tage angewendet werden.
7. Nach der Behandlung die jeweilige Hautpartie abwischen oder waschen.
8. Für die Pflege der behandelten Hautpartien empfehlen wir Bodylotion.
9. Die Beine, Knie, Ellenbogen und Arme eignen sich besonders gut für diese Behandlung.

Hinweis:

- Von Epilationsbehandlungen unmittelbar vor und bis zu 24 Stunden nach dem Körperpeeling wird abgeraten, da dies Hautreizungen verursachen kann.
- Nicht im Gesicht, am Hals, auf der Kopfhaut, unter den Achseln oder im Genitalbereich anwenden.
- Das Gerät kann je nach Bedarf angewendet werden. Es wird jedoch nicht empfohlen, denselben Bereich öfter als einmal wöchentlich zu behandeln.

Wichtige sicherheits- und warnhinweise

- Nicht anwenden, wenn der zu behandelnde Bereich Wunden, Rötungen, Verletzungen, empfindliche

Stellen, Läsionen, Blasen, Herpes, Schuppenflechte, Warzen oder andere Hautkrankheiten aufweist.

- Nicht anwenden, wenn der zu behandelnde Bereich einen Sonnenbrand aufweist.
- Nicht anwenden, wenn ein oder mehrere Geräteteile fehlen bzw. beschädigt oder defekt sind.
- Wenn der Adapt2U™ Bürstenaufsatz zum Entfernen von Make-up benutzt wird, können sich die Borsten verfärben. Die Wirkung wird hierdurch nicht beeinträchtigt.
- Die Sensismooth Adapt2U™ Pads sind für jeweils eine Person vorgesehen. Durch die gemeinsame Nutzung der Pads können Hautkrankheiten übertragen werden.
- *Wenn Sie wegen einer Hautkrankheit in ärztlicher Behandlung sind oder bei sich eine Hauterkrankung vermuten, ziehen Sie vor der Anwendung

von Sensismooth Ihren Arzt zurate.

- **Hinweis:** Stromschlaggefahr – Gerät nicht öffnen, keine Reparaturversuche unternehmen.

Reinigung und Fehlerbehebung

Reinigung

- Die Adapt2U™ Pads mit Seife und Wasser reinigen, nicht trockenreiben, an der Luft trocknen lassen.
- Das Sensismooth Gerät nicht mit Scheuermitteln oder Chemikalien reinigen.
- Keines der im Geräteset enthaltenen Teile in den Geschirrspüler stellen.
- Das Gerät vor der Reinigung ausschalten.
- Es wird empfohlen, die Adapt2U™ Pads nach jeder Behandlung zu reinigen.
- **Hinweis:** Für optimale Ergebnisse sollten die Pediküre- und Peeling-Pads nach 20 Behandlungen ersetzt werden.

Fehlerbehebung

Falls während der Anwendung Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten:

- Vergewissern Sie sich, dass der Akku geladen ist.

Das Gerät schaltet sich während der Behandlung ab:

- Möglicherweise haben Sie die maximale Anwendungsdauer von zehn Minuten überschritten. Aus Sicherheitsgründen und zur Schonung des Akkus schaltet sich das Sensismooth Gerät nach zehn Minuten automatisch ab.
- Versuchen Sie, während der Behandlung weniger Druck auszuüben. Bei zu starkem Aufdrücken wird die Drehbewegung des Aufsatzes durch den eingebauten Sicherheitsmechanismus vorübergehend unterbrochen. Lockern Sie den Druck, um die Behandlung fortzusetzen.

Falls Sie weiterhin Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Kundenservice

Wenn Sie Hilfe oder weitere Informationen benötigen, Ihr Gerät defekt ist oder nicht mehr funktioniert bzw. falls Sie zusätzliche Pads bestellen möchten, setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

 **+44 203 318 2324 (Großbritannien)**

 **supportuk@sensica.com**

Gerätregistrierung

Registrieren Sie Ihr Gerät und werden Sie Teil der Welt von SENSICA. Besuchen Sie dazu die Internetseite www.sensica.com/de/warranty-activation. Melden Sie sich für unseren Newsletter an und freuen Sie sich auf großartige Hautpflegetipps, Artikel und Produktpräsentationen.

Datenschutz:

Sensica respektiert Ihre Privatsphäre. Ihre persönlichen Daten werden niemals an Dritte weitergegeben.

Auf sensica.com finden Sie weitere umfassende Informationen, darunter aktualisierte Bedienungsanleitungen, Kundenbewertungen, Antworten auf häufige Fragen und mehr.



Häufige Fragen

Ist Sensismooth sicher?

Ja. Das Beautygerät Sensismooth ist für den Heimgebrauch zugelassen und verfügt über einen Sicherheitsmechanismus, der das Gerät bei übermäßigem Aufdrücken oder nach zehn Minuten Dauerbetrieb abschaltet. Bei Beachtung der Bedienungsanleitung und der Vorsichtsmaßnahmen ist Sensismooth vollkommen sicher in der Anwendung.

Ist die Behandlung mit Sensismooth schmerzhaft?

Nein. Die Anwendung von Sensismooth sollte keine Irritationen verursachen. Bedingt durch die Bewegung des Geräts über der Haut ist die Behandlung mit einem Wärmegefühl verbunden.

Kann die Langzeitanwendung von Sensismooth für meine Haut gefährlich werden?

Nein. Bei langfristiger Anwendung sind keine Nebenwirkungen oder Schädigungen bekannt. Dennoch empfehlen wir, die Pediküre und das Peeling derselben Hautpartien höchstens einmal wöchentlich durchzuführen.

Wie lange sollte eine einzelne Behandlung dauern?

Das hängt von der jeweiligen Behandlung ab:

- Adapt2U™ Reinigungspad: Empfohlen sind maximal 20 Sekunden pro behandelte Hautstelle.
- Adapt2U™ Pedikürepad: Empfohlen sind 10–15 Sekunden pro behandelte Hautstelle.
- Adapt2U™ Peeling-Pad: Empfohlen sind 3 – 4 Sekunden pro behandelte Hautstelle.

Eine längere Anwendung an einzelnen Hautpartien kann Unbehagen verursachen.

Können auch Männer Sensismooth verwenden?

Sensismooth ist für Männer und Frauen geeignet. Das Schöne an Sensismooth ist die Möglichkeit, die gewünschte Behandlung und die Profilierung des Pads entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen individuell auszuwählen.

Technische Daten

Parameter

Mechanische Drehbewegung:

400 [TPM] et 600 [TPM]

Geschwindigkeitsstufen:

2 Stufen

Externes Netzteil:**Versorgung:**

5V, 0.5A

Ausgang:

9V

**Gewicht und Größe
des Geräts:**

160 [gr] 16.3x5.6x7.3 [cm]

5.6 [oz] 6.41x2.2x2.87 [in]

Produktkennzeichnungen

Modell: BRUEU04SNS



Dreifache Isolierung



Bedienungsanleitung
lesen



Elektroaltgeräte



Vor Gebrauch
alle Warn- und
Sicherheitshinweise
lesen



Sensismooth
nicht nach einem
Sonnenbad
anwenden



Sommario

Sensismooth	37
Cosa aspettarsi dall'utilizzo di Sensismooth	38
Descrizione del dispositivo	39
Istruzioni per l'uso	40
Precauzioni e avvertenze importanti	43
Pulizia e risoluzione dei problemi	43
Servizio clienti	44
Registrazione del dispositivo	45
Domande frequenti	45
Specifiche tecniche	47
Índice de contenidos	48

Sensismooth

Indispensabile per la cura quotidiana della pelle.

Sensismooth è un dispositivo multiuso professionale che utilizza esclusive testine brevettate con tecnologia Adapt2U™.

Le rivoluzionarie testine Adapt2U™ sono progettate per un'efficacia superiore ad ogni trattamento, adattandosi perfettamente a ogni curva del corpo. Le testine a scatto sono personalizzabili, morbide ed elastiche, modellano perfettamente il viso, i piedi e la pelle, per una delicata esperienza personalizzata e risultati visibili.

Sensismooth è un dispositivo completo comprendente tre tipi di trattamenti differenti:

Adapt2U™ Cleanse - Pulisce delicatamente i pori senza danneggiarli, rimuovendo i residui di trucco e le cellule morte. La testina detergente si flette e contorna il viso scivolando delicatamente sulla pelle per trattare efficacemente l'intera area, levigando i pori e riducendo la comparsa delle linee d'espressione. Il risultato è una pelle liscia e luminosa.

Adapt2U™ Pedi - La testina per pedicure è progettata per trattare le aree interessate rimuovendo la pelle ruvida, secca e callosa da piedi e talloni. La nostra testina per pedicure Adapt2U™ ha una finitura diamantata per risultati eccellenti e una pelle incredibilmente liscia.


Adapt2U™ Exfoliator –

Scivolando facilmente anche sulle curve più difficili, come gomiti e ginocchia, la testina esfoliante leviga, ravviva e ringiovanisce la pelle, migliorando il microcircolo e consentendo un migliore assorbimento dei prodotti per la cura della pelle, per una cute tonica ed elastica.

Cosa aspettarsi dall'utilizzo di Sensismooth

- Una leggera sensazione di calore durante i trattamenti di peeling cutaneo e pedicure.
- Un sottile residuo di cellule morte nell'area trattata: è possibile notare un sottile strato bianco durante e subito dopo l'uso delle testine abrasive Sensismooth.
- Sensismooth è sensibile alla pressione. Il dispositivo è dotato di una funzione di sicurezza che ne impedisce il funzionamento se premuto troppo forte sulla pelle.

Descrizione del dispositivo



a Testina

b Pulsante ON/
OFF e velocità

c Indicatore di carica/
stato della batteria

d Alimentatore USB

Nota: ogni kit Sensismooth comprende un set diverso di testine indicate all'esterno della confezione.

Kit detergente:



Testina cleanse
per pulizia
profonda
Adapt2U™



Testina
cleanse per
viso sensibile

Kit esfoliante:



Testina Adapt2U™
per peeling



Testina
esfoliante per
tutto il corpo

Kit per pedicure:



Testina Adapt2U™
per pedicure



Testina pomice
per i piedi

Istruzioni per l'uso

- Il kit Sensismooth include un cavo USB per la ricarica.
- Prima del primo utilizzo caricare il dispositivo per una notte.
- Una carica completa consente fino a novanta minuti di utilizzo.
- Agganciare la testina per il trattamento desiderato.
- Il dispositivo dispone di due livelli di velocità.
- Premere il pulsante ON/OFF e tenerlo premuto per un secondo per attivare il dispositivo al livello di velocità 1.
- Premerlo di nuovo brevemente se si desidera attivare il livello di velocità 2.

Sensismooth è ora pronto all'uso!

- Il dispositivo deve essere spento prima di sostituire le testine.
- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante ON/OFF per un secondo.

Indicatori di stato:

- La spia verde lampeggiante indica che il dispositivo è in carica.
- La spia verde fissa indica che il dispositivo è carico.
- La spia rossa lampeggiante indica che la batteria è scarica (caricare il dispositivo poco dopo che la spia inizia a lampeggiare).



Cleanse

1. Per prolungare la durata della testina Cleanse consigliamo di pulire la pelle e rimuovere eventuali residui di trucco prima di iniziare il trattamento.
2. Agganciare la testina Cleanse al dispositivo.
3. Bagnare la pelle e la testina con acqua calda.
4. Applicare il detergente sulla pelle o sulla testina.
5. Spostare delicatamente il dispositivo con piccoli movimenti circolari sull'area di trattamento desiderata.

6. Spegnerne, quindi pulire la testina utilizzata.

Trattamento	
Guance	10 secondi per lato
Fronte	20 secondi
Naso e mento	20 secondi



Pedicure

1. Pulire e asciugare la pelle.
2. Agganciare la testina per pedicure al dispositivo.
3. Far scorrere delicatamente ma saldamente il dispositivo senza interruzioni sull'area di trattamento.
4. Spegnerne, quindi pulire la testina utilizzata.
5. Sensismooth offre risultati visibili già dal primo trattamento. Tuttavia, in alcuni casi, la riduzione delle callosità richiede più di una sessione di trattamento per risultati apprezzabili.
6. Sensismooth deve essere usato al bisogno fino al raggiungimento dei risultati attesi a lungo termine.
7. Trattare ogni area per 10-15 secondi. Il trattamento completo non deve superare i cinque minuti, a seconda delle condizioni della pelle.
 - Tenere il dispositivo su uno stesso punto troppo a lungo può causare disagio.
 - Per le aree in cui la pelle è più spessa o più ruvida utilizzare il bordo della testina per risultati migliori.
8. Dopo aver completato il trattamento, pulire o lavare l'area trattata.
 - Per garantire un trattamento efficace, assicurarsi di sostituire la testina dopo aver completato venti trattamenti.

- Sensismooth è sensibile alla pressione. Il dispositivo è dotato di una funzione di sicurezza che ne impedisce il funzionamento se premuto troppo forte sulla pelle.

Nota: Sebbene il dispositivo possa essere utilizzato al bisogno, non è consigliabile trattare la stessa area più di una volta alla settimana.



Esfoliazione del corpo

1. Pulire e asciugare la pelle.
2. Agganciare la testina esfoliante al dispositivo.
3. Trattare l'area desiderata spostando il dispositivo con lenti movimenti circolari per 3-4 secondi per area di trattamento.
 - Tenere il dispositivo su uno stesso punto troppo a lungo può causare disagio.
4. Far scorrere delicatamente ma saldamente il dispositivo sulla pelle.
5. Spegnerne, quindi pulire la testina utilizzata.
6. Sensismooth offre risultati visibili già dal primo trattamento. La testina esfoliante deve essere usata solo una volta ogni dieci giorni per mantenere risultati ottimali.
7. Dopo aver completato il trattamento, pulire o lavare l'area trattata.
8. Si consiglia di applicare una lozione lenitiva sulla zona trattata.
9. Le aree di trattamento raccomandate includono gambe, ginocchia, gomiti e braccia.

Nota:

- Non eseguire alcuna procedura di rimozione dei peli superflui appena prima o nelle ventiquattr'ore successive al trattamento di peeling del corpo, in quanto ciò può causare maggiore ipersensibilità.
- Non utilizzare sul viso, sulla parte anteriore del collo, sul cuoio capelluto, sulle ascelle o sui genitali.

- Sebbene il dispositivo possa essere utilizzato al bisogno, si consiglia di evitare di trattare la stessa area più di una volta alla settimana.

Precauzioni e avvertenze importanti

- Non usare se la pelle nell'area trattata è danneggiata, presenta ferite aperte, arrossamenti o infiammazioni, ipersensibilità, lesioni, vesciche, eruzioni recenti dovute a herpes o psoriasi, verruche o altre affezioni cutanee.
- Non usare su bruciate.
- Non utilizzare se una parte del dispositivo risulta mancante, danneggiata o rotta.
- L'utilizzo della testina per rimuovere il trucco può macchiare le setole, ma non influisce sulle prestazioni.
- Le testine Sensismooth sono progettate per essere utilizzate da un singolo utente. La condivisione o lo scambio di testine tra gli utenti può trasferire

malattie della pelle da una persona all'altra.

- Se segui un trattamento medico per una qualsiasi affezione della pelle, o se pensi di averne una, consulta il tuo medico prima di usare Sensismooth.
- Non tentare di aprire o riparare il dispositivo in quanto potresti essere esposto a pericolosi componenti elettrici.

Pulizia e risoluzione dei problemi

Pulizia

- Pulire le testine con acqua e sapone, non strofinare e lasciare asciugare all'aria.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o prodotti chimici per pulire qualsiasi componente del dispositivo Sensismooth.
- Non mettere nessun componente del dispositivo in lavastoviglie.
- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di pulirlo.

- Si consiglia di pulire le testine dopo ogni trattamento.

Nota: Per un uso ottimale, le testine per pedicure e peeling devono essere sostituite dopo aver completato venti trattamenti.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi durante l'utilizzo del dispositivo, consultare le seguenti informazioni.

Il dispositivo non si accende:

- Assicurarsi che il dispositivo sia carico.

Il dispositivo ha smesso di funzionare durante una sessione di trattamento:

- È possibile che si sia raggiunto il limite di dieci minuti. Sensismooth si spegne automaticamente se lasciato acceso per dieci minuti per preservare la batteria e come precauzione di sicurezza.
- Provare a fare meno pressione durante lo scorrimento sull'area da trattare. Se premuto troppo forte, il meccanismo di sicurezza

incorporato interrompe temporaneamente la rotazione della testina; ridurre la pressione per continuare il trattamento.

Se si riscontrano ancora problemi con il dispositivo, contattare il nostro Servizio clienti.

Servizio clienti

Per ulteriori informazioni, se il dispositivo è rotto, smette di funzionare, si ha bisogno di assistenza o si desidera ordinare altre testine, contattare:

 **0800 923 4833 (UK)**

 **supportuk@sensica.com**

Registrazione del dispositivo

Registrarsi e diventare un VERO UTENTE SENSICA. Per registrarsi andare su www.sensica.com/registration. È necessario iscriversi per ricevere la nostra newsletter e accedere a eccezionali consigli per la cura della pelle, articoli e anteprime su nuovi prodotti.



Privacy:

Sensica rispetta la privacy dei suoi utenti. Non condividiamo le informazioni personali degli utenti con terze parti.

Visitare sensica.com per maggiori informazioni, tra cui aggiornamenti del manuale dell'utente, recensioni dei clienti, domande frequenti e molto altro ancora.

Domande frequenti

Sensismooth è sicuro da usare?

Sì, Sensismooth è progettato per soddisfare gli standard di sicurezza per uso domestico e dispone di un meccanismo di sicurezza incorporato che ne impedisce il funzionamento quando premuto troppo forte sul corpo o dopo dieci minuti di funzionamento senza interruzioni. L'uso di Sensismooth secondo le istruzioni e precauzioni fornite garantisce un'esperienza d'uso completamente sicura.

Fa male usare Sensismooth?

No, l'uso di Sensismooth non comporta alcun disagio o dolore. L'utilizzo produce una sensazione di calore nell'area trattata a seguito del movimento del dispositivo sulla pelle, ma non provoca lesioni.

Un uso prolungato di Sensismooth è pericoloso per la pelle?

No, non sono stati segnalati effetti collaterali o danni a seguito di un uso prolungato del dispositivo. Tuttavia, consigliamo di non ripetere i trattamenti di peeling o

pedicure nella stessa area più di una volta alla settimana.

Quanto dura un singolo trattamento?

Dipende dal trattamento:

- con la testina Cleanse Adapt2U™ il tempo consigliato è di massimo 20 secondi per area.
- con la testina Pedi Adapt2U™ il tempo consigliato è di 10-15 secondi per area.
- con la testina esfoliante Adapt2U™, il tempo consigliato è di 3-4 secondi per area.

Tenere il dispositivo su uno stesso punto più a lungo può causare disagio.

Sensismooth è unisex?

Sì, Sensismooth è adatto a uomini e donne. Ciò che rende Sensismooth straordinario è poter personalizzare e selezionare il giusto trattamento e la durezza delle testine in base alle proprie esigenze.

Specifiche tecniche

Parametri

Rotazione meccanica:

400 RPM e 600 RPM

Velocità di massaggio selezionabili:

2 livelli

Alimentatore USB:**In entrata:**

5V, 0.5A

In uscita:

9V

Peso e dimensioni del dispositivo:

160 [gr] 16.3x5.6x7.3 [cm]

5.6 [oz] 6.41x2.2x2.87 [in]

Etichettatura

Modello: BRUEU04SNS



Triplo isolamento



Consultare le Istruzioni d'utilizzo



Smaltimento apparecchiature elettriche ed elettroniche



Leggere tutte le avvertenze e le precauzioni di sicurezza prima dell'uso



Non utilizzare Sensismooth dopo l'esposizione solare



Índice de contenidos

Sensismooth	49
Qué puedes esperar al usar Sensismooth	50
Descripción del dispositivo	51
Instrucciones para el Usuario	52
Precauciones y advertencias importantes	55
Limpieza y solución de problemas	56
Servicio de atención al cliente	57
Registra Tu Dispositivo	57
Preguntas frecuentes	58
Especificaciones del dispositivo	59

Sensismooth

Todo lo que necesitas para tu rutina diaria de cuidado de la piel.

Sensismooth es un dispositivo profesional para una variedad de tratamientos que utiliza almohadillas patentadas únicas con tecnología Adapt2U™.

El diseño de las revolucionarias almohadillas Adapt2U™ ofrece una eficacia superior con cada tratamiento porque se adapta perfectamente a los ángulos y curvas únicos de tu cuerpo. Las almohadillas a presión son flexibles, suaves y adaptables, se amoldan perfectamente al rostro, los pies y la superficie de la piel del cuerpo, lo que le permite disfrutar fácilmente de una experiencia personalizada y agradable, al mismo tiempo que logra resultados visibles.

Sensismooth es un dispositivo de solución integral con 3 tratamientos diferentes:

Adapt2U™ Cleanse - limpia suavemente los poros sin ser abrasivo, eliminando el exceso de residuos de maquillaje y de los contaminantes del día a día. La almohadilla de limpieza se dobla y se amolda al rostro deslizándose suavemente sobre la piel para tratar eficazmente toda el área, refinando los poros y reduciendo la aparición de líneas finas. Como resultado obtienes una piel más suave y radiante.


Adapt2U™ Pedi - la almohadilla de pedicura está diseñada para tratar las áreas afectadas al eliminar la piel áspera, seca y callosa de los pies y los talones. Nuestra almohadilla de pedicura Adapt2U™ tiene un acabado de diamante que garantiza resultados superiores, brindándole una piel increíblemente suave.

Adapt2U™ Exfoliator – se desliza fácilmente sobre las curvas más difíciles, como los codos y las rodillas; la almohadilla exfoliante suaviza, revive y rejuvenece tu piel al mejorar la circulación sanguínea y la absorción de los productos para el cuidado de la piel, logrando así una piel más vigorizada y elástica.

Qué puedes esperar al usar Sensismooth

- Una ligera sensación de calentamiento durante los tratamientos de exfoliación y pedicura.
- Un residuo fino de células muertas en el área tratada: puedes notar una fina capa blanca durante e inmediatamente después de usar las almohadillas abrasivas Sensismooth.
- Sensismooth es sensible a la presión. El dispositivo está equipado con una función de seguridad que evita que funcione si la presión que ejerces sobre tu piel es demasiado fuerte.

Descripción del dispositivo



a Almohadilla

b Botón de ENCENDIDO/
APAGADO (ON/OFF)/
Botón de velocidad

c Indicador de carga/
Estado de la batería

d Cargador para USB

Nota: cada kit de Sensismooth viene con un juego de diferentes almohadillas, que se muestran en el exterior de la caja.

Kit de limpieza:



Almohadilla
Adapt2U™ de
limpieza profunda



Almohadilla de
cepillo facial
sensible

Kit exfoliante:



Almohadilla
Adapt2U™
para Peeling



Almohadilla
exfoliante para
todo el cuerpo

Kit de pedicura:



Almohadilla
Adapt2U™ de
pedicura



Almohadilla de
piedra pómez
para pies

Instrucciones para el Usuario

- El kit Sensismooth incluye un cable USB para cargar.
- Antes de usarlo por primera vez, carga el dispositivo durante la noche.
- Una carga completa permite que lo utilices hasta por 90 minutos.
- Coloque la almohadilla para el tratamiento deseado.
- El dispositivo incluye dos niveles de velocidad.
- Presiona el Botón de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) y manténlo presionado durante 1 segundo para activar el dispositivo en el nivel de velocidad 1.
- Vuelve a presionar brevemente si deseas activar el nivel de velocidad 2.

¡Ahora ya puedes usar tu Sensismooth!

- Asegúrate de que tu dispositivo esté apagado antes de reemplazar las almohadillas.
- Para apagar el dispositivo, mantén presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) durante 1 segundo.

Indicadores de estado:

- La luz verde intermitente indica que se está cargando.
- La luz verde continua indica que está completamente cargado.
- La luz roja intermitente indica que la batería está baja (cargue el dispositivo poco después de que la luz comience a parpadear).



Limpieza

1. Para extender la vida útil de la almohadilla de limpieza, lo mejor es que limpies tu piel y elimines cualquier exceso de residuos de maquillaje antes de comenzar un tratamiento.
2. Coloca la almohadilla para limpieza en el adaptador del dispositivo.

3. Moja tu piel y la cabeza de la almohadilla para limpieza con agua tibia.
4. Aplica un limpiador en tu piel o en la almohadilla.
5. Presione el cepillo delicadamente con pequeños movimientos circulares sobre el área de tratamiento deseada.
6. Apaga el dispositivo y luego limpia el accesorio que usaste.

Tratamiento

Mejillas	10 segundos por lado
Frente	20 segundos
Nariz y barbilla	20 segundos



Pedicura

1. Limpia y seca tu piel.
2. Coloca la almohadilla para pedicura en el adaptador del dispositivo.

3. Desliza suavemente, pero con firmeza, el dispositivo continuamente sobre el área de tratamiento.
4. Apaga el dispositivo y luego limpia el accesorio que usaste.
5. Sensismooth proporciona resultados visibles desde el primer tratamiento. Sin embargo, en algunos casos, reducir piel dura puede requerir más de una sesión de tratamiento para ver resultados.

6. Te recomendamos usar Sensismooth siempre que sea necesario hasta que se logren los resultados a largo plazo que desees.
7. Trate cada área durante 10 a 15 segundos. Un tratamiento completo no debe exceder más de cinco minutos, dependiendo de la condición de tu piel.

- Dejar el dispositivo en un solo lugar puede provocar molestias.
- Para áreas donde la piel es más gruesa o áspera, usa el borde de la almohadilla para obtener

mejores resultados.

8. Después de completar el tratamiento, limpia o lava el área tratada.
 - Para garantizar un tratamiento efectivo, asegúrate de reemplazar la almohadilla después de completar 20 tratamientos.
 - Sensismooth es sensible a la presión. El dispositivo está equipado con una función de seguridad que evita que funcione si la presión que ejerces sobre tu piel es demasiado fuerte.

Nota: Si bien el dispositivo se puede usar según sea necesario, no se recomienda tratar la misma área más de una vez por semana.



Exfoliación corporal

1. Limpia y seca tu piel.
2. Coloca la almohadilla para exfoliar en el adaptador del dispositivo.
3. Trata el área seleccionada moviendo el dispositivo sobre ella con movimientos circulares lentos durante 3 a 4 segundos por área de tratamiento.
 - Dejar el dispositivo en un solo lugar puede provocar molestias.
4. Desliza el dispositivo suavemente pero con firmeza sobre la piel.
5. Apaga el dispositivo y luego limpia el accesorio que usaste.
6. Sensismooth proporciona resultados visibles desde el primer tratamiento. La almohadilla para exfoliar debe usarse solo una vez durante un periodo de 10 días para obtener resultados sostenibles.
7. Después de completar el tratamiento, limpia o lava el área tratada.
8. Recomendamos aplicar una loción calmante en el área tratada.
9. Las áreas de tratamiento recomendadas incluyen piernas, rodillas, codos y brazos..

Nota:

- No realices ningún procedimiento de depilación justo antes o después del tratamiento de exfoliación corporal o dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento, ya que puede aumentar la sensibilidad de la piel.
- No lo uses en el rostro, parte frontal del cuello, cuero cabelludo, axilas o genitales.
- Si bien el dispositivo se puede usar según sea necesario, se recomienda evitar tratar la misma área más de una vez por semana.
- No uses el dispositivo si la piel del área tratada tiene quemaduras por el sol.
- No uses el dispositivo si le falta alguna parte, está dañado o roto.
- Usar el cepillo para quitar el maquillaje puede manchar las cerdas pero no afectará su rendimiento.
- Las almohadillas de Sensismooth están diseñadas para ser utilizadas por un solo usuario. Compartir o intercambiar almohadillas entre usuarios puede transferir enfermedades de la piel de una persona a otra.

Precauciones y advertencias importantes

- No uses el dispositivo si la piel en el área tratada tiene heridas abiertas, enrojecimiento o inflamación, alguna lesión, sensibilidad, lesiones, ampollas, brotes recientes de herpes o psoriasis, verrugas o cualquier otra afección relacionada con la piel.
- Si estás bajo el cuidado de un médico por cualquier afección de la piel o si crees que puedes tener una afección de la piel, consulta a tu médico antes de usar Sensismooth.
- No abras ni arregles el dispositivo pues puede exponerte al contacto con componentes eléctricos peligrosos.

Limpieza y solución de problemas

Limpieza

- Limpia las almohadillas con agua y jabón, no las seques, deja que se sequen al aire.
- No uses limpiadores abrasivos o productos químicos para limpiar ninguna parte del dispositivo Sensismooth.
- No coloques ninguna parte del dispositivo en el lavavajillas.
- Asegúrate de apagar el dispositivo antes de limpiarlo.
- Te recomendamos limpiar las almohadillas después de cada tratamiento.

Nota: Para un mejor uso, las almohadillas de pedicura y exfoliación deben reemplazarse después de completar 20 tratamientos.

Solución de problemas

Si tienes problemas al usar tu dispositivo, consulta la siguiente información.

Si el dispositivo no se enciende:

- Asegúrate de que el dispositivo esté cargado.

El dispositivo dejó de funcionar durante una sesión de tratamiento:

- Es posible que hayas alcanzado el límite de tiempo de 10 minutos. Sensismooth se apaga automáticamente cuando se deja encendido durante 10 minutos como una precaución de seguridad y conservación de la batería.
- Intenta usar menos presión mientras lo deslizas sobre el área de tratamiento. Cuando lo presionas demasiado, el mecanismo de seguridad incorporado detendrá temporalmente la rotación del accesorio; ejerce menos presión para continuar el tratamiento.

Si continúas experimentando problemas con tu dispositivo, pónete en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Servicio de atención al cliente

Para obtener más información, o si tu dispositivo se rompe o deja de funcionar, si necesitas asistencia o si deseas ordenar almohadillas adicionales, contáctenos:

 **0800 923 4833 (RU)**
 **supportuk@sensica.com**

Registra Tu Dispositivo

Regístrate y conviértete en un VERDADERO USUARIO DE SENSICA. Para registrarte ingresa a www.sensica.com/registration. Regístrate para recibir nuestro boletín y obtener acceso a excelentes consejos y artículos sobre el cuidado de la piel, así como avances de nuevos productos.



Privacidad:

Sensica respeta tu privacidad. No compartimos su información personal con terceros..

Visita sensica.com para obtener información más completa, que incluye actualizaciones de la guía del usuario del producto, reseñas de clientes, preguntas frecuentes y más.

Preguntas frecuentes

¿Es seguro usar Sensismooth?

Sí, el diseño de Sensismooth cumple con los estándares de seguridad para un dispositivo de uso doméstico y tiene un mecanismo de seguridad incorporado que impedirá que funcione cuando se presiona demasiado sobre el cuerpo o después de 10 minutos de operación continua. El uso de Sensismooth de acuerdo con las instrucciones y precauciones para el usuario garantiza una experiencia completamente segura.

¿Duele cuando se utiliza Sensismooth?

No, el uso de Sensismooth no debe implicar ninguna molestia o dolor. El uso puede crear una sensación de calor en el área tratada como resultado del movimiento del dispositivo sobre la piel, pero nunca debería doler.

¿El uso prolongado de Sensismooth es peligroso para mi piel?

No, no se han reportado efectos secundarios o daños después del uso a largo plazo (prolongado). Sin embargo,

sugerimos no repetir los tratamientos de exfoliación o pedicura en la misma área más de una vez por semana.

¿Cuánto tiempo debo continuar con un solo tratamiento?

Esto depende del tratamiento:

- Almohadilla Adapt2U™ para limpieza: el tiempo recomendado es de hasta 20 segundos por área.
- Almohadilla Adapt2U™ para exfoliación: el tiempo recomendado es de 10 a 15 segundos por área.
- Almohadilla Adapt2U™ para pedicura: el tiempo recomendado es de 3 a 4 segundos por área.

Dejar el dispositivo en un solo lugar durante más tiempo puede provocar molestias.

¿Pueden los hombres usar Sensismooth?

Sí, Sensismooth es adecuado tanto para hombres como para mujeres. La belleza de Sensismooth es que puedes personalizar y seleccionar el tratamiento correcto y la aspereza de las almohadillas según tus necesidades.

Especificaciones del dispositivo

Parámetros

Giro mecánico:

400 [RPM] y 600 [RPM]

Niveles seleccionables de velocidad:

2 niveles

Cargador para USB:**Entrada:**

5V, 0.5A

Salida:

9V

Peso y tamaño del dispositivo:

160 [gr] 16.3x5.6x7.3 [cm]
5.6 [oz] 6.41x2.2x2.87 [pulg]

Etiquetado

Modelo: BRUEU04SNS



Triple aislamiento



Consulte las instrucciones de uso



Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos



Lea todas las advertencias y medidas de seguridad antes de usarlo



No utilice el dispositivo Sensismooth después de haberse expuesto al sol.



