

Table of Contents

Precautions	2
Warnings	6
Contraindications	7
Intended Use	8
How Does RPL™ (Reactive Pulsed Light) Work?	9
Preliminary Test	10
How To Use	10
Step 1: Charging	11
Step 2: Prepare the area you intend to treat	12
Step 3: Device Operation	13
Step 4: Post Treatment Care	15
Status Indicator	15
Energy Recommendation Button	16
Pulse or Glide Mode	16
Recommended Treatment	17
Possible Adverse Effects	20
Cleaning & Storage	21
Troubleshooting	21
Device specification parameters	23
Labeling	24

Precautions

- Not to be used by persons under 18 years of age.
- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by children without supervision.
- This device is not recommended for use on grey, red or very light hair as it was proven to be less effective on these hair colours.
- The appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided that they are under supervision or have been instructed

in the safe use of the appliance and that they understand the hazards involved.

- **WARNING!** Eye damage (which may result in loss of vision) or skin damage possible if instructions are not followed. Read and follow instructions.
- **WARNING!** Skin damage may occur after prolonged or repeated surface application to a site.
- **WARNING!** Do not override the device's internal safety mechanisms.
- Do not place, store or use this device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water, as it may lead to severe electrocution.
- Do not open or repair the device, as it may expose you to dangerous

electrical components which may cause serious bodily damage.

- Do not leave the device unattended while plugged into the electricity, as it is a risk of electrocution.
- Do not use the device if any part of the device or its accessories are: not working properly, appear damaged, broken, loose, missing or wet (take extra care since UV and IR are emitted from this device), or if you see or smell smoke.
- Do not use the device with a power supply other than the one provided with the device. This may damage the unit and cause it to stop working. Never use DC adapters which are not approved by the manufacturer. In case of power cable damage, the cable

should only be replaced by the manufacturer or qualified distributor. Contact our customer service for further assistance.

- Before using this device, make sure it is clean, dry and intact. Cleaning instructions are detailed under the Cleaning & Storage section.

Note: Hair removal by lasers or Intense Pulsed Light can cause increased hair growth in some individuals. Based upon current data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage, treated on the face and neck.

Please make sure to carefully read this user guide before you start using the device. The user guide can also be found at www.sensica.com

Who should not use the device?

Carefully read the information below before you begin treatment with the device. If you still have any doubts or are unsure whether the device is safe for your use, please consult with your physician.

Warnings

Do NOT use the device:

- If you have very dark skin (see skin tone chart on inner cover). Very dark skin may absorb too much light energy and is therefore more prone to injury (e.g. burn, discolouration or scarring).

Skin Tones



Hair Colour



- On artificially or naturally tanned skin or after sun exposure as this can cause serious burns or skin injury. Avoid more than 15 minutes of sun exposure for 4 weeks before your treatment and for at least 2 weeks post treatment. If during this period your treated skin area is exposed to sunlight, make sure to apply SPF 30 or higher sunscreens.
- If you have dark brown or black spots such as: birth marks, moles, or blisters in the area to be treated.
- Directly on the nipples, genitals or around the anus, as these may have darker skin colour and/or greater hair density.
- On mucous membranes such as: nostrils, lips of the mouth, eyelids and ears, as it may lead to serious injury.
- Over piercings or any metal items such as earrings or jewelry on the area to be treated, as it may cause burns.
- Over areas with tattoos or permanent make-up. Cover tattoos or permanent

make-up with a white plaster before treatment. Do not use the device directly over the tattoo or permanent make-up, even when covered.

Additionally:

- Never look directly at the light coming from the applicator and lamp, as it may cause eye injury.
- Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone on the skin one hour before using the device as it may cause burning of the skin.
- Do not treat the same area of skin more than once per treatment, as it may cause adverse effects.

Contraindications

Do NOT use the device if you:

- Have an active implant such as a pacemaker, insulin pump or similar devices, since it may cause interference.
- Are pregnant, have a chance of being pregnant or are nursing since the device was not tested on pregnant or nursing women and may stimulate pigmentation.
- Have skin cancer, areas at risk of malignancy, or if you have received chemotherapy/radiation therapy within the past 3 months since the safety of such usage has not been established and the immune system can be compromised, which can lead to serious injury.
- Suffer from epilepsy, as using the device could trigger a seizure.
- Have damaged or broken skin, or a history of Herpes or Psoriasis outbreaks in the treatment area since such usage can result in serious side effects.

- Suffer from keloid scar formation (growth of extra scar tissue where the skin has healed after an injury) in the treatment area since such usage has not been established and may result in serious skin complications.
- If you are taking a photosensitizing drug or herbal remedy, consult a physician before using the device as the application may be harmful to the skin.
- Are photosensitive or have other diseases related to light sensitivity, as device usage under these conditions may lead to serious injury.
- Suffer from severe or decompensated metabolic conditions, such as diabetes, since it may cause a greater risk of delayed healing and infection in case of an adverse effect.
- Have had a skin peel or other skin resurfacing procedures within the last 8 weeks in the treatment area as, under these circumstances,

device usage may result in stimulation of pigmentation.

Note: If you have undergone any other aesthetic procedures or have any uncertainty regarding potential side effects, consult with your physician before using the device.

Intended Use

This is a home-use device intended for the removal of unwanted hair on the entire body (e.g., legs, arms, underarms, bikini line, back, shoulders, chest and stomach) and on permitted facial areas (i.e., above upper lip, cheek, jaw, chin and neck).

It is considered a medical device without medical use and does not have clinical benefit.

Note: This device is especially designed for your own personal treatment and is intended for a single user and home use only.

How Does RPL™ (Reactive Pulsed Light) Work?

RPL™ (Reactive Pulsed Light) is an advanced technology which uses clinically proven IPL (Intense Pulsed Light) technology in conjunction with a skin tone and skin contact sensor. The light emitted from the device penetrates the skin and is then absorbed by the melanin pigment in the hair shaft. The heat produced by this light goes into the follicle and generates a local thermal effect, also known as selective photothermolysis. The thermal effect disables the hair follicle which causes a reduction in hair growth while leaving the surrounding skin unaffected and cool.


Long-term hair reduction—Hair growth cycle

Two factors play an important role in optimal long-term hair reduction:

- **Hair growth cycle.** Hair growth involves three phases: Anagen, Catagen, and Telogen. Anagen is the growth phase, while Catagen and Telogen

are the resting phases. Permanent hair reduction can only occur in the Anagen phase, the phase of growth. Since hair growth is not synchronized, it is recommended to complete the full treatment protocol to ensure every hair will be exposed to treatment during its Anagen phase.

- **Skin tones.** Darker skin contains more melanin, which competes with the targeted hair for energy absorption. When more energy is absorbed by the skin, there is a greater risk of adverse effects.



Preliminary Test

Before your first treatment on each new body area, we recommend you test your skin in that area to determine your skin's reaction to treatment with the device and help you set the optimal energy level for each treatment area. Different body areas may have different sensitivity and may therefore require different energy levels.

Perform a preliminary test on a hidden patch of skin for the area you intend to treat 24 hours prior to the first full treatment.

Note: Do not treat full areas with energy levels that you have not tested before!

1. Prepare your skin as described below in the **Prepare your skin** section.
2. Select the lowest energy level and deliver a flash.
3. You can increase the energy level as long as it feels comfortable. You may continue to do this up to the maximum energy level unless you begin to experience discomfort. Each energy level should

be tested on a new patch of skin (do not overlap flashes).

4. If you do not feel comfortable or see any adverse effects, stop the test immediately!
5. If there is no adverse skin reaction after 24 hours, you can proceed with a full treatment using the highest comfortable energy level that you tested.

How To Use


The device is suitable for use on: legs, arms, underarms, bikini line, back, shoulders, chest, stomach, and permitted facial areas (above upper lip, cheek, jaw, chin and neck).

What To Expect

During your treatment, it is normal to experience:

- A flash of light with each press on the trigger button, the emitted light will not harm your eyes.
- A pop noise with each flash of light.
- A mild, stinging sensation.

Step 1: Charging

1. Before your first use and when the battery is empty, fully charge the battery (full charging of the battery takes up to 2.5 hours).
2. To charge your device, insert the plug of the power cord into the electrical outlet and the other end into the device. After charging, remove the power adapter from the wall socket and disconnect it from your device.
3. You can use the device while it is being charged. However, this may limit the number of pulses since battery charging is slower than battery consumption during use.  Battery status indicator - The indicator shows the charge status of the battery:

Battery Indicator Light	Status
Red	Battery is being charged. Note: if, in addition to this red light, energy level 1 is green, the device is turned on
Green	Battery is fully charged, and the device is connected to the external power supply
Slow blinking red light	Low battery level (about 30% of full charge)
Fast blinking red light	Very low battery level (about 10% of full charge)

Note: The green or blinking red battery status indicators will appear only while the device is turned on.

Notes about charging:

- Some warming of the device and power adapter during charging is normal.
- Charging should be done at room temperature or in a cool environment, never above 40°C. The device is equipped with battery-overheat protection and will not charge if the room temperature exceeds 40°C.
- Fully charge the device every 6 months, even if you have not used it in that time
- Never cover the appliance and the adapter during charging.

Step 2: Prepare the area you intend to treat


1. Remove all jewelry.
2. Make sure the hair on your skin in the treatment area is shaved or trimmed. DO NOT wax, epilate or pluck hair in the treated area before the first treatment or between treatments as this will remove the hair shaft that absorbs the light energy during treatment.
3. Cleanse the skin of any residue of powders, creams, makeup, antiperspirants, or deodorants, and then pat the skin dry.
4. Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol) or acetone on the skin for one hour before using the device, as it may cause burning of the skin.

Important: Do not use any cream or gel while using the device since it may prevent normal operation.

Step 3: Device Operation

This cordless device is equipped with a unique intelligent built-in skin-tone sensor, located below the treatment window. This unique safety feature is active continuously during the treatment and will prevent a flash from occurring in areas where your skin is too dark or too tanned, even if your general skin type is lighter.

1. Flashing light (internal lamp)
2. Treatment window (optical filter)
3. Skin tone and skin contact sensor
4. Trigger button
5. Energy level display
6. Battery status indicator
7. Energy level selection buttons
8. Energy recommendation button
9. ON/OFF button
10. Status Indicator
11. Charging socket
12. Large treatment window
13. Precise treatment window (incl. additional filter)
14. Power adapter



1. Make sure the treatment window is clean, dry and intact.
2. **Charge your device** according to the instructions in the "Charging" Section.
3. **Select the desired treatment window** and simply snap it onto the device by aligning the plastic pins of the selected window to the device sockets and pressing the window into place. To remove the treatment window, grab both sides of the elevated dots and firmly pull until it disconnects from the device.
 - a. **Large treatment window**– suitable for fast and easy hair removal on large body areas, such as legs, back and arms.
 - b. **Precise treatment window**– suitable for treatment of small and delicate areas, such as the face (area below the cheek line) and bikini line.
4. **Turn the device on** by pressing the **ON/OFF button**. When the device is turned on, it will be automatically set to the lowest energy level (1). The device will switch to standby mode when left unattended for 5 minutes or by pressing the ON/OFF button for 3 consecutive seconds.
5. **Select the desired energy level**. Each press of the + or – buttons will increase or decrease the energy by one level. The 1-6 energy level display indicators will light up green according to the selected energy level (e.g., at energy level 1, one green light will be lit, at energy level 2, two green lights will be lit, etc.). You may use the **energy recommendation button Q** at the start of each treatment or manually change energy levels.
6. Place the treatment window on the desired treatment area ensuring full contact with the skin. Apply the treatment window firmly against your

skin and press the trigger button to **release a flash**. Following each flash, move the device to the next spot. After each flash, the device will take 1-3 seconds to be ready for the next one.

7. After treatment, **turn off the device** by pressing the "ON/OFF" button; the status indicator will turn orange while the device shuts down.


Step 4: Post Treatment Care


- After treatment, you may use a calming lotion.
- Avoid using peeling and bleaching creams or similar products for at least 24 hours, as this irritates the treated skin.
- Avoid direct sun exposure for at least 2 weeks post treatment. If exposing recently treated skin to sunlight during this time period, apply sunscreen of SPF 30 or higher.

Status Indicator

Status Indicator	Status	Description
No light	OFF	Device is inactive
Steady green light	ON	Flash is ready to be delivered
Momentary orange light	Flash blocked	The device is not in full contact with the skin – no flash will be delivered
Momentary red light	Flash blocked	A forbidden skin tone (coloured chart available on the inner cover) has been detected – no flash will be delivered
Blinking orange light	Energy recommendation	Device ready for skin tone measurement (no flash will be delivered during this time)
Steady red light	Device blocked	The device is blocked due to an internal malfunction or improper attachment of the treatment window to the device

Energy Recommendation Button

You may use the **energy recommendation button**  at the start of each treatment.

- A press on the  button will allow you to detect the recommended energy level for your treatment, according to your skin tone in the tested area.
- When pressing the energy recommendation button, it will light up green and all energy level display indicators will flicker.
- Hold the device on the desired treatment area and press the trigger button to measure your skin tone (no flash will be released). The recommended energy level for the detected skin tone will be automatically set, as indicated by the energy level display.
- Failure to determine suitable energy level due to lack of contact or forbidden skin tone (too dark) is indicated by a momentary red light on the status indicator.

- **To test the skin tone in each treatment area, place the device on that area and press the energy recommendation button.**

Pulse or Glide Mode

You may choose between 2 operational modes, the 'Pulse mode' or the 'Glide mode':

- **Pulse mode:** Press the trigger button once to release a single flash. Continue to the next spot and press the trigger button again to release another flash. Repeat this until treatment is complete.
- **Glide mode:** Begin treatment in Pulse mode. After three consecutive flashes without releasing the trigger button, Glide mode will be automatically activated. This mode will release flashes continuously, with a 1-3 second pause between flashes, so there is no need to hold the trigger button. The Glide mode will automatically deactivate when the device is not in proper contact with the skin or if the skin tone is too dark.



Important note: Try not to overlap pulses—repeated pulses on the same spot may increase the chance of adverse effects.

Recommended Treatment

For optimal results, you should use the device consistently following the recommended treatment.

Body hair

Hair removal treatments
1-4 will be two weeks apart

Hair removal treatments
5-8 will be four weeks apart.

Facial hair

Hair removal treatments
1-5 will be two weeks apart.

Hair removal treatments
6-8 will be four weeks apart.

To maintain the results following completion of the treatment protocol, we recommend performing a treatment once a month, or as required.

Expected Results

Different individuals and different treatment areas may not react equally to RPL technology.

It may take up to 3-4 treatments (6-8 weeks) before initial results can be seen. The hair will continue to grow for up to two weeks after the treatment session. However, as you progress through the full treatment protocol, hair will naturally and gradually fall out.

The number of sessions required for achieving long term results differs between users and between treatment areas and depends on factors such as: age, hair colour and skin tone.

Once the treatment protocol is complete, you should see further hair growth reduction. Any remaining hairs should be finer and lighter in colour.

Notes:

- It is recommended to use the highest energy setting that you found comfortable during the preliminary test. Note that facial treatments should be performed at low to medium energy levels (1-4).
- Lighter hair colours may require more treatments in order to notice results.
- This device is suitable for men. However, male body hair, especially on the chest, will require more treatment sessions.

Allowed Facial areas

Facial skin is a sensitive area that requires special care and caution. Make sure you follow all instructions and safety precautions carefully in order to avoid adverse effects. It is recommended you first do a body treatment and get to know the device before performing facial treatments.

This device can be used to treat all facial areas below the cheek line, such as: above upper lip, cheek, jaw, chin and neck.



Never use the device around or near your eyes.

Warnings!

- When using this device to treat facial areas, do not use energy levels exceeding the medium level (4), since it may increase the chance of adverse events.
- Do not use the device on the face above the cheek line or around the eyes, eyebrows and eyelashes as this could cause serious eye damage.
- Avoid the nostrils and lip, as these areas are more sensitive.
- The skin on the lower third of the neck is more sensitive. Take extra care to avoid overlapping treatment areas.

Note: Facial hair may be hormonal and as such, it can take more sessions to achieve permanent hair reduction.

For male users: Take care while treating the beard area; high density of hair contains a large amount of melanin, which absorbs the light energy during treatment.



Possible Adverse Effects

When using this device according to the Instructions for Use, adverse effects are rare. However, some people may experience slight discomfort during use – this is normal.

The Mild adverse effects listed in the table below should be spontaneously relieved within a few hours. In case you experience a higher degree of adverse effects (as listed in the table below), stop using the device, and consult with your physician if necessary.

Severity of Adverse Effect	Frequency of Adverse Effect	Adverse Effects
Mild	Common	Skin Irritation Skin Redness Skin Sensitivity
Moderate	Rare	Skin Burns Scarring Pigment Changes Excessive Redness and Swelling
Severe	Extremely Rare	Infection Bruising

Any severe incident that has occurred in relation to the device should be reported to us (via customer service) and to the competent authority of the Member State in which you are a resident.

Cleaning & Storage

1. Make sure to turn off and unplug the device before cleaning and storage.
2. To ensure maximum performance, it is recommended that the treatment window area be cleaned after every session by using a dry and clean cloth.
3. If there is dirt or debris on the treatment window, clean the treatment window. If you can't get the device clean, contact our Customer Service.
4. Never use water or other cleaning fluids, as these can damage the device and cause safety hazards.
5. Store the device in a cool and dry place.

Troubleshooting

If the device does not turn on:

- Make sure that the device is charged (as indicated by the green light of the battery status indicator).

If the device does not trigger a pulse:

- Verify there is full contact between the device and your skin. The trigger button will activate a pulse only when the device is in full contact with the skin.
- Verify that the treatment window is properly attached to your device (the device will not be operable if the treatment window is not properly attached to the device).
- Verify that the area you are trying to treat is not too small, curved or bony. The entire treatment window should touch the treatment area. Pulling the skin flat can help achieve this.
- If the skin tone identified by the skin tone sensor is too dark, the flash activation will be blocked, and the status indicator will turn "momentarily" red.

In case of general error:

- Reset the device. Turn the device off, wait 10 seconds and then turn it back on.
- In case of a pulse delay after repositioning the device on a different treatment area, you should consider performing the treatment in a cooler environment. The device may pulse at a slower rate in a warm environment.
- In case of dirt or debris on the treatment window, you should clean the treatment window according to the **Cleaning & Storage** section. If you can't get the area clean, contact our customer service.

If the problem is not solved, please contact our customer service

Customer Service

For customer service, please see contact details on inner back cover.

Device specification parameters

Manufactured by
ELG trade Ltd.

Emitted light spectrum

Large treatment window
(yellow optical filter) 475nm to 1,200nm max.

Precise treatment window
(red optical filter) 550nm to 1,200nm max.

Pulse duration

5 ± 2 [ms]

Emitted energy flux

5 [J/cm²]

Selectable energy levels

6 levels

Treatment area (window)

Large treatment window
4.5cm²

Precise treatment window
2cm²

Speed

1 flash every 3 seconds

External Power Supply

12[V], 1.8[A], 21.6[W]
100–240 [VAC], 50–60[Hz]

Device weight and size

461 [gr], 200 X 175 X 70 [mm]
16.3 [Oz], 7.9 X 6.9 X 2.7 [in]

Average active efficiency

87.1%

Efficiency at low load (10%)

81.9%

Technology

Home use IPL

Storage Instructions

Storage and transport conditions

Temperature	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
--------------------	----------------------------------

Humidity	0 to 90% RH at 55°C (131°F)
-----------------	--------------------------------

Pressure	non-condensing
-----------------	----------------

Operational conditions

Temperature	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
--------------------	---------------------------------

Humidity	30% to 70% RH
-----------------	---------------

Max operating altitude	10,000 ft.
-------------------------------	------------

Labeling

Model: IPL300



Double insulation



Consult Instructions for use



Waste Electronic and Electrical Equipment



Our products and packaging are recyclable, do not throw them away!



Keep away from eyes



Please read all warnings and safety precautions prior to use



Do not use the device on tanned skin or after sun exposure



Do not let the device become wet. Keep away from bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water: Keep dry



Rechargeable battery

IP22

IP2X: Object of 12.5 mm diameter, shall not penetrate. IPX2: Vertically falling drops shall have no harmful effects.



Warning: Optical radiation



Notes on battery handling

If your skin or eyes come into contact with fluid from the battery cell, flush out the affected areas with water and seek medical assistance.

Protect batteries from excessive heat.

Risk of explosion! Never throw batteries into a fire.

Do not disassemble, open or crush the batteries.

Some warming of the device and power adapter during charging is normal.

Do not charge the battery in a room temperature above 40°C (104°F). The device is equipped with battery-overheat protection and will not charge if the room temperature exceeds 40°C (104°F).

Never cover the appliance and the adapter during charging.

Only use chargers specified in the instructions for use.

Batteries must be charged correctly prior to use. The instructions from the manufacturer and the specifications in these instructions for use regarding

correct charging must be observed at all times.

Fully charge the battery prior to initial use (see **Charging section** above).

In order to achieve maximum battery service life, fully charge the battery at least twice a year.

Table des matières

Précautions	27
Mises en garde	32
Contre-Indications	33
Utilisation prévu	35
Technologie RPL™ (Lumière Pulsée Réactive) - Comment ça marche?	35
Test préliminaire	37
Comment Utiliser	38
Étape 1: Mise en charge	38
Étape 2: Préparez la zone que vous souhaitez traiter	40
Étape 3: Fonctionnement du dispositif	41
Étape 4: Soins post-traitement	43
Indicateur De Modes	44
Bouton De Recommandation D'énergie	45
Mode Pulse Ou Glisse	45
Traitement Recommandé	46
Effets Secondaires Éventuels	49
Nettoyage & Rangement	50
Dépannage	50
Paramètres et spécifications du dispositif	52
Étiquetage	53

Précautions

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans.
- TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ce dispositif n'est pas recommandé pour une utilisation sur les cheveux gris, roux ou très clairs car il s'est avéré moins efficace sur ces couleurs de cheveux.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales

réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

- AVERTISSEMENT. Lésion oculaire (pouvant entraîner la perte de vision) ou lésion cutanée possible en cas de non-respect des instructions. Lire et suivre les instructions.
- AVERTISSEMENT. Des lésions de la peau peuvent se produire après une application en surface prolongée ou répétée sur un site.

- AVERTISSEMENT. Ne pas neutraliser les mécanismes de sécurité internes au dispositif.
- Ne placez, ne rangez, et n'utilisez pas ce dispositif à proximité d'une baignoire, douche, lavabo ou autre récipient contenant de l'eau car vous seriez alors exposé(e) au risque d'une grave électrocution.
- N'ouvrez, ni ne réparez le dispositif, car vous seriez alors exposé(e) à des composants électriques dangereux susceptibles de provoquer de graves dommages corporels.
- Ne laissez pas le dispositif branché sans surveillance car il y a un risque d'électrocution.

- N'utilisez pas le dispositif si l'une de ses pièces ou l'un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement, semble endommagé, cassé, desserré, incomplet ou humide (faites d'autant plus attention car des UV et IR sont émis depuis le dispositif) ou si vous voyez ou sentez de la fumée.
- N'utilisez pas le dispositif avec une alimentation électrique autre que celle fournie avec le dispositif. Cela pourrait endommager le dispositif et arrêter son fonctionnement. N'utilisez jamais d'adaptateurs CC non approuvés par le fabricant. En cas de dégradation du câble d'alimentation, le câble ne doit être remplacé que par le fabricant ou un

distributeur certifié. Contactez notre service client pour obtenir de l'aide.

- Avant d'utiliser ce dispositif, assurez-vous qu'il est propre, sec et intact. Les consignes de nettoyage sont détaillées dans la section Nettoyage et stockage.

Remarque: l'épilation au laser ou à la lumière pulsée intense peut entraîner une augmentation de la croissance des poils chez certaines personnes. Sur la base des données actuelles, les groupes à risque le plus élevé pour cette réponse sont les femmes d'origine méditerranéenne, moyen-orientale et sud-asiatique, traitées sur le visage et le cou.

Prenez soin de lire attentivement ce guide d'utilisation avant de commencer à utiliser le dispositif. Le guide d'utilisation est à votre disposition sur le site www.sensica.com

Qui NE doit PAS utiliser le dispositif?

Lisez attentivement les informations ci-dessous avant de commencer un traitement avec le dispositif. Si vous avez le moindre doute, et que vous n'êtes pas certain si le dispositif convient à votre santé, parlez-en avec votre médecin.

Mises en garde

N'utilisez PAS le dispositif si vous:

- Si vous avez un teint de peau très mat (voir le tableau des teints de peau sur la couverture intérieure). Une peau très foncée peut absorber trop d'énergie lumineuse et est donc plus sujette aux blessures (par exemple, brûlure, décoloration ou cicatrisation).

Couleur de peau



Couleur des cheveux



- Sur une peau bronzée artificiellement ou naturellement ou après une exposition au soleil, car cela peut provoquer des brûlures ou des lésions cutanées graves. Évitez une exposition au soleil de plus de 15 minutes pendant 4 semaines avant votre traitement et pendant au moins 2 semaines après le traitement. Si pendant cette période votre peau traitée est exposée au soleil, assurez-vous d'appliquer un écran solaire SPF 30 ou d'un indice plus élevé.
- Si vous avez des taches brun foncé ou noires telles que: des marques de naissance, des grains de beauté ou des cloques dans la zone à traiter.
- Directement sur les mamelons, les organes génitaux ou autour de

l'anus, car ces parties peuvent avoir une couleur de peau plus foncée et / ou une densité de poils plus élevée.

- Sur des muqueuses comme les: narines, lèvres buccales, paupières, yeux, organes génitaux ou l'anus car vous seriez alors exposé(e) à des risques de graves lésions.
- Sur des piercings ou des objets métalliques tels que des boucles d'oreilles ou des bijoux sur la zone à traiter, car cela peut provoquer des brûlures.
- Sur les zones tatouées ou avec un maquillage permanent. Couvrir les tatouages ou le maquillage permanent avec un adhésif blanc avant le traitement. N'utilisez pas le dispositif directement sur un tatouage ou un maquillage permanent, même s'il est recouvert.

En complément:

- Ne regardez en aucun cas la lumière directement issue de l'applicateur et de la lampe, car cela pourrait causer des lésions oculaires.
- N'appliquez aucune solution inflammable telle qu'alcoolisée (incluant parfums, désinfectants ou autre composé contenant de l'alcool), ou d'acétone, sur la peau, une heure avant d'utiliser le dispositif, car vous seriez alors exposé à un risque de brûlure cutanée.
- N'appliquez pas le soin plus d'une fois sur la même zone lors d'une même séance car cela pourrait générer des effets indésirables.

Contre-Indications

N'utilisez PAS le dispositif si vous:

- Avez un implant actif tel qu'un stimulateur cardiaque, une pompe à insuline ou tout dispositif similaire, car il pourrait produire des interférences.
- Êtes enceinte, avez une chance de l'être ou allaitez, car le dispositif n'a pas été testé sur des femmes enceintes ou allaitantes et est susceptible de stimuler la pigmentation.

- Avez un cancer de la peau, ou sur des zones susceptibles de malignité, ou si vous avez fait l'objet d'une radiothérapie/ ou d'une chimiothérapie durant les 3 derniers mois, car l'innocuité n'a pas été établie et que le système immunitaire peut-être défaillant, ce qui peut conduire à de graves blessures.
- Souffrez d'épilepsie, le dispositif pouvant déclencher une crise.
- Vous avez la peau endommagée ou écorchée, ou des antécédents d'infections d'herpès ou de psoriasis dans la zone de traitement, car une telle utilisation peut entraîner des effets secondaires graves.
- Souffrez de formation de cicatrices chéloïdes (croissance de tissu cicatriciel supplémentaire là où la peau a guéri après une blessure) dans la zone de traitement car une telle utilisation n'a pas été établie et peut entraîner de graves complications cutanées.
- Si vous prenez un médicament photosensibilisant ou un remède à base de plantes, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil car l'application peut être nocive pour la peau.
- Vous êtes photosensible ou avez d'autres maladies liées à la sensibilité à la lumière, car l'utilisation de ce dispositif dans ces conditions peut entraîner des blessures graves.
- Souffrez de troubles métaboliques sévères ou décompensés, tels que le diabète, car cela peut entraîner un risque accru de retard de cicatrisation et d'infection en cas d'effet indésirable.
- Avoir subi une exfoliation de la peau ou d'autres procédures de resurfaçage de la peau au cours des 8 dernières semaines dans la zone de traitement car, dans ces circonstances, l'utilisation de ce dispositif peut entraîner une stimulation de la pigmentation.

Remarque: si vous avez subi d'autres processus esthétiques ou si vous avez des doutes concernant les effets secondaires potentiels, consultez votre médecin avant d'utiliser le dispositif.

Utilisation prévu

Il s'agit d'un dispositif à usage domestique destiné à éliminer les poils indésirables sur l'ensemble du corps (par exemple, les jambes, les bras, les aisselles, le maillot, le dos, les épaules, la poitrine et le ventre) et sur les zones du visage autorisées (c'est-à-dire au-dessus de la lèvre supérieure, joue, mâchoire, menton et cou).

Il est considéré comme un dispositif médical sans usage médical et ne présente aucun bénéfice clinique.

Remarque: ce dispositif est spécialement conçu pour votre traitement personnel et est destiné à un seul utilisateur et à un usage domestique uniquement.

Technologie RPL™ (Lumière Pulsée Réactive)-Comment ça marche?


La **RPL™** (Lumière Pulsée Réactive) est une technologie avancée qui utilise une technique cliniquement prouvée l'IPL (Lumière Intense Pulsée), conjointement à une sonde de pigmentation et de contact avec la peau. La lumière émise par le dispositif pénètre la peau où elle est absorbée par la mélanine pigmentaire dans la tige du poil. La chaleur produite par cette lumière entre dans le follicule et génère un effet thermique local autrement connu comme photo-thermolysé sélective. L'effet thermique désactive le follicule pileux provoquant une réduction de croissance du poil tout en laissant l'environnement cutané intact et frais.

Réduction de pilosité à long terme – Cycle de croissance du poil

Deux facteurs jouent un rôle majeur dans l'optimisation de la réduction de pilosité à long terme :

- Cycle de croissance du poil.** La croissance du poil se déroule en trois phases : Anagène, Catagène et Téloène. La phase anagène est de croissance tandis que la catagène et la télène sont des phases de repos. La réduction permanente de la pilosité ne peut se produire que durant la phase d'anagène, la phase de croissance. Puisque la croissance des poils n'est pas synchronisée, il est recommandé de mener à bien le protocole de traitement complet pour garantir une exposition de tous les poils à celui-ci durant sa phase d'anagène.

- Pigmentation de la peau.** Les peaux plus sombres contiennent plus de mélanine qui contrecarre l'absorption de l'énergie par le poil ciblé. Plus grande est la quantité d'énergie absorbée par la peau, plus grand est le risque d'apparition d'effets indésirables.



Test préliminaire

Avant votre premier traitement sur chaque nouvelle zone du corps, nous vous recommandons de tester

votre peau sur cette zone pour déterminer la réaction de votre peau au traitement avec le dispositif et vous aider à définir le niveau d'énergie optimal pour chaque zone de traitement. Différentes zones du corps peuvent avoir une sensibilité différente et peuvent donc nécessiter des niveaux d'énergie différents.

Effectuez un test préliminaire sur une partie de peau dissimulée pour la zone que vous avez l'intention de traiter 24 heures avant le premier traitement complet.

Remarque: ne traitez pas des zones entières avec des niveaux d'énergie que vous n'avez pas testés auparavant !

1. Préparez votre peau comme décrit ci-dessous dans la section **Préparez votre peau**.
2. Sélectionnez le niveau d'énergie le plus faible et émettez un flash.
3. Vous pouvez augmenter le niveau d'énergie tant que vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez continuer à le faire jusqu'au niveau d'énergie maximal à moins que vous ne commenciez à ressentir une gêne. Chaque niveau d'énergie doit être testé sur une nouvelle plaque de peau (ne pas chevaucher les éclairs).
4. Si vous ne vous sentez pas à l'aise ou constatez des effets indésirables, arrêtez immédiatement le test !
5. Si aucune réaction cutanée indésirable n'apparaît au bout de 24 heures, vous pouvez procéder à un traitement complet en utilisant le niveau d'énergie confortable le plus élevé que vous avez testé.

Comment Utiliser

Le dispositif peut être utilisé sur: les jambes, les bras, les aisselles, le maillot, le dos, les épaules, la poitrine, le ventre et les zones du visage autorisées (au-dessus de la lèvre supérieure, des joues, de la mâchoire, du menton et du cou).

À quoi s'attendre

Pendant votre traitement, il est normal de ressentir:

- Un flash de lumière à chaque pression sur le bouton de déclenchement - la lumière émise ne nuira pas à vos yeux.
- Un bruit de pop à chaque flash de lumière.
- Une sensation douce et piquante.

Étape 1: Mise en charge

1. Avant la première utilisation, lorsque la batterie est vide, chargez complètement la batterie du dispositif (la charge complète de la batterie prend jusqu'à 2,5 heures).
2. Pour charger le dispositif, insérez l'extrémité adéquate du cordon dans la prise murale et enfichez l'autre extrémité dans le dispositif. Après la charge, retirez l'adaptateur secteur de la prise murale et débranchez-le de votre dispositif.
3. Vous pouvez utiliser le dispositif pendant qu'il est en cours de charge. Cependant, cela peut limiter le nombre d'impulsions car la charge de la batterie est plus lente que la consommation de la batterie pendant l'utilisation.

☑ **Indicateur d'état de la batterie - L'indicateur montre l'état de charge de la batterie:**

Indicateur de batterie	Statut
Rouge	La batterie est en cours de chargement. Remarque: si, en plus de ce voyant rouge, le niveau d'énergie 1 est vert, le dispositif est allumé
Vert	La batterie est complètement chargée et le dispositif est connecté à l'alimentation externe
Lumière rouge clignotant lentement	Niveau de batterie faible (environ 30% de la charge complète)
Voyant rouge clignotant rapidement	Niveau de batterie très faible (environ 10% de la charge complète)

Remarque: les indicateurs d'état de la batterie verts ou rouges clignotants n'apparaîtront que lorsque le dispositif est allumé.

Remarque à propos du chargement:

- Certains avertissements sur le dispositif et l'alimentation sont normaux durant le chargement.
- Le chargement doit être réalisé à température ambiante ou dans un environnement frais, jamais au-dessus de 40°C. Le dispositif est équipé d'une protection anti-surchauffe et ne se chargera pas si la température de la pièce dépasse 40°C.
- Chargez complètement l'appareil tous les 6 mois, même si vous ne l'avez pas utilisé pendant cette période.
- Ne couvrez ni le dispositif, ni l'alimentation durant la charge.

Étape 2: Préparez la zone que vous souhaitez traiter

1. Retirez tous les bijoux
2. Assurez-vous que les follicules pileux présents sur la zone de peau à traiter sont rasés ou coupés. NE PAS épiler à la cire ou à

la pince ni arracher les poils sur la zone à traiter avant le premier traitement ou entre les traitements car cela retirera la tige capillaire qui absorbe l'énergie lumineuse au cours du traitement.


3. Nettoyez la peau de tout résidu de poudre, de crème, de maquillage, d'antitranspirant ou de déodorant, puis tapotez pour sécher la peau.
4. N'utilisez jamais de liquides inflammables tels que l'alcool (y compris des parfums, des désinfectants ou autres applications contenant de l'alcool) ni d'acétone sur la peau, une heure avant d'utiliser le dispositif car cela peut causer des brûlures de la peau.

Important: N'utilisez aucune crème ni gel au cours de l'utilisation du dispositif car cela peut l'empêcher de fonctionner normalement.

Étape 3: Fonctionnement du dispositif

Ce dispositif sans fil est équipé d'un capteur de teint de peau intégré unique et intelligent, situé sous la fenêtre de traitement. Cet élément de sécurité unique est actif en continu durant le traitement et évitera qu'un flash lumineux ne touche les zones où votre peau est trop foncée ou bronzée, même si votre type de peau est dans l'ensemble plus clair.

1. Lampe interne
2. Zone de la Fenêtre de traitement
3. Sonde de pigmentation et contact cutané
4. Bouton déclencheur
5. Affichage du niveau d'énergie
6. Indicateur d'état de la batterie
7. Boutons de sélection du niveau d'énergie
8. Bouton de recommandation d'énergie
9. Bouton Marche/Arrêt
10. Indicateur de Modes
11. Fiche de rechargement
12. Fenêtre de traitement large
13. Fenêtre de traitement précis (avec filtre supplémentaire)
14. Adaptateur d'alimentation



1. Assurez-vous que le dispositif de traitement est propre, sec et intact.
2. **Chargez votre dispositif** conformément aux instructions de la section Chargement.
3. **Sélectionnez la fenêtre de traitement souhaitée** et enclenchez-la simplement sur le dispositif en alignant les broches en plastique de la fenêtre sélectionnée sur les prises du dispositif et en appuyant sur la fenêtre pour la mettre en place. Pour retirer la fenêtre de traitement, saisissez les deux côtés des points surélevés et tirez fermement jusqu'à ce qu'elle se détache du dispositif.
 - a. **Fenêtre de traitement large** - convient pour une épilation rapide et facile sur de grandes parties du corps, comme les jambes, le dos et les bras.
 - b. **Fenêtre de traitement précis** - convient au traitement sur les zones petites et délicates, comme le visage (zone sous la ligne des joues) et la ligne du maillot.
4. **Allumez le dispositif** en appuyant sur le bouton **ON/OFF**. Lorsque le dispositif est allumé, il sera automatiquement réglé sur le niveau d'énergie le plus bas (1). Le dispositif passe en mode veille lorsqu'il est laissé sans surveillance pendant 5 minutes ou en appuyant sur le bouton ON / OFF pendant 3 secondes consécutives.
5. **Sélectionnez le niveau d'énergie souhaité**. Chaque pression sur les boutons + ou - augmentera ou diminuera l'énergie d'un niveau. Les indicateurs d'affichage du niveau d'énergie 1-6 s'allumeront en vert en fonction du niveau d'énergie sélectionné (par exemple, au niveau d'énergie 1, un voyant vert sera allumé, au niveau d'énergie 2, deux voyants verts seront allumés, etc.). Vous pouvez utiliser **le bouton de recommandation d'énergie Q** au début de chaque traitement ou modifier manuellement les niveaux d'énergie.

- Placez la fenêtre de traitement sur la zone de traitement souhaitée en assurant un contact total avec la peau. Appliquez fermement la fenêtre de traitement contre votre peau et appuyez sur le bouton de déclenchement pour **libérer un flash**. Après chaque flash, déplacez le dispositif vers l'emplacement suivant. Après chaque flash, le dispositif prendra 1 à 3 secondes pour être prêt pour le flash suivant.
- Après le traitement, éteignez le dispositif en appuyant sur le bouton ON/OFF; l'indicateur d'état devient orange pendant que le dispositif s'éteint.

Étape 4: Soins post-traitement

- Après le traitement, vous pouvez utiliser une lotion apaisante.
- Évitez d'utiliser des crèmes exfoliantes et décolorantes ou des produits similaires pendant au moins 24 heures, car cela irrite la zone à traiter.
- Évitez toute exposition directe au soleil pendant au moins deux semaines après le traitement. Si vous exposez une peau récemment traitée au soleil pendant cette période, appliquez un écran solaire avec un facteur de protection d'au moins IP 30 ou plus.

Indicateur De Modes

Indicateur de Modes	État	Description
Aucun témoin allumé	ARRÊT (off)	Le dispositif est inactif.
Lumière verte fixe	MARCHE (on)	Le flash est prêt à être émis.
Lumière orange temporaire	Le flash est bloqué	Le contact du dispositif sur la peau n'est pas complet - aucun flash ne sera émis.
Lumière rouge temporaire	Le flash est bloqué	Une pigmentation non autorisée (diagramme coloré disponible dans la section de la couverture) est détectée - aucun flash ne sera émis.
Lumière orange clignotante	Recommandation d'énergie	Le dispositif est prêt à mesurer la pigmentation cutanée (aucun flash ne sera émis à ce moment).
Lumière rouge fixe	Le dispositif est bloqué	Le dispositif est bloqué du fait d'un dysfonctionnement interne ou d'un mauvais emboîtement de la fenêtre de traitement sur le dispositif.

Bouton De Recommandation D'énergie

Vous pouvez utiliser le **bouton de recommandation énergétique Q** au début de chaque traitement.

- Une pression sur le bouton **Q** vous permettra de détecter le niveau d'énergie recommandé pour votre traitement, en fonction de votre teint dans la zone testée.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de recommandation d'énergie, il s'allume en vert et tous les indicateurs d'affichage du niveau d'énergie clignotent.
- Maintenez le dispositif sur la zone de traitement souhaitée et appuyez sur le bouton de déclenchement pour mesurer votre teint (aucun flash ne sera déclenché). Le niveau d'énergie recommandé pour le teint de peau détecté sera automatiquement défini, comme indiqué par l'affichage du niveau d'énergie.
- Le défaut de détermination du niveau d'énergie approprié en raison d'un manque de contact ou d'un teint interdit (trop foncé) est signalé par une lumière rouge momentanée sur l'indicateur d'état.
- **Pour tester le teint de chaque zone de traitement, placez le dispositif sur cette zone et appuyez sur le bouton de recommandation d'énergie.**

Mode Pulse Ou Glisse

Vous pouvez choisir entre 2 modes opératoires, le "Mode impulsion" ou le "Mode glisse".

- **Mode impulsion:** Pressez sur le bouton déclencheur une seule fois pour un flash unique. Continuez vers le point à traiter suivant et appuyez une nouvelle fois sur le bouton déclencheur pour émettre un autre flash. Répétez jusqu'à ce que le traitement soit complet.
- **Mode glisse:** Commencez le traitement en Mode impulsion. Après trois flashes consécutifs sans relâcher le bouton, le dispositif passera automatiquement

en Mode glisse. Ce mode émet des flashes en continu, avec une pause de 1 à 3 secondes entre chacun, il n'y a donc pas lieu de tenir le bouton déclencheur. Le Mode glisse est automatiquement désactivé lorsque le dispositif n'est plus en contact parfait avec la peau ou que la peau est trop sombre.



Remarques importantes: Faites en sorte que les impulsions ne se chevauchent pas - les impulsions répétées sur un même point peuvent causer des brûlures.

Traitement Recommandé

Pour des résultats optimaux, vous devez utiliser dispositif en suivant systématiquement le traitement recommandé.

Pilosité corporelle

Traitements épilatoires 1-4, seront appliqués à deux semaines d'écart l'un de l'autre.

Traitements épilatoires 5-8, seront appliqués à quatre semaines d'écart l'un de l'autre.

Pilosité faciale

Traitements épilatoires 1-5, seront appliqués à deux semaines d'écart l'un de l'autre.

Traitements épilatoires 6-8, seront appliqués à quatre semaines d'écart l'un de l'autre.

Pour maintenir les résultats après l'achèvement du protocole de traitement, nous vous recommandons d'effectuer un traitement une fois par mois, ou selon les besoins.

Résultats attendus

Différentes personnes et différentes zones de traitement peuvent ne pas réagir de la même manière à la technologie RPL™.

Cela peut prendre jusqu'à 3-4 traitements (6-8 semaines) avant que les premiers résultats ne soient visibles. Les poils continueront de pousser jusqu'à deux semaines après la séance de traitement. Cependant, au fur et à mesure que vous progressez dans le protocole

de traitement complet, les poils tomberont naturellement et progressivement.

Le nombre de séances nécessaires pour obtenir des résultats à long terme diffère entre les utilisateurs et entre les zones de traitement et dépend de facteurs tels que: l'âge, la couleur des poils et le teint.

Une fois le protocole de traitement terminé, vous devriez voir une réduction supplémentaire de la croissance des cheveux. Tous les poils restants doivent être plus fins et de couleur plus claire.

Remarques

- Il est recommandé d'utiliser le réglage d'énergie le plus élevé dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise pendant le pré-test. Notez que les traitements du visage doivent être effectués à des niveaux d'énergie faibles à moyens (v).
- Les poils de couleur plus claire peuvent demander un plus grand nombre de soins avant que le résultat soit visible.

- Le dispositif convient aux hommes toutefois, la pilosité masculine, particulièrement celle du thorax, réclamera un plus grand nombre de séances de soin.

Zones faciales autorisées

La peau du visage est une zone sensible qui nécessite de l'attention et des précautions particulières. Faites en sorte de suivre scrupuleusement les consignes et les mises en garde afin d'éviter les effets indésirables. Il est recommandé de débiter par le soin sur le corps et ainsi se familiariser avec le déplacement du dispositif pour ensuite réaliser le soin du visage.

Le dispositif peut être utilisé pour apporter un soin sur toutes les zones du visage en dessous de la ligne des pommettes, soit au-dessus de la lèvre supérieure, les joues, la mâchoire, le menton et le cou.



N'utilisez jamais le dispositif autour ou à proximité des yeux.

Avertissements!

- Lors de l'utilisation du dispositif sur les zones du visage, n'utilisez pas de niveaux d'énergie dépassant le niveau moyen, parce qu'ils pourraient provoquer de graves lésions cutanées.
- N'utilisez pas le dispositif sur le visage au-dessus des pommettes ou autour des yeux, sourcils et cils, cela pourrait se conclure par de graves lésions oculaires.
- Évitez les narines et la pulpe des lèvres car ces zones sont plus sensibles.
- La peau du tiers inférieur du cou est plus sensible. Apportez une attention particulière à ne pas chevaucher les zones de traitements.

Remarque: La pilosité du visage peut être hormonale et de la sorte réclamer plus de séances pour parvenir à une réduction capillaire permanente.

Pour monsieur: Faites attention lors de la délivrance du soin sur la zone barbue, la densité de croissance des poils implique une grande quantité de mélanine qui absorbe la chaleur durant le traitement.



Effets Secondaires Éventuels

Lorsque vous utilisez ce dispositif conformément aux instructions d'utilisation, les effets indésirables sont rares.

Cependant, certaines personnes peuvent ressentir une légère gêne pendant l'utilisation - c'est normal.

Les légers effets indésirables énumérés dans le tableau ci-dessous doivent s'estomper spontanément en quelques heures. Si vous ressentez un degré plus élevé d'effets indésirables (comme indiqué dans le tableau ci-dessous), cessez d'utiliser le dispositif et consultez votre médecin si nécessaire.

Gravité de l'effet secondaire	Fréquence des effets secondaire	Effets secondaires
Bénigne	Courant	Irritation de la peau Rougeur de la peau Sensibilité cutanée
Modérée	Peu fréquent	Brûlures cutanées Cicatrices Modification de la pigmentation Rougeurs et gonflements excessifs
Sévère	Extrêmement rare	Infection Des ecchymoses

Tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit nous être signalé (via le service client) ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous résidez.

Nettoyage & Rangement

1. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher le dispositif avant de le nettoyer et de le ranger.
2. Pour garantir des performances optimales, il est recommandé de nettoyer la zone de la fenêtre de traitement après chaque séance à l'aide d'un chiffon sec et propre.
3. S'il y a de la saleté ou des débris sur la fenêtre de traitement, nettoyez la fenêtre de traitement. Si vous ne parvenez pas à nettoyer le dispositif, contactez notre service client.
4. N'utilisez jamais d'eau ou d'autres liquides de nettoyage, car ils peuvent endommager le dispositif et entraîner des risques pour la sécurité.
5. Conservez le dispositif dans un endroit frais et sec.

Dépannage

Si le dispositif ne peut être mis sous tension:

- Vérifiez que votre dispositif est chargé (comme indiqué par la lumière verte de l'indicateur d'état de la batterie).

Si le dispositif ne déclenche pas d'impulsion:

- Veillez à ce que le dispositif soit parfaitement en contact avec votre peau. Le bouton déclencheur n'active d'impulsion que si le dispositif est en parfait contact avec la peau.
- Vérifiez que la fenêtre de traitement est correctement emboîtée sur votre dispositif (le dispositif ne fonctionnera pas si la fenêtre de traitement n'est pas correctement attachée sur le dispositif).
- Vérifiez que la zone sur laquelle vous essayez d'appliquer le soin n'est ni trop petite, ni trop courbe, ni trop osseuse. La totalité de la zone de traitement doit toucher la zone de traitement. Etirez la peau peut aider à y parvenir.

- Si la pigmentation cutanée identifiée par la sonde de pigmentation et de capteur est trop sombre, l'activation du flash est bloquée, et l'indicateur de mode passe "momentanément" au rouge.

En cas d'erreur générale:

- Réinitialisez le dispositif. Eteignez le dispositif, attendez 10 secondes puis allumez-le
- En cas de retard dans l'émission de l'impulsion après avoir déplacé le dispositif sur une zone différente, vous devrez envisager de réaliser le soin dans un environnement plus frais. Le dispositif peut être plus lent dans la délivrance des pulsations dans un environnement chaud.
- En cas de saleté ou de débris sur la fenêtre de traitement, vous devez nettoyer la fenêtre de traitement conformément à la section Nettoyage et stockage. Si vous ne parvenez pas à nettoyer la zone, contactez notre service client

Si le problème n'est pas résolu, contactez notre service client.

Service clientèle

Pour le service client, veuillez consulter les coordonnées sur la couverture arrière intérieure.

Paramètres et spécifications du dispositif

Fabriqué par
ELG trade Ltd.

Spectre lumineux émis

Fenêtre de soin large
(filtre optique jaune) 475nm
à 1 200nm max.

Fenêtre de soin précis
(filtre optique rouge) 550nm
à 1 200nm max.

Durée d'impulsion
5 ± 2 [ms]

Flux d'énergie émis
5 [J/cm²]

Différents niveaux d'énergie
6 niveaux

Zones de traitement
fenêtre

Fenêtre de soin large
4.5cm²

Fenêtre de soin précis
2cm²

Vitesse
1 flash toutes les 3 secondes

Alimentation externe
12[V], 1.8[A] 21.6[W]
100–240 [VAC], 50–60[Hz]

Poids et taille du dispositif
461 [g], 200[mm] X 175[mm] X
70[mm]
16.3 [Oz], 7.9 X 6.9 X 2.7 [in]

Efficacité active moyenne
87.1%

Rendement à faible charge (10%)
81.9%

Technologie
RPL à usage domestique

Consigne de rangement

Rangement et conditions de transport	
Température	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	0 to 90% RH at 55°C (131°F)
Pression	Sans condensation
Conditions de fonctionnement	
Température	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Humidité	30% à 70% RH
Altitude maximale de fonctionnement	10,000 ft.

Étiquetage

Model: IPL300



Double isolation



Consultez les consignes d'utilisation



Déchets électriques et électroniques



Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas!



Tenir à l'écart des yeux



Veuillez lire tous les avertissements et mises en garde avant toute utilisation



N'utilisez pas le dispositif sur des peaux bronzées ou après une exposition au soleil



Ne laissez pas le dispositif devenir humide. Tenir à l'écart des baignoires, douches, lavabos et autre récipient contenant de l'eau. À conserver au sec



Batterie rechargeable

IP2X: Objet de 12.5 mm de diamètre, ne doit pas pénétrer.

IP22

IPX2: Les gouttes tombant verticalement peuvent ne pas avoir d'effet néfaste.



Mise en garde: Radiation optique



Remarques sur la manipulation des batteries

Si le liquide s'écoulant d'un élément de la batterie entre en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement la zone affectée avec de l'eau et consultez un médecin.

Protégez la batterie d'une chaleur excessive.

Risque d'explosion ! Ne jetez jamais une batterie dans un feu.

N'essayez pas de démonter, ouvrir ou écraser une batterie.

Certains avertissements sur le dispositif et l'alimentation sont normaux durant le chargement.

Ne chargez pas la batterie dans une pièce où la température dépasse 40°C (104 F). Le dispositif est équipé d'une protection contre la surchauffe de la batterie et celle-ci ne se chargera pas si la température de la pièce dépasse 40°C (104 F).

Ne couvrez ni le dispositif, ni l'alimentation durant la charge.

N'utilisez que les chargeurs spécifiés dans le Guide d'utilisation.

Les batteries doivent être correctement chargées avant l'utilisation. Les instructions du fabricant et les consignes d'utilisation correcte spécifiées dans ces instructions doivent toujours être observées.

Chargez complètement la batterie avant la première utilisation (voir le chapitre **Mise en charge** du dispositif ci-dessus).

Afin d'obtenir une durée de vie maximale de la batterie, chargez complètement la batterie au moins deux fois par an.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	56
Warnungen	61
Kontraindikationen	62
Bestimmungsgemäße Verwendung	64
RPL™ (Reactive Pulsed Light)-Technologie - Wie funktioniert sie?	64
Gebrauchsanweisung	66
Schritt 1: Laden	66
Schritt 2: Bereiten Sie den zu behandelnden Bereich vor	68
Schritt 3: Bedienung des Geräts	69
Schritt 4: Nachbehandlung	71
Statusanzeige	72
Energieempfehlungstaste	73
Puls- Oder Gleitmodus	73
Mögliche negative Auswirkungen	77
Reinigung und Lagerung	79
Fehlerbehebung	79
Spezifikationsparameter des Geräts	81
Beschriftung	83

Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nicht von Personen unter 18 Jahren benutzt werden.
- FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät wird nicht für die Verwendung bei grauem, rotem oder sehr hellem Haar empfohlen, da es sich bei diesen Haarfarben als weniger wirksam erwiesen hat.
- Das Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an

Erfahrung und Wissen benutzt werden, vorausgesetzt, dass sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- **WARNUNG!** Augenschäden (die zum Verlust des Sehvermögens führen können) oder Hautschäden möglich, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen.
- **WARNUNG!** Nach längerer oder wiederholter oberflächlicher Anwendung an einer Stelle können Hautschäden auftreten.
- **WARNUNG!** Setzen Sie die internen Sicherheitsmechanismen des Geräts nicht außer Kraft.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Becken oder anderen Gefäßen mit Wasser auf, da dies zu schweren Stromschlägen führen kann.
- Öffnen oder reparieren Sie das Gerät nicht, da Sie dadurch gefährlichen elektrischen Bauteilen ausgesetzt werden können, die schwere Körperverletzungen verursachen können.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile des Geräts oder des Zubehörs nicht ordnungsgemäß funktionieren, beschädigt, defekt,

locker, nicht vorhanden oder nass aussehen (besonders vorsichtig sein, da UV- und IR-Strahlung von diesem Gerät ausgeht) oder wenn Sie Rauch sehen oder riechen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem anderen als dem mitgelieferten Netzteil. Dies kann das Gerät beschädigen und dazu führen, dass es nicht mehr funktioniert. Verwenden Sie niemals Gleichstromadapter, die nicht vom Hersteller zugelassen sind. Im Falle einer Beschädigung des Netzkabels sollte das Kabel nur durch den Hersteller oder einen qualifizierten Händler ersetzt werden. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst für weitere Unterstützung.

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts, dass es sauber, trocken und intakt ist. Reinigungsanweisungen finden Sie im Abschnitt Reinigung und Lagerung.

Hinweis: Die Haarentfernung mit Laser oder intensiv gepulstem Licht kann bei einigen Personen zu verstärktem Haarwuchs führen. Basierend auf aktuellen Daten sind die höchsten Risikogruppen für diese Reaktion Frauen mit mediterraner, nahöstlicher und südasiatischer Herkunft, die im Gesicht und am Hals behandelt werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Die Bedienungsanleitung finden Sie auch unter www.sensica.com

Wer soll dieses Gerät NICHT verwenden?

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor Sie eine Behandlung mit dem Gerät beginnen. Wenn Sie noch Zweifel haben oder sich ungewiss sind, ob die Benutzung des Geräts für Sie sicher ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Warnungen

Verwenden sie das Gerät nicht:

- Wenn Sie sehr dunkle Haut haben (siehe Hauttondiagramm auf der inneren Umschlagseite). Sehr dunkle Haut kann zu viel Lichtenergie absorbieren und ist daher anfälliger für Verletzungen (z. B. Verbrennungen, Verfärbungen oder Narbenbildung).



- Auf künstlich oder natürlich gebräunter Haut oder nach Sonneneinstrahlung, da dies zu schweren Verbrennungen oder Hautverletzungen führen kann. Vermeiden Sie 4 Wochen vor Ihrer Behandlung und mindestens 2 Wochen nach der Behandlung eine Sonneneinstrahlung von mehr als 15 Minuten. Wenn Ihr behandelter Hautbereich während dieses Zeitraums dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, achten Sie darauf, Sonnenschutzmittel mit LSF 30 oder höher aufzutragen.
- Wenn Sie dunkelbraune oder schwarze Flecken haben, wie z. B.: Geburtsspuren, Muttermale oder Blasen im Behandlungsbereich.
- Direkt an Brustwarzen, Genitalien oder um den Anus, da diese eine dunklere Hautfarbe

und / oder eine höhere Haardichte haben können

- Auf Schleimhäuten wie: Nasenlöchern, Mundlippen, Augenlidern und Ohren- Dies kann zu schweren Verletzungen führen
- Über Piercings oder Metallgegenständen wie Ohrringen oder Schmuck auf den zu behandelnden Bereich, da dies zu Verbrennungen führen kann.
- Über Tätowierungen oder Permanent Make-up. Vor der Behandlung mit einem weißen Heftpflaster abdecken. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über Tätowierungen oder Permanent Make-up, auch wenn diese den Bereich bedeckt haben.

Zusätzlich:

- Schauen Sie niemals direkt in das Licht, das vom Applikator und dem Blitzlämpchen ausgeht, da dies zu Augenverletzungen führen kann.
- Verwenden Sie niemals entzündbare Flüssigkeiten wie Alkohol (einschließlich Parfüms, Desinfektionsmittel oder andere Anwendungen, die Alkohol enthalten) oder

Aceton, um die Haut in der Stunde vor der Verwendung des Geräts zu reinigen, da dies zu Hautverbrennungen führen kann.

- Behandeln Sie denselben Bereich der Haut nicht mehr als einmal pro Behandlung, da negative Auswirkungen haben kann.

Kontraindikationen

Verwenden sie das Gerät NICHT, wenn Sie:

- Ein aktives Implantat wie einen Herzschrittmacher haben oder Insulinpumpen oder ähnliche Geräte benutzen, da dies Interferenzen verursachen kann.
- Schwanger sind oder auch nur eine geringe Chance besteht, dass Sie schwanger sind oder wenn Sie stillen. Die Verwendung dieses Geräts in solchen Fällen wurde nicht getestet und kann zu einer Stimulierung der Pigmentierung führen.
- An Hautkrebserkrankungen in Bereichen leiden, in denen ein Malignitätsrisiko besteht, oder Sie sich in den letzten 3 Monaten

einer Strahlen- oder Chemotherapie unterzogen haben. Die Sicherheit einer solchen Anwendung ist nicht erwiesen, und das Immunsystem kann geschwächt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

- An Epilepsie leiden. Dies könnte einen Anfall auslösen.
- Unter beschädigter oder offener Haut oder unter Herpes- oder Psoriasis-Ausbrüchen im Behandlungsbereich leiden, da dies schwere negative Auswirkungen haben kann.
- Im Behandlungsbereich an Keloid-Narbenbildung leiden (das Wachstum von zusätzlichem Narbengewebe, wo die Haut nach einer Verletzung verheilt ist), da die sichere Verwendung nicht erwiesen ist und zu schwerwiegenden Hautkomplikationen führen kann.
- Wenn Sie ein photosensibilisierendes Medikament oder ein pflanzliches Heilmittel einnehmen, konsultieren Sie

vor der Verwendung des Geräts einen Arzt, da die Anwendung für die Haut schädlich sein kann.

- Lichtempfindlich sind oder unter anderen Krankheiten leiden, die mit Lichtempfindlichkeit zusammenhängen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen.
- An schweren oder dekompensierten metabolischen Zuständen wie Diabetes leiden, da im Falle einer negativen Wirkung möglicherweise ein höheres Risiko für eine verzögerte Heilung und Infektion besteht.
- Sich innerhalb der letzten 8 Wochen einem Hautpeeling oder einem anderen Hautersatzverfahren unterzogen haben, da dies zu einer Stimulation der Pigmentierung führen kann.

Hinweis: Wenn Sie sich anderen ästhetischen Verfahren unterzogen haben oder sich bezüglich möglicher Nebenwirkungen unklar sind, wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dies ist ein Gerät zur Heimanwendung, das für die Entfernung unerwünschter Haare am gesamten Körper (z. B. Beine, Arme, Achselhöhlen, Bikinizone, Rücken, Schultern, Brust und Bauch) und an erlaubten Gesichtsbereichen (d. h. über der Oberlippe, Wange, Kiefer, Kinn und Hals) bestimmt ist.

Es gilt als Medizinprodukt ohne medizinische Verwendung und hat keinen klinischen Nutzen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde speziell für Ihre persönliche Behandlung entwickelt und ist nur für einen einzelnen Benutzer und den Heimgebrauch bestimmt.

RPL™ (Reactive Pulsed Light)-Technologie – Wie funktioniert sie?

RPL™ (Reactive Pulsed Light) ist eine hochentwickelte Technologie, die klinisch bewährte IPL (Intense Pulsed Light) -Technologie in Kombination mit einem Hauttyp- und Hautkontaktsensor verwendet. Das vom Gerät

ausgestrahlte Licht durchdringt die Haut und wird dann vom Melaninpigment im Haarschaft absorbiert. Die durch dieses Licht erzeugte Wärme wird dann in das Follikel abgegeben, wodurch ein lokaler thermischer Effekt erzeugt wird, der auch als selektive Photothermolysis bezeichnet wird. Dieser thermische Effekt deaktiviert das Haarfollikel, was eine Verringerung des Haarwuchses bewirkt, während die umgebende Haut unbeeinflusst und unerwärmt bleibt.


Langfristige Haarreduktion – Haarwuchszyklus

Zwei Faktoren spielen bei der optimalen langfristigen Haarentfernung eine wichtige Rolle:

- **Haarwuchszyklus.** Das Haar wächst in drei Phasen: Anagen, Katagen und Telogen. Anagen ist die Wachstumsphase, während Katagen und Telogen die Ruhephasen sind. Eine dauerhafte Haarreduktion kann nur während der Anagenphase, der Wachstumsphase, erfolgen.

Da das Haarwachstum nicht synchronisiert ist, wird empfohlen, das gesamte Behandlungsprotokoll durchzuführen, um sicherzustellen, dass jedes Haar während seiner Anagen-Phase einer Behandlung ausgesetzt wird.

- **Hautfarben.** Dunklere Haut enthält mehr Melanine (dunkle Pigmente), die mit dem behandelten Haarbereich im Wettstreit um die Lichtenergieabsorption liegen. Wenn mehr Energie in die Haut aufgenommen wird, besteht ein höheres Risiko für negative Auswirkungen.



Vorversuch

Vor Ihrer ersten Behandlung an jeder neuen Körperstelle empfehlen wir Ihnen, Ihre Haut an dieser Stelle zu testen, um die Reaktion Ihrer Haut auf die Behandlung mit dem Gerät zu ermitteln und die optimale Energiestufe für jede Behandlungsstelle einzustellen. Unterschiedliche Körperbereiche können unterschiedlich empfindlich sein und daher unterschiedliche Energiestufen erfordern.

Führen Sie 24 Stunden vor der ersten vollständigen Behandlung einen Vorabtest an einer verdeckten Hautstelle in dem Bereich durch, den Sie behandeln möchten.

Hinweis: Behandeln Sie nicht gesamte Behandlungsbereiche mit einem Energielevel, den Sie vorher nicht getestet haben!

1. Bereiten Sie Ihre Haut wie unten im Abschnitt "Bereiten Sie Ihre Haut vor" beschrieben vor.
2. Wählen Sie den niedrigsten Energielevel und lösen Sie einen Blitz aus.

3. Sie können das Energieniveau erhöhen, solange es sich angenehm anfühlt. Sie können dies bis zum maximalen Energielevel fortsetzen, sofern Sie keine Beschwerden verspüren. Jedes Energieniveau sollte auf einem neuen Hautfleck getestet werden (Blitze nicht überlappen).
4. Wenn Sie sich nicht wohl fühlen oder keine Nebenwirkungen bemerken, brechen Sie den Test sofort ab.
5. Wenn nach 24 Stunden keine unerwünschte Hautreaktion auftritt, können Sie mit einer vollständigen Behandlung mit der höchsten von Ihnen getesteten komfortablen Energiestufe fortfahren.

Gebrauchsanweisung

Das Gerät ist geeignet für: Beine, Arme, Unterarme, Bikinizone, Rücken, Schultern, Brust, Bauch und zulässige Bereiche des Gesichts (über Oberlippe, Wange, Kiefer, Kinn und Hals).

Was Sie erwartet

Während Ihrer Behandlung ist es normal:


- Bei jedem Druck auf die Auslösetaste einen Lichtblitz zu vernehmen – das ausgestrahlte Licht schadet Ihren Augen nicht.
- Um bei jedem Lichtblitz ein Knallgeräusch zu vernehmen.
- Ein leichtes, stechendes Gefühl zu erleben.

Schritt 1: Laden

1. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung und bei leerem Akku vollständig auf (das vollständige Aufladen des Akkus dauert bis zu 2,5 Stunden).
2. Um Ihr Gerät zu laden, stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose

und das andere Ende in das Gerät. Ziehen Sie nach dem Laden das Netzteil aus der Steckdose und trennen Sie es von Ihrem Gerät.

3. Sie können das Gerät verwenden, während es geladen wird. Dies kann jedoch die Anzahl der Impulse einschränken, da das Aufladen des Akkus langsamer ist als der Akkuverbrauch während des Gebrauchs.

 Akkustatusanzeige - **Die Anzeige zeigt den Ladestatus des Akkus an:**

Batterie Anzeigeleuchte	Status
Rot	Der Akku wird geladen. Hinweis: Wenn zusätzlich zu diesem roten Licht die Energiestufe 1 grün leuchtet, ist das Gerät eingeschaltet
Grün	Der Akku ist vollständig geladen und das Gerät ist an die externe Stromversorgung angeschlossen
Langsam blinkendes rotes Licht	Niedriger Batteriestand (ca. 30 % der vollen Ladung)
Schnell blinkendes rotes Licht	Sehr niedriger Batterieladestand (ca. 10% Energie).

Hinweis: Die grünen oder rot blinkenden Akkustatusanzeigen werden nur angezeigt, während das Gerät eingeschaltet ist.

Hinweise zur Ladung:

- Eine gewisse Erwärmung des Geräts und des Netzteils während des Ladevorgangs ist normal.
- Der Ladevorgang sollte bei Raumtemperatur oder in einer kühlen Umgebung erfolgen, niemals über 40°C. Das Gerät ist mit einem Akku-Überhitzungsschutz ausgestattet und wird nicht geladen, wenn die Raumtemperatur 40°C übersteigt.
- Laden Sie das Gerät alle 6 Monate vollständig auf, auch wenn Sie es in dieser Zeit nicht benutzt haben
- Decken Sie das Gerät und den Adapter während des Ladevorgangs niemals ab.

Schritt 2: Bereiten Sie den zu behandelnden Bereich vor

1. Nehmen Sie alle Schmuckstücke ab
2. Stellen Sie sicher, dass die Haare auf Ihrer Haut im Behandlungsbereich rasiert oder getrimmt sind. Wachsen, epilieren oder zupfen Sie die Haare im Behandlungsbereich vor der ersten Behandlung oder zwischen den Behandlungen NICHT, da dadurch der Haarschaft entfernt wird, der die Lichtenergie während der Behandlung absorbiert.
3. Reinigen Sie die Haut von allen Rückständen von Pudern, Cremes, Make-up, Antitranspirantien oder Deodorantien und tupfen Sie die Haut anschließend trocken.
4. Verwenden Sie niemals entflammable Flüssigkeiten wie Alkohol (einschließlich Parfüm, Desinfektionsmittel oder andere alkoholhaltige Anwendungen) oder Aceton auf der Haut, da dies zu Verbrennungen der Haut führen kann.


Wichtig! Tragen Sie während der Verwendung des Geräts keine Creme oder Gel auf, da dies den normalen Betrieb verhindern kann.

Schritt 3: Bedienung des Geräts

Dieses kabellose Gerät ist mit einem einzigartigen intelligenten eingebauten Hautsensor ausgestattet, der sich unterhalb des Behandlungsfensters befindet. Diese einzigartige Sicherheitsfunktion ist während der Behandlung ständig aktiv und verhindert einen Blitz in Bereichen, in denen Ihre Haut zu dunkel oder zu gebräunt ist, auch wenn Ihr allgemeiner Hauttyp heller ist.



1. Blitzlämpchen (Internes Lämpchen)
2. Behandlungsfenster/Leuchtbereich
3. Hauttyp- und Hautkontaktsensor
4. Auslösetaste
5. Energielevel-Anzeige
6. Batteriestatusanzeige
7. Energielevel-Auswahl-taste
8. Energieempfehlungstaste
9. EIN/AUS-Taste
10. Statusanzeige
11. Stromversorgungsbuchse
12. Großes Behandlungsfenster
13. Präzises Behandlungsfenster (mit zusätzlichem Filter)
14. Netzteil



1. Stellen Sie sicher, dass das Behandlungsfenster sauber, trocken und intakt ist.
2. **Laden Sie Ihr Gerät** gemäß den Anweisungen im Abschnitt "Aufladen" auf.
3. **Wählen Sie das gewünschte Behandlungsfenster aus** und lassen Sie es einfach am Gerät einrasten, indem Sie die Kunststoffstifte des ausgewählten Fensters an den Gerätebuchsen ausrichten und das Fenster einrasten lassen. Um das Behandlungsfenster zu entfernen, greifen Sie nach beiden Seiten der erhöhten Punkte und ziehen Sie fest daran, bis sich das Gerät vom Gerät löst.
 - a. **Großes Behandlungsfenster**-geeignet für die schnelle und einfache Haarentfernung an großen Körperflächen, wie z. B. Beine, Rücken und Arme.
 - b. **Präzises Behandlungsfenster**-geeignet für die Behandlung kleiner und empfindlicher Bereiche, z. B. im Gesicht (Bereich unterhalb der Wangenlinie) und in der Bikinizone.
4. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste EIN/AUS ein. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird es automatisch auf die niedrigste Energiestufe (1) eingestellt. Das Gerät schaltet in den Standby-Modus, wenn es 5 Minuten lang unbeaufsichtigt bleibt oder wenn Sie die ON/OFF-Taste 3 Sekunden lang hintereinander drücken.
5. **Wählen Sie die gewünschte Energiestufe.** Mit jedem Druck auf die Tasten + oder - wird die Energie um eine Stufe erhöht oder verringert. Die Anzeigen der Energiestufen 1-6 leuchten entsprechend der gewählten Energiestufe grün auf (z. B. bei Energiestufe 1 leuchtet ein grünes Licht, bei Energiestufe 2 leuchten zwei grüne Lichter usw.). Sie können die **Energieempfehlungstaste Q** zu Beginn jeder Behandlung verwenden oder die Energiestufen manuell ändern.

6. Legen Sie das Behandlungsfenster auf den gewünschten Behandlungsbereich und achten Sie dabei auf vollständigen Kontakt mit der Haut. Legen Sie das Behandlungsfenster fest an Ihre Haut an und **drücken Sie die Auslösetaste**, um einen Blitz auszulösen. Nach jedem Blitz bewegen Sie das Gerät zur nächsten Stelle. Nach jedem Blitz benötigt das Gerät 1-3 Sekunden, um für den nächsten bereit zu sein.
7. **Schalten Sie das Gerät nach der Behandlung aus**, indem Sie die Taste "ON / OFF" drücken. Die Statusanzeige leuchtet orange, während das Gerät heruntergefahren wird.

Schritt 4: Nachbehandlung

- Nach der Behandlung können Sie eine beruhigende Lotion verwenden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Peeling- und Bleichcremes oder ähnlichen Produkten für mindestens 24 Stunden, da dies die behandelte Haut reizt.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung für mindestens 2 Wochen nach der Behandlung. Wenn Sie die kürzlich behandelte Haut während dieses Zeitraums dem Sonnenlicht aussetzen, tragen Sie einen Sonnenschutz mit LSF 30 oder höher auf.

Statusanzeige

Statusanzeige	Status	Beschreibung
Kein Licht	AUS	Gerät ist inaktiv.
Dauerhaftes grünes Licht	EIN	Gerät ist bereit für die Blitzabgabe.
Kurzes orangefarbenes Licht	Blitz blockiert	Das Gerät hat keinen vollen Hautkontakt- es wird kein Blitz abgegeben.
Kurzes rotes Licht	Blitz blockiert	Ein verbotener Hautton (farbige Tabelle ist auf der inneren Abdeckung verfügbar) - es wird kein Blitz geliefert.
Blinkendes orangefarbenes Licht	Energieempfehlung	Gerät bereit zur Hauttypmessung (während dieser Zeit wird kein Blitz abgegeben).
Dauerhaftes rotes Licht	Gerät blockiert	Das Gerät ist aufgrund einer internen Fehlfunktion oder einer nicht ordnungsgemäßen Befestigung des Behandlungsfensters am Gerät blockiert.

Energieempfehlungstaste

Sie können die energieempfehlung schaltfläche **Q** zu beginn jeder behandlung verwenden.

- Mit Drücken der **Q** - Taste können Sie den empfohlenen Energielevel für Ihre Behandlung entsprechend Ihrem Hauttyp im getesteten Bereich ermitteln.
- Wenn sie die energieempfehlung schaltfläche drücken, leuchtet sie grün und alle energiestandsanzeigen blinken.
- Halten Sie das Gerät auf den gewünschten Behandlungsbereich und drücken Sie die Auslösetaste, um Ihren Hauttyp zu messen (es wird kein Blitz ausgelöst). Der empfohlene Energielevel entsprechend Ihrem Hauttyp im Behandlungsbereich wird automatisch eingestellt, wie dies durch die Energielevel-Anzeige angezeigt wird.
- Wenn das geeignete Energieniveau aufgrund

von fehlendem Kontakt oder unzulässigem Hautton (zu dunkel) nicht ermittelt werden kann, **leuchtet die Statusanzeige kurzzeitig rot auf.**

- **Um den Hautton in jedem Behandlungsbereich zu testen, platzieren Sie das Gerät auf dem Bereich und drücken Sie die Empfehlungsenergie-Taste.**

Puls- Oder Gleitmodus

Sie haben die Wahl zwischen 2 Betriebsmodi, dem 'Pulsmodus' oder dem 'Gleitmodus':

- **Pulsmodus:** Drücken Sie die Auslösetaste einmal, um einen einzelnen Blitz auszulösen. Bewegen Sie das Gerät zur nächsten Stelle und drücken Sie erneut die Auslösetaste, um einen weiteren Blitz auszulösen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Behandlung abgeschlossen ist.
- **Gleitmodus:** Starten Sie die Behandlung im Pulsmodus. Nach drei aufeinanderfolgenden Blitzen ohne Loslassen des Auslösers wird das Gerät

automatisch aktiviert. In diesem Modus werden Blitze kontinuierlich mit einer Pause von 1 bis 3 Sekunden zwischen den Blitzen ausgelöst, sodass der Auslöser nicht gedrückt werden muss. Der Gleitmodus wird automatisch deaktiviert, wenn das Gerät keinen ordnungsgemäßen Hautkontakt hat oder wenn der Hautton zu dunkel ist.



Wichtiger Hinweis:

Versuchen Sie, die Impulse nicht zu überlappen. Wiederholte Impulse an derselben Stelle können die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen erhöhen.

Empfohlene Behandlung

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie das Gerät konsequent nach der empfohlenen Behandlung verwenden.

Körperbehaarung

Haarentfernungsbehandlungen **1 – 4** werden im Abstand von zwei Wochen erfolgen.

Haarentfernungsbehandlungen **5 – 8** werden im Abstand von vier Wochen erfolgen.

Gesichtshaare

Haarentfernungsbehandlungen **1 – 5** werden im Abstand von zwei Wochen erfolgen.

Haarentfernungsbehandlungen **6 – 8** werden im Abstand von vier Wochen erfolgen.

Um das Ergebnis nach Abschluss des Behandlungsprotokolls zu erhalten, empfehlen wir, einmal im Monat oder nach Bedarf eine Behandlung durchzuführen.

Erwartete Ergebnisse

Verschiedene Personen und unterschiedliche Behandlungsbereiche reagieren möglicherweise nicht gleichermaßen auf die RPL-Technologie.

Es kann bis zu 3–4 Behandlungen (6–8 Wochen) dauern, bis erste Ergebnisse zu sehen sind. Die Haare wachsen noch bis zu zwei Wochen nach der jeweiligen Behandlung weiter. Wenn Sie jedoch das gesamte Behandlungsprotokoll durchlaufen, fallen die Haare auf natürliche Weise und allmählich aus.

Die Anzahl der Sitzungen, die zur Erzielung langfristiger Ergebnisse erforderlich sind, ist von Anwender zu Anwender und von Behandlungsbereich zu Behandlungsbereich unterschiedlich und hängt von Faktoren wie Alter, Haarfarbe und Hautton ab.

Sobald das Behandlungsprotokoll abgeschlossen ist, sollten Sie eine weitere Reduzierung des Haarwachstums feststellen. Alle verbleibenden Haare sollten feiner und heller werden.

Hinweise:

- Es wird empfohlen, den höchsten Energielevel zu verwenden, den Sie während des Vorversuchs als angenehm empfunden haben. Beachten Sie, dass Gesichtsbehandlungen bei niedrigen bis mittleren Energiestufen (1-4) durchgeführt werden sollten.
- Für hellere Haarfarben sind möglicherweise mehr Behandlungen erforderlich, um Ergebnisse zu erzielen.
- Dieses Gerät ist auch für Männer geeignet. Für

männliche Körperhaare, insbesondere auf der Brust, sind jedoch mehr Behandlungssitzungen erforderlich.

Zulässige Gesichtsbereiche

Die Gesichtshaut ist ein empfindlicher Bereich, der besondere Vorsicht und Sorgfalt erfordert. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig befolgen, um negative Auswirkungen zu vermeiden. Es wird empfohlen, zuerst eine Körperbehandlung durchzuführen und das Gerät kennenzulernen, bevor Sie zur Gesichtsbehandlung übergehen.

Dieses Gerät kann zur Behandlung von Gesichtsbereichen unterhalb der Wangenlinie, d. h. oberhalb der Oberlippe, auf Wange, Kieferpartie, Kinn und Hals verwendet werden.



Verwenden Sie das Gerät niemals um oder in der Nähe Ihrer Augen.

Warnungen!

- Wenn Sie dieses Gerät zur Behandlung von Gesichtsbereichen verwenden, verwenden Sie keine Energielevels, die das mittlere Niveau überschreiten, da dies zu schweren Hautschäden führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Gesicht über der Wangenlinie oder in der Nähe von Augen, Augenbrauen und Wimpern, da dies zu schweren Augenschäden führen kann.
- Vermeiden Sie Nasenlöcher und Lippen, da diese Bereiche empfindlicher sind.
- Die Haut im unteren Drittel des Nackens ist empfindlicher. Achten Sie besonders darauf, dass sich die Behandlungsbereiche nicht überschneiden.

Hinweis: Gesichtshaar kann hormonell sein und daher sind unter Umständen mehr Behandlungseinheiten erforderlich, um eine dauerhafte Haarreduktion zu erreichen.

Für männliche Benutzer: Seien Sie vorsichtig bei der Behandlung des Bartbereichs. Die hohe Dichte des Haares enthält eine große Menge Melanin, das die Lichtenergie während der Behandlung absorbiert.



Mögliche negative Auswirkungen

Wenn Sie das Gerät gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwenden, sind negative Auswirkungen selten. Bei einigen Personen kann es jedoch zu leichten Beschwerden während des Gebrauchs kommen – dies ist normal.

Die in der untenstehenden Tabelle aufgeführten leichten Nebenwirkungen sollten innerhalb weniger Stunden spontan abklingen. Wenn Sie ein höheres Maß an unerwünschten Wirkungen (wie in der Tabelle unten aufgeführt) feststellen, beenden Sie die Verwendung des Geräts und konsultieren Sie ggf. Ihren Arzt.

Ausmaß negativer Auswirkungen	Häufigkeit negativer Auswirkungen	Negative Auswirkungen
Gering	Häufig	Hautreizung Hautrötung Hautempfindlichkeit
Moderat	Selten	Hautverbrennungen Narbenbildung Pigmentveränderungen Übermäßige Rötung und Schwellung
Schwerwiegend	Sehr selten	Infektion Blutergüsse

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät ist uns (über den Kundendienst) und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie ansässig sind, zu melden.

Reinigung und Lagerung

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät ausschalten und den Stecker ziehen, bevor sie es reinigen und lagern.
2. Um maximale Leistung zu gewährleisten, ist es wird empfohlen, das Behandlungsfenster nach jeder Behandlungseinheit zu reinigen, indem Sie es mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen.
3. Wenn sich Schmutz oder Ablagerungen auf dem Behandlungsfenster befinden, reinigen Sie das Behandlungsfenster. Wenn Sie das Gerät nicht sauber bekommen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
4. Verwenden Sie niemals Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten, da diese das Gerät beschädigen und Sicherheitsrisiken verursachen können.
5. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.

Fehlerbehebung

Wenn das Gerät sich nicht einschalten lässt:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät aufgeladen ist (wie durch das grüne Licht an der Batteriestatusanzeige angezeigt)

Wenn das Gerät keinen Impuls auslöst:

- Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Gerät und der Haut voller Kontakt besteht. Die Auslösetaste aktiviert einen Blitzimpuls nur, wenn das Gerät vollen Kontakt mit der Haut hat.
- Stellen Sie sicher, dass das Behandlungsfenster ordnungsgemäß an Ihr Gerät angeschlossen ist (das Gerät funktioniert nicht, wenn das Behandlungsfenster nicht oder nicht ordnungsgemäß an das Gerät angeschlossen ist).
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich, den Sie behandeln möchten, nicht zu klein, gekrümmt oder knochig ist. Das gesamte Behandlungsfenster sollte

den Behandlungsbereich berühren. Flachziehen der Haut hilft dabei.

- Wenn der vom Hauttyp- und Kontaktsensor identifizierte Hautton zu dunkel ist, wird die Blitzaktivierung blockiert und die Statusanzeige leuchtet „kurzzeitig“ rot.

Im Fall eines allgemeinen Fehlers:

- Setzen Sie das Gerät zurück. Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie es dann wieder ein.
- Im Falle einer Impulsverzögerung nach der Neueinstellung des Geräts auf einen anderen Behandlungsbereich sollten Sie in Betracht ziehen, die Behandlung in einer kühleren Umgebung durchzuführen. In einer warmen Umgebung werden die Impulse möglicherweise langsamer abgegeben.
- Bei Verschmutzungen oder Ablagerungen auf dem Behandlungsfenster sollten Sie das Behandlungsfenster gemäß dem Abschnitt

„Reinigung und Lagerung“ reinigen. Wenn Sie den Bereich nicht sauber bekommen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Wenn das Problem nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Kundendienst

Die Kontaktdaten des Kundendienstes finden Sie auf der hinteren Umschlaginnenseite.

Spezifikationsparameter des Geräts

Hersteller

ELG trade Ltd.

Emittiertes Lichtspektrum

Großes Behandlungsfenster
(gelber optischer Filter) 475nm – 1200nm max.

Präzises Behandlungsfenster
(roter optischer Filter) 550nm – 1200nm max.

Dauer des Pulses

5 ± 2 [ms]

Emittierter Energiefluss

5 [J/cm²]

Auswählbare Energielevels

6 Ebenen

Behandlungsbereich (fenster)

Großes Behandlungsfenster
4.5 cm²

Präzises Behandlungsfenster
2 cm²

Geschwindigkeit

1 blitz alle 3 Sekunden

Externe Stromversorgung

12[V], 1.8[A], 21.6[W]
100–240 [VAC], 50–60[Hz]

Gewicht und Größe des Geräts

4.61 [gr], 200 X 175 X 70 [mm]
16.3 [Oz], 7.9 X 6.9 X 2.7 [in]

Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad

87.1%

Wirkungsgrad bei niedriger Belastung (10%)

81.9%

Technologie

Home-use IPL (IPL für den Heimgebrauch)

Lagerungsanweisungen

Lagerungs- und Transportbedingungen	
Temperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfeuchtigkeit	0 to 90% RH bei 55°C (131°F)
Druck	Nicht kondensierend
Betriebsbedingungen	
Temperatur	10°C zu 40°C (50°F to 104°F)
Luftfeuchtigkeit	30 % - 70 % RH
Maximale Betriebshöhe	10,000 ft.

Beschriftung

Model: IPL300



Doppelisolierung



Gebrauchsanweisung konsultieren



Wiederverwendung für elektronische und elektrische Altgeräte



Unsere Produkte und Verpackungen sind wiederverwertbar, werfen Sie sie nicht weg!



Von Augen fernhalten



Bitte lesen Sie alle Warnungen und Sicherheitsmaßnahmen vor der Verwendung



Verwenden Sie das Gerät nicht auf gebräunter Haut oder nach Sonnenexposition



Lassen Sie das Gerät nicht nass werden. Von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern fernhalten. Trocken halten



Wiederaufladbare Batterie

IP22

Gerät geschützt gegen Fremdkörper $\geq 12,5$ mm und gegen schräges Tropfwasser



Warnung vor optischer Strahlung

CE

**UK
CA**

Hinweise zum Umgang mit Batterien

Wenn Ihre Haut oder Ihre Augen mit Flüssigkeit aus der Batteriezelle in Berührung kommen, spülen Sie die betroffenen Bereiche mit Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Schützen Sie die Batterien vor übermäßiger Hitze.

Explosionsgefahr! Werfen Sie niemals Batterien ins Feuer.

Zerlegen, öffnen oder quetschen Sie die Batterien nicht.

Eine gewisse Erwärmung des Geräts und des Netzteils während des Ladevorgangs ist normal.

Laden Sie die Batterie nicht bei Raumtemperaturen über 40° C auf. Das Gerät ist mit einem Batterie-Überhitzungsschutz ausgestattet und lädt sich nicht auf, wenn die Raumtemperatur 40° C überschreitet.

Decken Sie das Gerät und den Adapter niemals während des Ladevorgangs ab.

Verwenden Sie nur Ladegeräte, die in der Gebrauchsanweisung angegeben sind.

Batterien müssen vor Gebrauch korrekt geladen werden. Die Hinweise des Herstellers und die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung zum korrekten Laden sind unbedingt zu beachten.

Laden Sie die Batterie vor dem erstmaligen Gebrauch vollständig auf (siehe Abschnitt **Laden** oben).

Laden Sie die Batterie mindestens zweimal im Jahr vollständig auf, um eine maximale Lebensdauer der Batterie zu erreichen. Um eine maximale Lebensdauer des Akkus zu erreichen, laden Sie den Akku mindestens zweimal pro Jahr vollständig auf.

Sommario

Precauzioni	86
Avvertenze	91
Controindicazioni	92
Uso previsto	94
Come funziona L'RPL™ (Luce Pulsata Reattiva)?	94
Test Preliminare	95
Istruzioni per l'uso	96
Passaggio 1: Carica	96
Passaggio 2: Preparazione dell'area che si intende trattare	98
Passaggio 3: Attivazione del dispositivo	99
Passaggio 4: Cura dopo il trattamento	101
Pulsante di raccomandazione energetica	103
Modalità a impulso o di Scorrimento	103
Trattamento raccomandato	104
Possibili effetti indesiderati	107
Pulizia e Conservazione	108
Risoluzione dei problemi	108
Parametri di specifica del dispositivo	110
Etichettatura	111

Precauzioni

- Non deve essere utilizzato da persone sotto i 18 anni di età.
- TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non deve essere eseguita da bambini senza sorveglianza.
- L'uso di questo dispositivo non è consigliato su peli grigi, rossi o molto chiari poiché è stato dimostrato essere meno efficace su peli di questi colori.
- Il dispositivo può essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza a

condizione che siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni all'uso sicuro del dispositivo e che capiscano i pericoli che questo comporta.

- **ATTENZIONE!** Può essere causato un danno agli occhi (che può causare la perdita della vista) o un danno alla pelle se non sono seguite le istruzioni. Leggere e seguire le istruzioni.
- **ATTENZIONE!** Si può verificare un danno alla pelle dopo un'applicazione superficiale prolungata o ripetuta in un punto.
- **ATTENZIONE!** Non disattivare i meccanismi di sicurezza interni del dispositivo.

- Non collocare, conservare o utilizzare questo dispositivo vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua, in quanto potrebbe provocare gravi elettrocuzioni.
- Non aprire o riparare il dispositivo per non esporsi a pericolosi componenti elettrici che possono causare gravi danni fisici.
- Non lasciare il dispositivo incustodito quando collegato alla corrente elettrica, in quanto potrebbe esserci rischio di elettrocuzione.
- Non utilizzare il dispositivo se una delle sue parti o dei suoi accessori non funziona correttamente, appare danneggiata, rotta, allentata, mancante o bagnata (fare massima attenzione in quanto

questo dispositivo emette raggi UV e infrarossi), o se si vede o si sente odore di fumo.

- Non usare il dispositivo con un'alimentatore diverso da quello fornito con il dispositivo. Questo potrebbe danneggiare l'unità e far sì che smetta di funzionare. Non usare mai adattatori CC non approvati dal produttore. In caso di un danno del cavo elettrico, questo deve essere sostituito solo dal produttore o da un distributore autorizzato. Contattare il nostro servizio di assistenza clienti per ulteriore assistenza.
- Prima di utilizzare questo dispositivo, assicurarsi che sia pulito, asciutto e intatto. Le istruzioni per la pulizia dell'apparecchio sono specificate

in modo dettagliato nella sezione Pulizia e conservazione.

Nota: La rimozione dei peli mediante laser o luce pulsata ad alta intensità potrebbe causare un aumento della crescita pilifera in alcuni individui.

Sulla base dei dati attuali, i gruppi a più alto rischio per questo tipo di reazione sono le donne di origine mediterranea, mediorientale o dell'Asia meridionale trattate su viso e collo.

Accertarsi di leggere con attenzione questa guida per l'utente prima di iniziare a usare il dispositivo. È possibile trovare la guida per l'utente anche all'indirizzo www.sensica.com














Chi non può usare questo dispositivo?

Leggere attentamente le informazioni di seguito prima di iniziare un trattamento con il dispositivo. Se hai ancora dei dubbi o non sei sicuro di poterlo utilizzare, consulta il tuo medico personale.

Avvertenze

NON utilizzare il dispositivo:

- Su pelle molto scura (vedere la tabella degli incarnati della pelle sulla copertina interna). Pelle molto scura può assorbire troppa energia luminosa e di conseguenza è più incline a ferite (come scottature, decolorazione o cicatrici).

Tono della pelle					
					
Colore dei peli					
					

- Su pelle abbronzata artificialmente o naturalmente o dopo l'esposizione al sole, poiché potrebbe provocare gravi ustioni o lesioni alla pelle. Evitare più di 15 minuti di esposizione solare per 4 settimane prima del trattamento e per almeno 2 settimane dopo il trattamento. Se durante questo periodo l'area della pelle trattata viene esposta alla luce solare, assicurarsi di applicare filtri solari SPF 30 o superiori.
- Se sono presenti macchie di colore marrone scuro o nere, come: voglie, nei o vesciche sull'area da trattare.
- Direttamente sui capezzoli, gli organi genitali o intorno all'ano, in quanto potrebbero avere un colore della pelle più scuro e/o una maggiore densità dei peli.

- Su membrane mucose, come: narici, labbra, palpebre e orecchie in quanto potrebbe provocare lesioni gravi.
- Su piercing, o qualunque altro oggetto metallico, come orecchini o gioielli nell'area di trattamento, in quanto possono provocare ustioni.
- Su aree con tatuaggi o trucco permanente. Coprire i tatuaggi o il trucco permanente con un cerotto bianco prima del trattamento. Non utilizzare il dispositivo direttamente sul tatuaggio o il trucco permanente, anche quando sono coperti.

Inoltre:

- Non guardare mai direttamente la luce proveniente dall'applicatore e dalla lampadina, perché potrebbe causare lesioni agli occhi.
- Non usare mai liquidi infiammabili, come alcool (compresi profumi, disinfettanti o altri prodotti contenenti alcool) o

acetone sulla pelle un'ora prima di utilizzare il dispositivo, in quanto potrebbero causare scottature della pelle.

- Non trattare la stessa area della pelle più di una volta per ogni trattamento, poiché questo potrebbe causare effetti indesiderati.

Controindicazioni

NON utilizzare il dispositivo nel caso di:

- Portatori di impianti attivi come un pacemaker, pompa insulinica o dispositivi simili, in quanto possono causare un'interferenza.
- Donne in stato di gravidanza o che potrebbero essere incinte o donne in allattamento poiché il dispositivo non è stato testato su donne in gravidanza o in allattamento e può stimolare la pigmentazione.
- Pazienti con tumore della pelle, aree a rischio di tumori maligni, o che hanno ricevuto una chemioterapia / radioterapia durante gli

ultimi tre mesi poiché la sicurezza di tale utilizzo non è stata stabilita e il sistema immunitario potrebbe essere compromesso, causando lesioni gravi.

- Persone affette da epilessia, poiché l'uso del dispositivo potrebbe provocare una crisi epilettica.
- Pelle danneggiata o lesa oppure nei casi di herpes o psoriasi nell'area di trattamento in quanto tale uso potrebbe provocare gravi effetti indesiderati.
- Soggetti che soffrono della formazione di cicatrici cheloidi (crescita di tessuto cicatriziale in eccesso dove la pelle è guarita da una lesione) nell'area di trattamento, poiché tale uso non è stato accertato e potrebbe comportare gravi complicazioni cutanee.
- Se si assume un farmaco fotosensibilizzante o un rimedio a base di erbe, consultare un medico prima di usare il dispositivo poiché l'applicazione può essere dannosa per la pelle.
- Soggetti fotosensibili o affetti da altre patologie legate alla sensibilità alla luce, in quanto l'utilizzo del dispositivo in queste condizioni potrebbe portare a lesioni gravi.
- Soggetti affetti da condizioni metaboliche gravi o scompensate, come il diabete poiché potrebbe causare un maggiore rischio di infezione o lenta guarigione in caso di effetti indesiderati.
- Soggetti che abbiano effettuato, nelle ultime 8 settimane, procedure come peeling o altre procedure di resurfacing cutaneo, poiché in queste circostanze l'utilizzo del dispositivo potrebbe provocare una stimolazione della pigmentazione.

Nota: Nel caso si sia stati sottoposti a qualsiasi altra procedura estetica o di incertezza relativamente a potenziali effetti collaterali, consultare il proprio medico curante prima di usare il dispositivo.

Uso previsto

Questo dispositivo è destinato all'uso casalingo per la rimozione di peli indesiderati su tutto il corpo (ad es. gambe, braccia, ascelle, inguine, schiena, spalle, torace e pancia) e sulle aree del viso consentite (cioè sull'arcata del labbro superiore, guancia, mascella, mento e collo). È considerato un dispositivo medico senza uso medico e non offre un beneficio clinico.

Nota: Questo dispositivo è stato progettato appositamente per un trattamento personale ed è destinato all'uso domestico da parte di un singolo utente.


Come Funziona L'RPL™ (Luce Pulsata Reattiva)?

L'RPL™ (luce pulsata reattiva) è una tecnologia avanzata che usa la tecnologia IPL (luce pulsata ad alta intensità), clinicamente testata, in combinazione con un sensore dell'incarnato e un sensore di contatto con la pelle. La luce emessa dal dispositivo penetra la cute ed è poi assorbita dalla melatonina nel fusto pilifero. Il calore prodotto da questa luce entra nel follicolo e genera un effetto termico localizzato, noto anche come fototermolisi selettiva. L'effetto termico disattiva il follicolo pilifero provocando una riduzione della crescita pilifera, lasciando la pelle attorno inalterata e fresca.

Riduzione dei peli a lungo termine - il ciclo di crescita pilifera

Due fattori ricoprono un ruolo importante nella riduzione ottimale dei peli a lungo termine:

- **Il ciclo di crescita pilifera.** La crescita pilifera include tre fasi: anagen, catagen e telogen. L'anagen è la fase di crescita, mentre le fasi catagen e telogen sono fasi di riposo. La riduzione permanente dei peli può verificarsi solo durante la fase anagen, la fase di crescita. Poiché la crescita pilifera non è sincronizzata, si raccomanda di completare l'intero protocollo di trattamento per assicurarsi che tutti i peli siano esposti al trattamento stesso durante la fase anagen.
- **Incarnati della pelle.** La pelle più scura contiene più melanina, che compete con i peli cui è destinato il trattamento nell'assorbire energia. Quando più energia è assorbita dalla pelle, c'è un rischio maggiore di effetti indesiderati.



Test Preliminare

Prima del trattamento iniziale su ogni nuova area del corpo, raccomandiamo di controllare la pelle in quell'area per determinare la reazione della pelle al trattamento con il dispositivo e aiutare ad impostare l'intensità ottimale per ogni area trattata. Aree diverse del corpo possono avere una sensibilità diversa e di conseguenza richiedere diverse intensità.

Eeguire un test preliminare su una porzione nascosta di pelle per l'area che si intende trattare 24 ore prima del primo trattamento completo.

Nota: Non trattare intere aree con intensità non precedentemente testate!

1. Preparare la pelle come descritto di seguito nella sezione "Preparare la cute".
2. Selezionare l'intensità più bassa ed erogare un impulso.
3. È possibile aumentare l'intensità fino a quando ci si sente a proprio agio. È possibile continuare fino all'intensità massima, a meno che non si inizi a provare fastidio. Ogni intensità deve essere testata su una nuova zona della pelle (non sovrapporre impulsi).
4. Se si avverte disagio o si vedono effetti indesiderati, interrompere il test immediatamente!
5. Se non c'è nessuna reazione indesiderata della pelle dopo 24 ore, è possibile continuare con un trattamento completo usando l'intensità più alta testata con la quale ci si è sentiti a proprio agio.

Istruzioni per l'uso

Il dispositivo è adatto per l'uso su: gambe, braccia, ascelle, inguine, schiena, spalle, petto, stomaco e aree del viso consentite (sull'arcata del labbro superiore, guancia, mascella, mento e collo).

Cosa aspettarsi

Durante il trattamento è normale che si verifichi:

- Un impulso luminoso ad ogni pressione del pulsante di attivazione - la luce emessa non è pericolosa per gli occhi.
- Un clic ad ogni impulso luminoso.
- Una leggera sensazione di bruciore.

Passaggio 1: Carica

1. Prima dell'uso iniziale e quando la batteria è scarica, caricare completamente la batteria (la carica completa dalla batteria richiede fino a 2.5 ore).
2. Per caricare il dispositivo, inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa

elettrica e l'altra estremità nel dispositivo. Dopo la ricarica, rimuovere l'alimentazione dalla presa a muro e staccarla dal dispositivo.

3. È possibile usare il dispositivo mentre viene caricato. Tuttavia, questo può limitare il numero di impulsi poiché la carica della batteria è più lenta del consumo della batteria durante l'uso.

 **Indicatore dello stato della batteria - L'indicatore mostra lo stato di carica della batteria:**

Luce indicatrice della batteria	Stato
Rossa	La batteria è in carica. Nota: Se, oltre a questa luce rossa, l'intensità 1 è verde, il dispositivo è acceso
Verde	La batteria è completamente carica, e il dispositivo è collegato all'alimentatore esterno
Luce rossa che lampeggia lentamente	Livello della batteria basso (circa il 30% della carica completa)
Luce rossa che lampeggia velocemente	Livello della batteria molto basso (circa il 10% della carica completa)

Nota: Gli indicatori dello stato della batteria verde o rosso lampeggiante appariranno solo quando il dispositivo è acceso.

Note sulla ricarica:

- È normale che il dispositivo e l'adattatore si riscaldino un po' durante la ricarica.
- La ricarica deve essere eseguita solo a temperatura ambiente o in un ambiente fresco, mai sopra ai 40°C.

Il dispositivo è attrezzato con una protezione dal surriscaldamento della batteria e non si ricaricherà se la temperatura ambiente supera i 40°C.

- Caricare completamente il dispositivo ogni 6 mesi, anche se non è stato usato durante quel periodo.
- Non coprire l'apparecchio e l'adattatore durante la ricarica.

Passaggio 2: Preparazione dell'area che si intende trattare

1. Rimuovere tutti i gioielli.
2. Accertarsi che i peli sulla cute dell'area da trattare siano rasati o tagliati. NON togliere i peli con la ceretta, epilare o strappare i peli nell'area da trattare prima del primo trattamento o fra trattamenti poiché questo rimuoverebbe il fusto pilifero che assorbe l'energia luminosa durante il trattamento.


3. Pulire la pelle da residui di polveri, creme, makeup, antitranspiranti o deodoranti, e poi asciugare la pelle tamponandola.
4. Non usare mai liquidi infiammabili, come alcool (compresi profumi, disinfettanti o altri prodotti contenenti alcool) o acetone sulla pelle per un'ora prima di utilizzare il dispositivo, in quanto potrebbero bruciare la pelle.

Importante: Non usare creme o gel mentre si usa il dispositivo poiché questo può impedire il funzionamento normale.

Passaggio 3: Attivazione del dispositivo

Questo dispositivo cordless è dotato di un sensore dell'incarnato unico integrato intelligente, che si trova sotto alla finestra del trattamento. Questa caratteristica di sicurezza unica è attiva in continuazione durante il trattamento e impedirà che sia erogato un impulso in aree nelle quali la pelle è troppo scura o troppo abbronzata, anche se l'incarnato generale è più chiaro.

1. Lampada interna (LED)
2. Finestra di trattamento (filtro ottico)
3. Sensore di contatto della pelle e dell'incarnato della pelle
4. Pulsante di attivazione
5. Visualizzazione intensità
6. Indicatore di stato della batteria
7. Pulsanti di selezione dell'intensità
8. Pulsante di raccomandazione energetica
9. Pulsante ON/OFF
10. Indicatore di stato
11. Presa di ricarica
12. Finestra di trattamento per grandi aree
13. Finestra di trattamento di precisione (compreso filtro ulteriore)
14. Alimentatore



1. Accertarsi che la finestra del trattamento sia pulita, asciutta e intatta.
2. **Caricare il dispositivo** seguendo le istruzioni nella sezione "Ricarica".
3. **Selezionare la finestra del trattamento desiderato** e semplicemente montarla sul dispositivo allineando le puntine di plastica della finestra scelta alle prese del dispositivo e premendo la finestra al suo posto. Per rimuovere la finestra di trattamento, afferrare i due lati dei punti rialzati e tirare saldamente fino a quando si stacca del dispositivo.
 - a. **Finestra di trattamento per grandi aree** – adatta per rimozione dei peli veloce e facile su vaste aree del corpo, come gambe, schiena e braccia.
 - b. **Finestra di trattamento di precisione** – adatta per il trattamento di aree piccole e delicate, come il viso (area sotto la linea della guancia) e l'inguine.
4. **Accendere il dispositivo** premendo il pulsante ON/OFF. Quando il dispositivo viene acceso, si imposta automaticamente all'intensità più bassa (1). Il dispositivo passerà a modalità standby quando lasciato incustodito per 5 minuti o premendo il pulsante ON/OFF per 3 secondi di seguito.
5. **Selezionare l'intensità desiderata.** Ogni pressione dei pulsanti + o - aumenterà o diminuirà l'energia di un livello. Gli indicatori di visualizzazione dell'intensità 1-6 si accenderanno con una luce verde secondo l'intensità selezionata (cioè a intensità 1, sarà accesa una luce verde, a intensità 2, saranno accese due luci verdi, ecc). È possibile usare il **pulsante di raccomandazione Q** energetica all'inizio di ogni trattamento o cambiare intensità a mano.
6. Posizionare la finestra di trattamento sull'area da trattare, assicurandosi che sia completamente a contatto con la pelle.

Applicare la finestra di trattamento con fermezza contro la pelle e premere il pulsante di attivazione per **erogare un impulso**. Dopo ogni impulso spostare il dispositivo sul punto successivo. Dopo ogni impulso il dispositivo necessiterà di 1-3 secondi per essere pronto per il successivo.

7. Dopo il trattamento, **spegnere il dispositivo** premendo il pulsante "ON/OFF"; l'indicatore dello stato diventerà arancione mentre il dispositivo si spegne.

Passaggio 4: Cura dopo il trattamento

- Dopo il trattamento, è possibile usare una lozione lenitiva
- Evitare di usare creme per peeling e sbiancanti o prodotti simili per almeno 24 ore, poiché irritano la pelle trattata.
- Evitare un'esposizione alla luce diretta del sole per almeno 2 settimane dopo il trattamento. Se si espone pelle recentemente trattata alla luce solare durante questo periodo, applicare un filtro solare SPF 30 o superiore.

Indicatore Dello Stato

Indicatore dello stato	Stato	Descrizione
Nessuna luce	Spento	Dispositivo non funzionante.
Luce verde stabile	Acceso	L'impulso è pronto a essere erogato.
Luce arancione transitoria	Impulso bloccato	Il dispositivo non è completamente a contatto con la pelle: non sarà erogato alcun impulso.
Luce rossa transitoria	Impulso bloccato	È stato rilevato un incarnato proibito (grafico dei colori disponibile nella copertina interna) – non sarà erogato alcun impulso.
Luce arancione lampeggiante	Raccomandazione energetica	Il dispositivo è pronto per misurare l'incarnato della pelle (non sarà emesso nessun impulso durante questo tempo).
Luce rossa stabile	Dispositivo bloccato	Il dispositivo è bloccato a causa di un malfunzionamento interno o perché la finestra del trattamento è stata attaccata al dispositivo in modo non corretto.

Pulsante di Raccomandazione Energetica

È possibile usare il **pulsante di raccomandazione energetica** **Q** all'inizio di ogni trattamento.

- Premere una volta il pulsante **Q** consente di rilevare l'intensità raccomandata per il trattamento, secondo l'incarnato nella zona testata.
- Quando si preme il pulsante di raccomandazione energetica, si accenderà con una luce verde e tutti gli indicatori di visualizzazione dell'intensità si accenderanno con una luce intermittente.
- Tenere il dispositivo sulla zona di trattamento desiderata e premere il pulsante di attivazione per misurare l'incarnato (non sarà emesso nessun impulso). L'intensità raccomandata per l'incarnato rilevato sarà imposta automaticamente, come indicato dal display dell'intensità.

- Una mancata determinazione dell'intensità adatta a causa di un mancato contatto o di un incarnato proibito (troppo scuro) è indicata da una luce rossa transitoria sull'indicatore dello stato.
- **Per controllare l'incarnato in ogni area di trattamento, mettere il dispositivo su quell'area e premere il pulsante di raccomandazione energetica.**

Modalità a Impulso o di Scorrimento

È possibile scegliere fra due modalità operative: la "modalità a impulso" e la "modalità di scorrimento":

- **Modalità a impulso:** premere il pulsante di attivazione una volta per erogare un singolo impulso. Continuare al punto successivo e premere di nuovo il pulsante di attivazione per erogare un altro impulso. Ripetere fino a quando il trattamento è completo.

- **Modalità di scorrimento:**
Cominciare il trattamento in modalità a impulso. Dopo tre impulsi consecutivi senza rilasciare il pulsante di attivazione, la modalità di scorrimento sarà attivata automaticamente. Questa modalità rilascia impulsi costantemente, con una pausa di 1-3 secondi fra gli impulsi, quindi non è necessario tenere il pulsante di attivazione. La modalità di scorrimento si disattiverà automaticamente quando il dispositivo non è a contatto con la pelle in modo corretto o se l'incarnato è troppo scuro.

**Nota importante:**

Cercare di non sovrapporre impulsi-impulsi ripetuti sullo stesso punto possono aumentare il rischio di effetti indesiderati.

Trattamento raccomandato

Per risultati ottimali, usare il dispositivo sempre secondo il trattamento raccomandato.

Peluria del corpo

I trattamenti da 1 a 4 di rimozione dei peli superflui devono essere eseguiti a due settimane di distanza.

I trattamenti da 5 a 8 di rimozione dei peli superflui devono essere eseguiti a quattro settimane di distanza.

Peluria del viso

I trattamenti da 1 a 5 di rimozione dei peli superflui devono essere eseguiti a due settimane di distanza.

I trattamenti da 6 a 8 di rimozione dei peli superflui devono essere eseguiti a quattro settimane di distanza.

Per mantenere i risultati dopo il completamento del protocollo di trattamento, raccomandiamo di eseguire un trattamento una volta al mese, o come necessario.

Risultati previsti

Individui diversi e aree di trattamento diverse potrebbero reagire alla tecnologia RPL in modo diverso.

Potrebbero essere necessari fino a 3-4 trattamenti (6-8

settimane) prima di osservare i primi risultati visibili. I peli continueranno a crescere fino a due settimane dopo una sessione di trattamento. Tuttavia, continuando il protocollo di trattamento completo, i peli cadono naturalmente e gradualmente.

Il numero di sessioni necessarie per ottenere risultati a lungo termine cambia fra i diversi utenti e fra le aree di trattamento e dipende da fattori come: età, colore dei peli e incarnato della pelle.

Quando il protocollo di trattamento è completato, si dovrebbe vedere un'ulteriore riduzione della crescita dei peli. Peli rimanenti saranno più fini e di colore più chiaro.

Note:

- Si consiglia di utilizzare l'intensità più elevata con la quale ci si sente a proprio agio durante il test preliminare. Notare che i trattamenti del viso devono essere eseguiti alle intensità da bassa a media (1-4).
- Peli più chiari possono richiedere più trattamenti per risultati visibili.

- Questo dispositivo è adatto per uomini. Tuttavia, i peli maschili, specialmente quelli del torace, richiederanno più sessioni di trattamento.

Aree facciali consentite

La pelle del viso è un'area sensibile che richiede particolare attenzione e cautela. Seguire attentamente tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza per evitare effetti indesiderati. Si consiglia di eseguire inizialmente un trattamento del corpo per familiarizzare con il dispositivo prima di eseguire un trattamento del viso.

Questo dispositivo può essere usato per trattare tutte le aree del viso situate sotto la linea della guancia, come l'arcata del labbro superiore, la guancia, la mascella, il mento e il collo.



Non usare mai il dispositivo intorno o vicino agli occhi.

Avvertenze!

- Quando si utilizza questo dispositivo per il trattamento del viso non utilizzare intensità superiori al livello medio (4), poiché potrebbero aumentare il rischio di eventi indesiderati.
- Non utilizzare il dispositivo sulle aree del viso situate sopra la linea della guancia né intorno agli occhi, alle sopracciglia e alle ciglia, in quanto potrebbe causare seri danni oculari.
- Evitare le narici e il labbro, poiché queste aree sono più sensibili.
- La pelle della terza parte inferiore del collo è più sensibile. Prestare particolare attenzione ad evitare aree di trattamento sovrapposte.

Nota: La peluria facciale può essere ormonale e, in quanto tale, richiedere più sessioni per ottenere una riduzione permanente della ricrescita dei peli superflui.

Per utenti di sesso maschile: Fare attenzione durante il trattamento dell'area della barba: la densità della crescita pilifera è dovuta a una grande quantità di melanina che assorbe il calore durante il trattamento.



Possibili effetti indesiderati

Quando si utilizza questo dispositivo seguendo le Istruzioni d'utilizzo, gli effetti indesiderati sono rari.

Tuttavia, alcune persone possono provare un lieve disagio durante l'uso - questo è normale.

I leggeri effetti indesiderati elencati nella tabella seguente dovrebbero scomparire spontaneamente in poche ore. Se si prova un livello più elevato di effetti indesiderati (come indicato nella tabella seguente) interrompere l'uso del dispositivo e consultare il proprio medico se necessario.

Gravità degli effetti indesiderati	Frequenza degli effetti indesiderati	Effetti indesiderati
Lieve	Frequente	Irritazione della pelle Arrossamento della pelle Ipersensibilità
Moderata	Rara	Ustioni cutanee Cicatrici Cambiamenti nella pigmentazione Eccessivi arrossamenti e gonfiori
Grave	Estremamente rara	Infezioni Lividi

Qualsiasi incidente grave che si sia verificato in relazione al dispositivo deve essere segnalato a noi (tramite il servizio clienti) e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedi.

Pulizia e Conservazione

1. Assicurarsi di spegnere e scollegare il dispositivo prima di pulirlo e conservarlo.
2. Per garantire le massime prestazioni, si consiglia di pulire l'area della finestra di trattamento dopo ogni sessione utilizzando un panno asciutto e pulito.
3. Pulire la finestra di trattamento se dovesse essere sporca o presentare residui. Se non è possibile pulire il dispositivo, contatta il Servizio clienti.
4. Non usare mai acqua o altri detersivi, poiché possono danneggiare il dispositivo e causare rischi per la sicurezza.
5. Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.

Risoluzione dei problemi

Se il dispositivo non si accende:

- Assicurarsi che il dispositivo sia carico (come indicato

dalla spia verde sull'indicatore di stato della batteria).

Se il dispositivo non attiva un impulso:

- Verificare che il dispositivo sia completamente a contatto con la pelle. Il pulsante di attivazione avvierà un impulso solo quando il dispositivo è completamente a contatto con la pelle.
- Verificare che la finestra di trattamento sia correttamente fissata al dispositivo (il dispositivo non funzionerà se la finestra di trattamento non è fissata correttamente al dispositivo).
- Verificare che l'area che si sta cercando di trattare non sia troppo piccola, curva o ossuta. L'intera finestra di trattamento deve toccare l'area di trattamento, tirare la pelle può aiutare a raggiungere questo obiettivo.
- Se l'incarnato della pelle identificato dal rilevatore dell'incarnato è troppo scuro, l'attivazione

dell'impulso sarà bloccata e l'indicatore di stato diventerà temporaneamente rosso.

In caso di errore generico:

- Resettare il dispositivo. Spegnerlo il dispositivo, attendere 10 secondi e poi riaccenderlo.
- In caso di ritardo dell'impulso dopo il riposizionamento del dispositivo su un'area di trattamento diversa, potrebbe essere necessario eseguire il trattamento in un ambiente più fresco. Il dispositivo può emettere impulsi a una velocità inferiore in un ambiente caldo.
- In caso di sporco o residui sulla finestra di trattamento, pulirla seguendo le istruzioni nella sezione Pulizia e Conservazione. Se non è possibile pulire l'area, contattare il nostro servizio clienti

Se il problema persiste, contattare il Servizio clienti

Servizio clienti

Per assistenza clienti, vedere i dati di contatto sulla retrocopertina interna.

Parametri di specifica del dispositivo

Fabbricato da
ELG trade Ltd.

Spettro luminoso emesso

**Finestra di trattamento
per grandi aree**
(filtro ottico giallo) da 475
nm a 1.200 nm max.

**Finestra di trattamento
di precisione**
(filtro ottico rosso) da 550
nm a 1.200 nm max.

Durata dell'impulso
5 ± 2 [ms]

Flusso energetico emesso
5 J/cm²

Intensità selezionabili
6 livelli

Area di trattamento (finestra)

**Finestra di trattamento
per grandi aree**
4,5 cm²

**Finestra di trattamento
di precisione**
2 cm²

Velocità
1 impulso ogni 3 secondi

Alimentatore esterno
12[V], 1.8[A], 21.6[W]
100-240 [VAC], 50-60[Hz]

**Peso e dimensioni
del dispositivo**
461 [gr], 200 X 175 X 70 [mm]
16.3 [Oz], 7,9 X 6,9 X 2,7 [in]

**Rendimento medio
in modo attivo A**
87.1%

Efficienza a basso carico (10%)
81.9%

Tecnologia
IPL per uso domestico

Conservazione

Condizioni di conservazione e trasporto	
Temperatura	Da -10°C a 70°C (da 14°F a 158°F)
Umidità	Da 0 a 90% RH a 55°C (131°F)
Pressione	non condensata
Condizioni di funzionamento	
Temperatura	Da 10°C a 40°C (da 50°F a 104°F)
Umidità	Dal 30% a 70%RH
Altitudine max. di funzionamento	10.000 ft.

Etichettatura

Modello: IPL300



Doppio isolamento



Consultare le Istruzioni d'utilizzo



Smaltimento apparecchiature elettriche ed elettroniche



I nostri prodotti e confezioni sono riciclabili, non gettarli via!



Tenere lontano dagli occhi



Leggere tutte le avvertenze e le precauzioni di sicurezza prima dell'uso



Non utilizzare il dispositivo su pelle abbronzata o dopo l'esposizione solare



Non bagnare il dispositivo. Tenere lontano da vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua: Tenere all'asciutto



Batteria ricaricabile

IP22

IP2X: Protetto contro l'inserimento di corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm di diametro

IPX2: Protetto da caduta verticale di gocce d'acqua.



Avvertenze: Radiazioni ottiche

CE

UK
CA

Note sulla manipolazione delle batterie

Se la pelle o gli occhi vengono a contatto con il fluido interno alla batteria, sciacquare le aree interessate con acqua e consultare immediatamente un medico.

Proteggi le batterie dal calore eccessivo.

Rischio di esplosione! Non gettare mai le batterie nel fuoco.

Non smontare, aprire o rompere le batterie.

Un piccolo riscaldamento del dispositivo e dell'alimentatore durante la ricarica è normale.

Non caricare la batteria ad una temperatura ambiente superiore a 40°C (104°F). Il dispositivo è dotato di protezione da surriscaldamento della batteria e non si carica se la temperatura ambiente supera i 40°C. (104 F).

Non coprire mai l'apparecchio e l'alimentatore durante la carica.

Utilizzare esclusivamente i caricabatteria specificati nelle Istruzioni d'utilizzo.

Le batterie devono essere caricate correttamente prima dell'uso. Le istruzioni del produttore e le specifiche contenute in queste Istruzioni d'utilizzo relative ad una corretta ricarica devono essere sempre rispettate.

Caricare completamente la batteria al primo utilizzo (vedi sezione **Carica del dispositivo**).

Per la massima durata della batteria, caricare la batteria interamente almeno due volte all'anno.

Índice de contenidos

Precauciones	114
Advertencias	119
Contraindicaciones	120
Uso previsto	122
Tecnología RPL™ (luz pulsada reactiva) - ¿Cómo funciona?	122
Prueba preliminar	123
Como Usarlo	124
Paso 1: Cargando	124
Paso 2: Prepare el área que desea tratar	126
Paso 3: Operación del dispositivo	127
Paso 4: Cuidado posterior al tratamiento	130
Indicador de estado	130
Botón de recomendación de energía	131
Modo Pulsación O Deslizamiento	131
Tratamiento recomendado:	132
Posibles efectos adversos	135
Limpieza y almacenamiento	136
Solución de problemas	136
Parámetros de las especificaciones del dispositivo	138
Etiquetado	140

Precauciones

- No debe ser utilizado por personas menores de 18 años.
- MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión de adultos.
- No se recomienda el uso de este dispositivo en cabellos grises, rojos o muy claros, ya que se ha demostrado que es menos eficaz en estos colores de cabello.
- El dispositivo puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y

conocimiento, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y que comprendan los peligros involucrados. Este dispositivo no está diseñado para el uso de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.

- ¡ADVERTENCIA! En caso de no seguir las instrucciones es posible que cause daño a los ojos (que puede resultar en la pérdida de la visión) o a la piel. Lea y siga las instrucciones.
- ¡ADVERTENCIA! La piel puede verse dañada después de una aplicación superficial prolongada o repetida en un mismo sitio.

- ¡ADVERTENCIA! No anule los mecanismos de seguridad internos del dispositivo.
- No coloque, guarde ni use el dispositivo cerca de la bañera, ducha, lavabos u otros contenedores de agua, pues puede conducir a electrocución.
- No abra ni arregle el dispositivo, pues puede entrar en contacto con componentes eléctricos peligrosos, ya que puede causar serios daños al cuerpo.
- No deje el dispositivo sin vigilancia cuando esté enchufado, ya que existe el riesgo de electrocución.
- No utilice el dispositivo si alguna de sus partes o accesorios no funcionan correctamente, parecen

dañados, rotos, sueltos, faltantes o mojados (tenga mucho cuidado, ya que este dispositivo emite rayos UV e IR), o si ve o siente olor a humo.

- No utilice el dispositivo con una fuente de alimentación que no sea la proporcionada con el dispositivo. Esto puede dañar la unidad y hacer que deje de funcionar. No utilice nunca adaptadores de CC que no estén aprobados por el fabricante. En caso de daños en el cable de alimentación, el cable solo debe ser reemplazado por el fabricante o distribuidor calificado. Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más asistencia.
- Antes de utilizar este dispositivo, asegúrese de que esté limpio, seco

e intacto. Las instrucciones de limpieza se detallan en la sección Limpieza y Almacenamiento.

Nota: La depilación con láser o luz pulsada intensa puede provocar un aumento del crecimiento del vello en algunas personas. Según los datos actuales, los grupos de mayor riesgo para esta reacción son las mujeres de ascendencia mediterránea, del Medio Oriente y del sur de Asia, tratadas en la cara y en el cuello.

Asegúrese de leer atentamente esta guía de usuario, antes de comenzar a utilizar el dispositivo. La guía de usuario también puede encontrarse en www.sensica.com


¿Quién no debe usar el dispositivo?

Lea detenidamente la siguiente información antes de comenzar un tratamiento con el dispositivo. Si aún tiene dudas o no está seguro de que el dispositivo sea seguro para su uso, consulte a su médico.

Advertencias

NO use el dispositivo:

- Si tiene la piel muy oscura (consulte la tabla de tonos de piel en la cubierta interior). La piel muy oscura puede absorber demasiada energía luminosa y, por lo tanto, es más propensa a sufrir lesiones (p. Ej., Quemaduras, decoloración o cicatrices).



- En pieles bronceadas artificial o naturalmente, en piel bronceada o después de la exposición al sol, ya que esto puede causar quemaduras graves o lesiones en la piel. Evite más de 15 minutos de exposición al sol durante 4 semanas, antes de su tratamiento y durante al menos 2 semanas después del tratamiento. Si durante este período, el área tratada de su piel se expone a la luz solar, asegúrese de aplicar protectores solares con FPS 30 o superior.
- Si tiene manchas marrones o negras como marcas de nacimiento, lunares o ampollas en la zona de tratamiento.
- Directamente en los pezones, genitales o alrededor del ano, ya que estos pueden tener un

color de piel más oscuro y/o una mayor densidad de vello.

- En las membranas mucosas como: fosas nasales, boca, labios, párpados y oídos, ya que puede provocar lesiones graves.
- En piercings o cualquier elemento metálico como pendientes o joyas en la zona a tratar, ya que puede provocar quemaduras.
- En áreas con tatuajes o maquillaje permanente. Cubra los tatuajes o el maquillaje permanente con una tirita blanca antes del tratamiento. No use el dispositivo directamente sobre el tatuaje o el maquillaje permanente, incluso cuando haya sido cubierto.

Además:

- Nunca mire directamente a la luz que proviene del aplicador y la lámpara, ya que puede causar lesiones en los ojos.
- No utilice nunca líquidos inflamables como alcohol (incluidos los

perfumes, desinfectantes y otros productos que los contengan) o acetona en la piel, una hora antes de usar el dispositivo, pues puede causar quemaduras en la piel.

- No trate la misma área de la piel más de una vez por tratamiento, ya que puede causar efectos adversos.

Contraindicaciones

NO use el dispositivo si:

- Tiene un implante activo como un marcapasos, bomba de insulina o dispositivos similares, ya que puede causar interferencia.
- Está embarazada, tiene posibilidades de quedar embarazada o está amamantando, ya que el dispositivo no se probó en mujeres embarazadas o en lactancia y podría estimular la pigmentación.
- Tiene cáncer de piel, áreas en riesgo de malignidad o si ha recibido quimioterapia/radioterapia en los últimos 3 meses, ya que no se ha establecido

la seguridad de dicho uso y el sistema inmune puede verse comprometido, lo que puede provocar lesiones graves.

- Sufre de epilepsia, ya que el uso del dispositivo podría desencadenar una convulsión.
- Su piel está dañada o lesionada, o tiene antecedentes de brote de herpes o psoriasis en el área de tratamiento, ya que dicho uso puede provocar efectos secundarios graves.
- Sufre de formación de cicatriz que loide (crecimiento de tejido cicatricial adicional donde la piel ha sanado después de una lesión) en el área de tratamiento, ya que dicho uso no se ha establecido y puede dar lugar a complicaciones graves de la piel.
- Si está tomando un medicamento foto sensibilizante o un remedio a base de hierbas, consulte a un médico antes de usar el dispositivo, ya que la aplicación puede ser dañina para la piel.

- Es fotosensible o tiene otras enfermedades relacionadas con la sensibilidad a la luz, ya que el uso del dispositivo en estas condiciones puede provocar lesiones graves.
- Padece de afecciones metabólicas severas o descompensadas, como diabetes, ya que puede causar un mayor riesgo de sanación tardía e infección en caso de un efecto adverso.
- Se ha sometido a una exfoliación cutánea u otros procedimientos de rejuvenecimiento cutáneo en las últimas 8 semanas en el área de tratamiento, ya que el uso del dispositivo puede provocar la estimulación de la pigmentación en esta circunstancia.

Nota: Si se ha sometido a otros tratamientos estéticos o si tiene dudas con respecto a los posibles efectos secundarios, consulte a su médico antes de utilizar el dispositivo.

Uso previsto

Este es un dispositivo de uso doméstico destinado a la eliminación de vello no deseado en el cuerpo (por ejemplo, piernas, brazos, axilas, línea del bikini, espalda, hombros, pecho y estómago) y en áreas faciales permitidas (es decir, por encima del labio superior, mejilla, mandíbula, mentón y cuello). Se considera un dispositivo médico sin uso médico y no tiene beneficio clínico.

Nota: este dispositivo está especialmente diseñado para su propio tratamiento personal y está destinado a un único usuario y solo para uso doméstico.

Tecnología RPL™ (luz pulsada reactiva) - ¿Cómo funciona?

RPL™ (luz pulsada reactiva) es una tecnología avanzada que utiliza la tecnología clínicamente probada IPL (luz pulsada intensa) y un sensor que detecta el tono de piel y el contacto con la piel. La luz que se emite del dispositivo penetra en la piel y luego el

pigmento de melanina en el tallo del vello la absorbe. El calor que produce esta luz entra en el folículo y genera un efecto térmico local, también conocido como foto termólisis selectiva. El efecto térmico inhabilita el folículo piloso, lo que provoca una reducción en el crecimiento del vello y deja la piel circundante intacta y fresca.


Reducción del vello a largo plazo: ciclo de crecimiento del vello

Dos factores desempeñan un papel importante en la reducción óptima del vello a largo plazo:

- **Ciclo de crecimiento del vello.** El crecimiento del vello implica tres fases: Anágena, catágena y telógena. Anágena es la fase de crecimiento, mientras que la catágena y telógena son las fases de reposo. La reducción permanente del vello solo puede ocurrir en la fase anágena, la fase de crecimiento. Dado que el crecimiento del vello no está sincronizado, se recomienda completar el

protocolo de tratamiento completo para garantizar que cada vello quede expuesto al tratamiento durante su fase anágena.

- **Tonos de piel.** La piel más oscura contiene más melanina, que compite con el vello focalizado para la absorción de energía. Cuando la piel absorbe más energía, existe un mayor riesgo de efectos adversos.



Prueba preliminar

Antes de su primer tratamiento en cada nueva área del cuerpo, le recomendamos que pruebe su piel en esa área para determinar la reacción de su piel al tratamiento con el dispositivo y ayudarle a establecer el nivel de energía óptimo para cada área de tratamiento. Las diferentes áreas del cuerpo pueden tener diferente sensibilidad y, por lo tanto, pueden requerir diferentes niveles de energía.

Realice una prueba preliminar en un parche de piel oculto para el área que desea tratar 24 horas antes del primer tratamiento completo.

Nota: ¡No trate áreas completas con niveles de energía que no haya probado antes!

1. Prepare su piel como se describe a continuación en la sección "Prepare su piel".
2. Seleccione el nivel de energía más bajo y emita un destello.
3. Puede aumentar el nivel de energía siempre y cuando se sienta cómodo. Puede continuar haciéndolo hasta

el nivel máximo de energía, a menos que comience a experimentar molestias. Cada nivel de energía debe probarse en un nuevo parche de piel (no superponga los destellos).

4. Si no se siente cómodo o ve algún efecto adverso como enrojecimiento severo o ampollas, detenga la prueba de inmediato.
5. **Si no hay una reacción adversa en la piel después de 24 horas, puede continuar con un tratamiento completo, utilizando el nivel de energía confortable más alto que haya probado.**

Como Usarlo

Que esperar

Durante su tratamiento, es normal experimentar:

- Un destello de luz con cada pulsación del botón disparador - la luz emitida no dañará sus ojos.
- Un sonido pop con cada destello de luz.
- Una leve sensación de escozor.

Paso 1: Cargando

1. Antes del primer uso y cuando la batería esté vacía, cárguela por completo (la carga completa de la batería demora hasta 2,5 horas).
2. Para cargar su dispositivo, inserte el enchufe del cable de alimentación en la toma de corriente y el otro extremo en el dispositivo. Después de cargar, retire el adaptador de corriente de la toma de pared y desconéctelo de su dispositivo.
3. Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando. Sin embargo, esto puede limitar la cantidad de pulsos, ya que la carga de la batería es más lenta que el consumo de la batería durante el uso.

Indicador del estado de la batería: el indicador muestra el estado de carga de la batería:

Luz indicadora de batería	Estado
Rojo	Se está cargando la batería. Nota: si, además de esta luz roja, el nivel de energía 1 es verde, el dispositivo está encendido
Verde	La batería está completamente cargada y el dispositivo está conectado a la fuente de alimentación externa
Luz roja parpadeando lentamente	Nivel de batería bajo (aproximadamente el 30% de la carga completa)
Luz roja parpadeando rápidamente	Nivel de batería muy bajo (aproximadamente el 10% de la carga completa)

Nota: Los indicadores del estado de la batería de color verde o rojo parpadeante aparecerán solo cuando el dispositivo esté encendido.

Notas sobre la carga:

- Es normal que el dispositivo y el adaptador de corriente se calienten durante la carga.
- La carga debe realizarse a temperatura ambiental o en un ambiente fresco, nunca por encima de los 40°C. El dispositivo está equipado con protección contra sobrecalentamiento de la batería y no se cargará si la temperatura ambiental supera los 40°C.

- Cargue completamente el dispositivo cada 6 meses, incluso si no lo ha usado en ese tiempo.
 - Nunca cubra el aparato y el adaptador durante la carga.
4. Nunca use líquidos inflamables como alcohol (incluidos perfumes, desinfectantes u otras aplicaciones que contengan alcohol) o acetona en la piel durante una hora antes de usar el dispositivo, ya que puede causar quemaduras en la piel.

Paso 2: Prepare el área que desea tratar


1. Quítese todas las joyas.
2. Asegúrese de que el vello de su piel en el área de tratamiento esté afeitado o recortado. No depile con cera el vello en el área tratada antes del primer tratamiento o entre tratamientos, ya que esto eliminará el tallo del vello que absorbe la energía de la luz durante el tratamiento.
3. Limpie la piel de cualquier residuo de polvos, cremas, maquillaje, antitranspirantes o desodorantes y luego seque la piel con palmaditas.

Importante: No aplique cualquier crema o gel durante el uso del dispositivo ya que puede impedir el funcionamiento correcto.

Paso 3: Operación del dispositivo

Este dispositivo inalámbrico está equipado con un sensor de tono de piel integrado inteligente y único, ubicado debajo de la ventana de tratamiento. Esta característica de seguridad única está activa continuamente durante el tratamiento y evitará que ocurra un destello en áreas donde su piel es demasiado oscura o bronceada, incluso si su tipo de piel en general es más clara.

1. Luz intermitente (lámpara interna)
2. Ventana de tratamiento/área de luz
3. Sensor detector de tono de piel y contacto con la piel
4. Botón de activación
5. Pantalla de nivel de energía
6. Indicador de estado de la batería
7. Botones de selección de nivel de energía
8. Botón de recomendación de energía
9. Botón de ENCENDIDO/APAGADO
10. Indicador del estado
11. Toma de carga
12. Ventana grande de tratamiento
13. Ventana precisa de tratamiento (con filtro adicional)
14. Adaptador de corriente



1. Asegúrese de que la ventana de tratamiento esté limpia, seca e intacta.
2. **Cargue su dispositivo** de acuerdo con las instrucciones de la sección "Carga".
3. **Seleccione la ventana de tratamiento** deseada y simplemente encájela en el dispositivo alineando las clavijas de plástico de la ventana seleccionada con los enchufes del dispositivo y presionando la ventana en su lugar. Para quitar la ventana de tratamiento, agarre ambos lados de los puntos elevados y tire firmemente hasta que se desconecte del dispositivo.
 - a. **Ventana de tratamiento grande:** adecuada para una depilación rápida y fácil en áreas grandes del cuerpo, como piernas, espalda y brazos.
 - b. **Ventana de tratamiento precisa:** adecuada para el tratamiento de áreas pequeñas y delicadas, como la cara (área debajo de la línea de las mejillas) y la línea del bikini.
4. **Encienda el dispositivo** presionando el botón ON / OFF. Cuando el dispositivo está encendido, se configurará automáticamente al nivel de energía más bajo (1). El dispositivo cambiará al modo de espera cuando se deje desatendido durante 5 minutos o al presionar el botón de ON / OFF durante 3 segundos consecutivos.

5. **Seleccione el nivel de energía deseado.** Cada presión de los botones + o - aumentará o disminuirá la energía en un nivel. Los indicadores de visualización del nivel de energía 1-6 se iluminarán en verde de acuerdo con el nivel de energía seleccionado (por ejemplo, en el nivel de energía 1, se encenderá una luz verde, en el nivel de energía 2, se encenderán dos luces verdes, etc.). Puede usar el **botón de recomendación de energía Q** al comienzo de cada tratamiento o cambiar manualmente los niveles de energía.
6. Coloque la ventana de tratamiento en el área de tratamiento deseada, asegurando un contacto total con la piel. Aplique la ventana de tratamiento firmemente contra su piel y presione el botón disparador para **liberar un destello**. Después de cada destello, mueva el dispositivo al siguiente lugar. Después de cada destello, el dispositivo tardará entre 1 y 3

segundos en estar listo para el siguiente.

7. Después del tratamiento, **apague el dispositivo** presionando el botón "ON / OFF"; El indicador de estado tornará naranja en cuanto el dispositivo se apaga.


Paso 4: Cuidado posterior al tratamiento


- Después del tratamiento, puede usar una loción calmante.
- Evite el uso de cremas exfoliantes y decolorantes o productos similares durante al menos 24 horas, ya que esto irrita la piel tratada.
- Evite la exposición directa al sol durante al menos 2 semanas después del tratamiento. Si expone la piel recién tratada a la luz solar durante este período de tiempo, aplique protector solar de SPF 30 o superior.

Indicador de estado

Indicador de estado	Estado	Descripción
Sin luz	APAGADO	El dispositivo no está en funcionamiento.
Luz verde fija	ENCENDIDO	El destello está listo para ser emitido.
Luz naranja momentánea	Destello bloqueado	El dispositivo no está en contacto total con la piel: no se emitirá ningún destello.
Luz roja momentánea	Destello bloqueado	Se ha detectado un tono de piel prohibido (tabla de colores disponible en la cubierta interior); no se emitirá destello.
Luz naranja intermitente	Recomendación de energía	Dispositivo listo para medir el tono de la piel (no se emitirá destello durante este tiempo).
Luz verde momentánea	Dispositivo bloqueado	El dispositivo está bloqueado debido a un mal funcionamiento interno o una conexión incorrecta de la ventana de tratamiento al dispositivo.

Botón de recomendación de energía

Puede utilizar el botón de **recomendación de energía**  al inicio de cada tratamiento.

- Una pulsación del botón  le permitirá detectar el nivel de energía recomendado para su tratamiento, de acuerdo con su tono de piel en la zona de prueba.
- Al presionar el botón de recomendación de energía, se iluminará en verde y todos los indicadores de visualización del nivel de energía parpadearán.
- Sostenga el dispositivo en el área de tratamiento deseada y presione el botón disparador para medir su tono de piel (no se disparará ningún destello). El nivel de energía recomendado para el tono de piel detectado, se establecerá automáticamente, como lo indica la pantalla del nivel de energía.
- La falta de determinación del nivel de energía adecuado debido a la falta de contacto o al

tono de piel prohibido (demasiado oscuro) se indica mediante una luz roja momentánea en el indicador de estado.

- Para probar el tono de la piel en cada área de tratamiento, coloque el dispositivo en esa área y presione el botón de recomendación de energía.

Modo Pulsación o Deslizamiento

Puede elegir entre 2 modos de funcionamiento, el "modo de pulsación" o el "modo de deslizamiento":

- **Modo de pulsación:** presione el botón disparador una vez, para liberar un solo destello. Continúe hasta el siguiente punto y presione el botón disparador nuevamente para liberar otro destello. Repita esto hasta que se complete el tratamiento.
- **Modo de deslizamiento:** comience el tratamiento en modo de Pulsación. Después de tres destellos consecutivos sin soltar el botón de disparo, el modo

Deslizamiento se activará automáticamente. Este modo lanzará destellos continuamente, con una pausa de 1-3 segundos entre destellos, por lo que no es necesario mantener presionado el botón disparador. El modo Deslizamiento se desactivará automáticamente cuando el dispositivo no esté en contacto adecuado con la piel o si el tono de la piel es demasiado oscuro



Nota importante: Trate de no superponer los pulsos: los pulsos repetidos en el mismo lugar pueden aumentar la posibilidad de efectos adversos.

Tratamiento recomendado:

Para obtener resultados óptimos, debe utilizar el dispositivo de forma constante, siguiendo el tratamiento recomendado.

Vello del cuerpo

1 a 4 tratamientos de depilación con dos semanas de diferencia

5 a 8 tratamientos de depilación con cuatro semanas de diferencia.

Vello facial

1 a 5 tratamientos de depilación con dos semanas de diferencia

6 a 8 tratamientos de depilación con cuatro semanas de diferencia.

Para mantener los resultados después de completar el protocolo de tratamiento, recomendamos realizar un tratamiento una vez al mes, o según sea necesario.

Resultados previstos:

Diferentes personas y diferentes áreas de tratamiento podrían reaccionar de igual manera a la tecnología RPL.

Pueden pasar hasta 3-4 tratamientos (6-8 semanas) antes de que se puedan ver los resultados iniciales. El vello seguirá creciendo hasta dos

semanas después de la sesión de tratamiento. Sin embargo, a medida que avance en el protocolo de tratamiento completo, el vello se caerá de forma natural y gradual.

El número de sesiones necesarias para lograr resultados a largo plazo difiere entre usuarios y entre áreas de tratamiento y depende de factores como: edad, color de vello y tono de piel.

Una vez que se completa el protocolo de tratamiento, debería ver una mayor reducción del crecimiento del vello. Los pelos restantes deben ser más finos y de color más claro.

Notas:

- Se recomienda utilizar la configuración de energía más alta que le resulte cómoda durante la prueba preliminar. Tenga en cuenta que los tratamientos faciales deben realizarse con niveles de energía bajos a medios (1-4).
- Los colores de cabello más claros pueden requerir más tratamientos para notar los resultados.

- Este dispositivo es adecuado para hombres. Sin embargo, el vello corporal masculino, especialmente en el pecho, requerirá más sesiones de tratamiento.

Áreas faciales permitidas

La piel del rostro es un área sensible que requiere especial cuidado y precaución. Asegúrese de seguir todas las instrucciones y precauciones de seguridad cuidadosamente para evitar efectos adversos. Se recomienda que primero use el dispositivo para tratamiento corporal y lo conozca antes de realizar tratamientos faciales.

Este dispositivo se puede usar para tratar todas las áreas faciales debajo de la línea de la mejilla, como: arriba del labio superior, mejilla, mandíbula, mentón y cuello.



Nunca use el dispositivo alrededor o cerca de sus ojos.

¡Advertencias!

- Al usar este dispositivo para tratar áreas faciales, no use niveles de energía que excedan el nivel medio, ya que puede causar daños graves en la piel.
- No use el dispositivo en el rostro sobre la línea de la mejilla o alrededor de los ojos, las cejas y las pestañas, ya que esto podría causar daños oculares graves.
- Evite las fosas nasales y los labios, ya que estas áreas son más sensibles.
- La piel en el tercio inferior del cuello es más sensible. Tenga mucho cuidado y evite la superposición de áreas de tratamiento.

Nota: el vello facial puede ser hormonal y, como tal, es posible que necesite más sesiones para lograr una reducción permanente del vello.

Para hombres: tenga cuidado al tratar el área de la barba; la alta densidad del crecimiento del vello se contiene en una gran cantidad de melanina que absorbe el calor durante el tratamiento.



Posibles efectos adversos

Cuando se utiliza este dispositivo de acuerdo con las Instrucciones de uso, los efectos secundarios son poco comunes.

Sin embargo, algunas personas pueden experimentar ligeras molestias

durante el uso; esto es normal.

Los efectos adversos leves enumerados en la siguiente tabla deben aliviarse espontáneamente en unas pocas horas. En caso de que experimente un mayor grado de efectos adversos (como se enumeran en la siguiente tabla), deje de usar el dispositivo y consulte con su médico si es necesario.

Gravedad del efecto adverso	Frecuencia del efecto secundario	Efectos secundarios
Leve	Común	Irritación de la piel Enrojecimiento de la piel Sensibilidad de la piel
Moderado	Poco común	Quemaduras de la piel Cicatrices Cambios pigmentarios Enrojecimiento excesivo e hinchazón
Leve	Muy poco común	Infección Moretones

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo debe informárnoslo (a través del servicio de Atención al cliente) y a la autoridad competente del Estado miembro en el que resida.

Limpieza y almacenamiento

1. Asegúrese de apagar y desconectar el dispositivo antes de limpiarlo y guardarlo.
2. Para asegurar el máximo rendimiento, recomendamos limpiar el área de la ventana de tratamiento después de cada sesión con un paño seco y limpio.
3. Si hay suciedad o residuos en la ventana de tratamiento, límpiela. Si no puede limpiar el dispositivo, comuníquese con nuestro Servicio de atención al Cliente.
4. Nunca use agua u otros líquidos de limpieza, ya que pueden dañar el dispositivo y causar riesgos de seguridad.
5. Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.

Solución de problemas

Si el dispositivo no se enciende:

- Asegúrese de que el dispositivo esté cargado (que se indica mediante la luz verde en el indicador de estado de la batería).

Si el dispositivo no activa un pulso:

- Verifique que haya pleno contacto entre el dispositivo y su piel. El botón de activación activará un pulso solo cuando el dispositivo entre en pleno contacto con la piel.
- Verifique que la ventana de tratamiento esté correctamente conectada a su dispositivo (el dispositivo no funcionará si la ventana de tratamiento no está conectada o está incorrectamente conectada al dispositivo).
- Verifique que el área que intenta tratar no sea demasiado pequeña, curva u ósea. Toda la ventana de tratamiento debe entrar

en contacto con el área de tratamiento. Si estira la piel puede lograrlo más fácilmente.

- Si el tono de piel identificado por el sensor detector de tono de piel es demasiado oscuro, la activación del destello se bloqueará y el indicador de estado se pondrá rojo "momentáneamente".

Si se produce un error general:

- Reinicie el dispositivo desconectando el cable de alimentación de la red eléctrica en la pared, espere 10 segundos y luego vuelva a conectarlo. Luego intente encender el dispositivo después de reiniciar.
- En caso de que el pulso tarde un poco más después de reposicionar el dispositivo en un área de tratamiento diferente, debe considerar realizar el tratamiento en un ambiente más fresco. El dispositivo puede emitir pulsos a un ritmo más lento en un ambiente cálido.

- En caso de suciedad o residuos en la ventana de tratamiento, debe limpiar la ventana de tratamiento de acuerdo con la sección Limpieza y almacenamiento. Si no puede limpiar el área, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Si el problema no se resuelve, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Servicio de atención al cliente

Para obtener información sobre el servicio al cliente, consulte los datos de contacto en la contraportada interior.

Parámetros de las especificaciones del dispositivo

Fabricado por
ELG Trade Ltd.

Espectro de luz emitida

Ventana grande de tratamiento

(filtro óptico amarillo) 475 nm a 1.200 nm máx.

Ventana precisa de tratamiento

(filtro óptico rojo) 550 nm a 1.200 nm máx.

Duración del pulso
5 ± 2 [ms]

Flujo de energía emitida
5 [J/cm²]

Niveles de energía seleccionables
6 niveles

Área de tratamiento (ventana)

Ventana grande de tratamiento
4.5cm²

Ventana precisa de tratamiento
2cm²

Velocidad
1 destello cada 3 segundos

Fuente de alimentación externa
12[V], 1.8[A], 21.6[W]
100–240 [VAC], 50–60[Hz]

Peso y tamaño del dispositivo
461 [gr], 200 X 175 X 70 [mm]
16.3 [Oz], 7.9 X 6.9 X 2.7 [in]

Eficiencia activa media
87.1%

Rendimiento a baja carga (10%)
81.9%

Tecnología
IPL de uso en casa

Instrucciones de almacenamiento

Condiciones de transporte y almacenamiento	
Temperatura	-10°C a 70°C (14°F a 158°F)
Humedad	0 a 90% RH en 55°C (131°F)
Presión	Sin condensación
Condiciones de funcionamiento	
Temperatura	10°C a 40°C (50°F a 104°F)
Humedad	30 % - 70 % RH
Altitud máxima operativa	10,000 ft.

Etiquetado

Modelo: IPL300



Aislamiento doble



Consulte las instrucciones de uso



Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos



Nuestros productos y embalajes son reciclables, ¡no los tire!



Manténgalo alejado de los de ojos



Lea todas las advertencias y medidas de seguridad antes de usarlo



No utilice el dispositivo sobre la piel bronceada o después de haberse expuesto al sol.



No permita que el dispositivo se moje. Manténgalo alejado de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua: Manténgalo seco.



Batería recargable

IP22

IP2X: No debe penetrar objeto de 12.5 mm de diámetro.
IPX2: Las gotas que caen verticalmente no tendrán efectos nocivos.



Advertencia: Radiación óptica

CE

UK
CA

Notas sobre el manejo de baterías

Si su piel u ojos entran en contacto con el líquido de la celda de la batería, enjuague las áreas afectadas con agua y busque asistencia médica.

Proteja las baterías del calor excesivo.

¡Riesgo de explosión! Nunca arroje las baterías al fuego.

No desarme, abra ni rompa las baterías.

Es normal que el dispositivo y el adaptador de corriente se caliente durante la carga.

No cargue la batería a una temperatura ambiental superior a 40°C (104°F). El dispositivo está equipado con protección contra sobrecalentamiento de la batería y no se cargará si la temperatura ambiental supera los 40°C (104°F).

Nunca cubra el aparato y el adaptador cuando lo cargue.

Use solo los cargadores especificados en las instrucciones de uso.

Las baterías deben cargarse correctamente antes de

usarlas. Es indispensable que cumpla en todo momento las instrucciones del fabricante y las especificaciones en estas instrucciones de uso con respecto a la carga correcta.

Cargue completamente la batería antes del uso inicial (consulte la sección **Cargando** del dispositivo más arriba).

Para lograr la vida útil máxima de la batería, cárguela completamente al menos dos veces al año.

Warranty Card

Serial Number

Congratulations on your Sensica purchase!

We have every faith in the quality of each Sensica device - we know they meet the highest standards, because we subject them to rigorous quality and performance testing. In the unlikely event that you do find a defect in a Sensica device, it may be covered by this warranty.

Two Year Limited Warranty

This warranty covers only Sensica devices. Other Sensica products, such as pads or creams, are defined as consumables and therefore excluded from warranty coverage.

This limited warranty covers manufacturer defect related problems in your Sensica device, if you purchased it directly from www.sensica.com or from an authorized partner. Warranty approvals will only be granted

where an original receipt is provided. This warranty is limited to devices proven to be defective.

In order to obtain warranty service on your Sensica device, please go to our website or call our customer service center for assistance (you will find the number at www.sensica.com).

Sensica requires proof of purchase. Please provide an invoice or purchase receipt showing the date of purchase of the device



Enter your serial number on our website to activate your warranty.

Saisissez votre numéro de série sur notre site internet pour activer votre garantie.

Inserisci il tuo numero di serie sul nostro sito Web per attivare la garanzia.

Geben Sie zur Garantiregistrierung Ihre Seriennummer auf unserer Website ein.

Introduzca su número de serie en nuestro sitio web para activar su garantía.

www.sensica.com